



Produktinformation	Produktinformation_Personentransport_Kfz
Personentransport im Kraftfahrzeug	Revision 01
	Blatt 1 von 1

Produktübersicht

Kurzbezeichnung	Rollstuhltyp	Ausrüstung	Personentransport im Kfz
A1-4 / A2-4	Speedy A1 / A2	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
AF1	Speedy F1	-	nicht zugelassen
AF4-2 / AF2	Speedy F4 / F2	kein Kraftknotensystem erhältlich	zugelassen
AF4-4 / AF4-4	Speedy 4all Classicline / 4you	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
AF5 / AF4-5	Speedy 4all Ergo / 4you Ergo	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
R50	Speedy 4teen	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
T1-4	Traveler Classicline	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
T5 / T1-5	Traveler 4all Ergo / 4you Ergo	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
D3-2 / D4-3 / D7	Buddy D3 / D4 / 4all	mit und ohne Kraftknotensystem	zugelassen
R43 / R42	Litty 4all / 4you	-	nicht zugelassen
L1 / L1el	Lift solid manuell / elektrisch	-	nicht zugelassen

Anmerkung: Die in der Tabelle aufgeführten Angaben beziehen sich auf Rollstühle **ab Baujahr 2010**.

Produktkennzeichnung und deren Bedeutung

	Produkt als Sitz im Kraftfahrzeug freigegeben. Kennzeichnung der Kraftknotenverbindungen am Rollstuhl bzw. der Befestigungspunkte für Rollstuhlrückhaltesysteme.
	Produkt nicht als Sitz im Kraftfahrzeug freigegeben. Kennzeichnung neben dem Typenschild.

Die Kennzeichnung der Produkte wird von Pro Activ ab Lieferdatum November 2016 für Rollstühle mit Kraftknotensystem sowie Litty und Lift durchgeführt. Seit März 2017 tragen alle Rollstühle eine entsprechende Kennzeichnung.