



LIFT solid mit mechanischer Sitzhöhenverstellung

Durch die einfache, manuelle und stufenlose Verstellung der Sitzhöhe mit Hilfe von Gasdruckfedern wird die gewünschte Arbeitshöhe erreicht. Mit nur wenig Muskelkraft liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben.

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9060100000* CHF 3.860,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Grundmaße


Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____



Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50		

Sitztiefe **ST**

Rahmengröße 1		Rahmengröße 2			Rahmengröße 3		
<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43		<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29			
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34			

Rückenhöhe **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Unterschenkellänge **USL**

<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24
						<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29

Sitzhöhe hinten **SHh**

<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45
-----------------------------	-----------------------------

Sitzhöhe vorne **SHv**

bei 4" Lenkrad:	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
bei 5" Lenkrad:	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52
bei 6" Lenkrad:	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,30**

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

Athletic Grey RAL 7046

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

Muddy Grey RAL 7033

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

Peach RAL 3022

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 373,30

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

CHF 286,80

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Brillant Silber

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Lagoon Blue

A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 266,50**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 308,60**

Farbe: _____

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 80,30**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 93,10**

Farbe: _____

A9000100170-

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 442,50**

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

A9060100010-K*
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form

A9060100020-K*
Kniewinkel 105°
Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$



Individuelle Anfertigung

Nach Anfrage und Prüfung

Sitzbreite und Sitztiefe

A9060100100-K **CHF 1.334,40**

Sitzbreite 30 cm - 34 cm

und / oder

Sitztiefe 25 cm - 34 cm

ggf. mit Vorverlagerung der Rückenlehne

Sitzbreite 47 cm - 50 cm

A9060100200-K **CHF 1.313,70**

Unterschenkellänge 20 cm - 29 cm

A9060100300-K **CHF 253,80**

nur für durchgehenden Fußbügel

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K **CHF 139,30**

gerade.



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050*
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 **CHF 258,30**

abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060* **CHF 231,10**

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

A9000401075* **CHF 398,20**

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert.
Nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

A9060400011
7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K **CHF 122,20**

1 cm

2 cm

3 cm



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

- A9000802010-K001
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

- A9000802100 **CHF 166,80**
 zu Rückenhöhe Nennmaß
 Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- A9000802011 **CHF - 53,00**
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

- A9000801025-K



Offenes Gurtsystem

- A9000801010-K **CHF 82,20**




Ausstattung ohne Sitzbespannung

- A9000801050




Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

- A9000805180-K* **CHF 123,10**



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

- A9000800300-K* **CHF 170,90**

Sitzkissenhöhe:

- 3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- bis 30x30 cm **CHF 319,00**
 A9000805204-K*
- >30x30 bis 50x50 cm **CHF 464,20**
 A9000805200-K*

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- bis 30x30 cm **CHF 377,10**
 A9000800311-K*
- >30x30 bis 50x50 cm **CHF 512,50**
 A9000800310-K*

Sitzkissenhöhe:

- 4 cm
 6 cm

Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Hubmechanismus

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

A9060300100-K* **CHF 4.090,00**
über Gasdruckfedern bis max. 2x1200 N
bis ca. 100 kg

Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

A9060300200-K* **CHF 1.051,90**
über Gasdruckfedern bis max. 4x900 N
ab ca. 100 kg
inkl. Hebelverlängerung

Armstützen

Armstütze mit Aluminium-Griffbügel

A9060400100-K*

Armstütze mit Armpolster 25 cm lang

A9060400200-K* **CHF 177,10**

Armstütze mit Armpolster 38 cm lang

A9060400300-K* **CHF 210,40**

Auslösung

Auslösemechanik der Hubfunktion

an der Armstütze
befestigt
A9060403040
 rechts
 links

Hinweis: Die Auslösemechanik ist nur rechts
ODER links möglich
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die
„Auslösung rechts“ ausgeliefert.

Hebelverlängerung für Auslösemechanik mit schwenkbarer Griffleiste

A9060403440-K **CHF 187,10**

Auslösemechanik, zusätzlich mit Druckplatte ausgestattet

A9060403450 **CHF 340,90**

für Kraftunterstützung der Fingerfunktion
nicht in Verbindung mit Armpolster

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

Antriebsradplatte

A9060201100
Sitzhöhe hinten ca. 45 cm
(bei 24" Rad)

Antriebsradplatte abgesenkt

A9060201120-K **CHF 278,60**
Sitzhöhe hinten ca. 42 cm
(bei 24" Rad)

Verlängerte Antriebsradplatte

A9060201110-K **CHF 311,90**
Radstandverlängerung um 7,5 cm



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

A9060202000
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9060201200-K **CHF 537,10**
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
Nicht in Kombination mit „e-motion DuoDrive“
zugelassen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

E35/E36
(aktuelle Modelle) **CHF 537,10**
A9060201230-K
 E25/E26
(Vorgängermodelle
bei Wiedereinsatz) **CHF 537,10**
A9060201220-K
Ausstattung: 1/2" Achse,
Buchsenlänge 50,8 mm (2"),
Drehmomentstütze e-fix und Akkuhalterung.
Der e-fix-Anbau muss bei der Fa. Alber
durchgeführt werden, da eine zusätzliche
Sicherheitsschaltung gemäß den Alber-
Einbaurichtlinien notwendig ist.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)
 Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem hinten an den Armstützen montiert“ ausgeliefert.

Kniehebelbremssystem

A9060701010
hinten an den Armstützen montiert



Kniehebelbremssystem tief montiert

A9060701015 **CHF 166,80**
Bremschalteschiene an der Radplatte montiert, Bremshebel gerade Ausführung



Zweifaches Kniehebelbremssystem

A9060701020 **CHF 398,50**
Eine Bremse hinten an der Armstütze montiert sowie eine weitere Bremse vorne an der Radplatte mit langem Bremshebel in gerader Ausführung montiert

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

A9016602005-K* **CHF 306,90**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 40 cm
nur bei V-Form und Rahmengröße 3 möglich
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

A9016602010-K* **CHF 328,80**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel ab Rahmengröße 2 ab USL 42 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußstütze mittig geteilt

A9016603200-K **CHF 359,70**
mit gummierter Fußbrettauflage, höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar
inkl. Rahmenverstärkung
bei V-Form ab SB 40 cm



Fußstütze „Swing Away“

A9016604100-K **CHF 432,20**
mit gummierter Fußbrettauflage, mittig geteilt, seitlich abschwenkbar, abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar, winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34 cm



Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze

A9065630000-K **CHF 903,20**
höhenverstellbar, mit gummierter Auflage nur bei G-Form
ab 100 kg Nutzergewicht nur auf Anfrage und nach Prüfung



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

A9000610000-K **CHF 134,40**
verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 **CHF 63,80**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



Adaptionen

Kippstütze abnehmbar

A9060300100
verstellbar mit Quickpin



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 75,60**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

A9000501120 **CHF 75,60**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

A9000501220 **CHF 101,20**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 **CHF 206,30**
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

A9000501221 **CHF 101,20**
pannensicher



<p>5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“</p> <p><input type="checkbox"/> Silber A9000501210 CHF 192,10</p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz A9000501211 CHF 192,10</p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 	<p>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> A9000501232 CHF 206,30</p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)</p> 	
--	--	--

6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form

Lenkradgabel

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

- A9000500100-K001 mit Schraubachse
- A9000500100-K002 **CHF 178,80** mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

- für hohe Belastungen oder bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe
- A9000510111-K001 **CHF 57,60** mit Schraubachse
- A9000510111-K002 **CHF 233,80** mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

- A9000500300-K **CHF 316,90**
- Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

- A9000500301-K **CHF 360,90**
- Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert. Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

- A9060500400-K **CHF 78,70**
- 13 mm pro Seite



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
 A9000203000-010
 mit Liteline-Nabe (Bild links),
 radial verspeicht
 bis 120 kg Körpergewicht

24" (ETRTO 540)
 A9000203000-020
 mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
 radial verspeicht
 über 120 kg Körpergewicht




Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
 A9000203100 **CHF 168,50**

25" (ETRTO 559)
 A9000203200 **CHF 168,50**

26" (ETRTO 590)
 A9000203300 **CHF 168,50**
 mit Alu-Hochflanschnabe,
 radial verspeicht
 Einsatz bei hohen Belastungen und
 Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in Schwarz

24" (ETRTO 540)
 A9000203550 **CHF 837,40**


25" (ETRTO 559)
 A9000201559 **CHF 837,40**

26" (ETRTO 590)
 A9000203555 **CHF 837,40**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
 allgemein:

x = 11 mm

x = 19 mm

Greifringanbau

Curve + Gekko Greifringe:

x = 10 mm

x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

24" Greifring für
 24" Rad und 25" Rad
 A9000205010-004

26" Greifring für
 26" Rad
 A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

24" Greifring für
 24" Rad und 25" Rad
 A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

= Oberfläche glanz

= Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
 des geringen Grips nicht empfohlen.

24" Greifring für
 24" Rad und 25" Rad **CHF 72,90**
 A9000205020-004

26" Greifring für
 26" Rad **CHF 72,90**
 A9000205020-006



<p>Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 176,10 A9000205030-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 176,10 A9000205030-006</p> 	<p>Titan Ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 358,40 A9000205040-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 358,40 A9000205040-006</p> 	<p>Silikon-Greifringüberzug</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" A9000205100-004 CHF 248,60</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 26" A9000205100-006 CHF 248,60</p> <p>Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.</p> 
<p>Ultra-Grip „sehr griffig“</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 429,80 A9000205070-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 429,80 A9000205070-006</p> 	<p>Ergo-Grip</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 429,80 A9000205080-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 429,80 A9000205080-006</p> <p>Anbau an Felge anliegend</p> <p>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.</p> 	<p>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 429,80 H 24 mm A9000205130-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 429,80 H 31 mm, Größe L A9000205140-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 429,80 H 31 mm, Größe L A9000205140-006</p> 
<p>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 433,70 H 31 mm, Größe L A9000205160-004</p> 	<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 499,40 H 24 mm A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 499,40 H 31mm, Größe L A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 499,40 H 31 mm, Größe L A9000205145-006</p>  <p>Profilhöhe H: 24mm oder 31mm</p>	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 560,30 H 31 mm, Größe L A9000205150-004</p> 

<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 560,30 A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad CHF 560,30 A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 560,30 A9000205170-006</p> 	<p>Gekko schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 560,30 A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad CHF 560,30 A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad CHF 560,30 A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko silber eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 560,30 A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p>Gekko S schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 560,30 A9000205195-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p>Ausstattung ohne Greifring</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	
<p>Speichenschutz</p>		
<p>Finger- und Speichenschutz „transparent“</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad CHF 221,20 A9000206300-004</p> <p><input type="checkbox"/> für 26" Rad CHF 221,20 A9000206300-006</p> <p>Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder</p> 		

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204000-004

- 25x1" (559-23)
A9000204000-005

- 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25)
A9000204030-014 **CHF 52,60**

- 25x1" (559-25)
A9000204030-015 **CHF 52,60**

- 26x1" (590-25)
A9000204030-016 **CHF 52,60**

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25)
A9000204030-004 **CHF 52,60**

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25)
A9000204123-004 **CHF 99,30**

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- 24x1" (540-25)
A9000204201-004 **CHF 131,00**

Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder



Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

- A9000200096 **CHF 113,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“



Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

- A9000206400* **CHF 177,80**

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder
oder Liteline-Nabe



Handluftkompressor mit Manometer

- A9000901100 **CHF 113,50**
bis 14 bar



<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902100 CHF 86,10</p> 	<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902110 CHF 68,90</p> 	<p>Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902310* CHF 146,70</p> 
<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9000903270 CHF 115,30</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 	<p>Transporttasche für Antriebsräder</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad A9000903530-004 CHF 83,10 Ø 76 cm x 2 cm</p> <p><input type="checkbox"/> für 26" Rad A9000903530-006 CHF 83,10 Ø 83 cm x 2 cm</p> 	<p>Aufstehhilfe Haltegriffe über Rastbolzen</p> <p><input type="checkbox"/> A9060403200 CHF 492,70</p> <p>abnehmbar, höhenverstellbar Montage am Sitzrohr In Kombination mit „Kniehebelbremssystem tief montiert“ ist die Höhenverstellbarkeit eingeschränkt.</p>
<p>Weiteres Zubehör siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de</p>		
<p>Dienstleistungen</p>		
<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 378,60</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000006 CHF 378,60</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 15 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis = Position gewählt
Bestellblatt LIFT solid - mechanisch Rev. 12 CH