



BUDDY Adaptivstarrrahmenrollstuhl für Kinder und Jugendliche mit Mitwachsfunktion*

*Ausstattungsbezogene Nachrüstteile erforderlich

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6013

A9041130000 € 4.080,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ wie Firmenadresse

☐ abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: ☐ wie Firmenadresse

☐ abweichend (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____


Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße



Sitzbreite **SB**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

Größe M (Rahmenlänge 36 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 27 cm)

☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sitztiefe **ST**

Größe L (Rahmenlänge 39 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 30 cm)

☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 34 cm)

☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Unterschenkelänge **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

Sitzhöhe hinten **SHh**

Bei 20" Antriebsrad									
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37			
Bei 22" Antriebsrad									
☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40		
Bei 24" Antriebsrad									
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42			

Sitzhöhe vorne **SHv**
(bei 5" Lenkrad)

☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kipppunkt **KP**
(Vorderseite Rückenrohr
Bis Achsmittle Antriebsrad)

☐ <u>5</u>	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).
Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.
Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.
Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz geringfügig
von den vorgegebenen Werten abweichen!

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen

Rahmenvorbau abduzierte Form

☒ A9041130030-K*
Kniewinkel 105°
Lagerblock fest verschweißt



Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm
A9041401075-001
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

☐ Länge: 55 cm
A9041401075-002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

☐ A9041401080-K* € 89,50


stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Länge: 55 cm
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Zentralschiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401086-K € 102,60


höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk.
Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.



Zentralschiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401070-K € 141,90


geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.
Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse.



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9041401069-K € 389,90

stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Rückenlehne

Rückenlehne fest

☐ A9041420020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar
Seitenblech in Rahmenfarbe



Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9000400023 € 306,30

mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen
7-fach winkelverstellbar



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9041802010-K001
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 16 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K **€ 131,40**
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterung vorne: 20 mm
Polsterung hinten: 5 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel


Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

☐ A9000802210-K **€ 441,60**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen.



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9000802220-K **€ 221,30**
Polsterdicke: 2 cm
Bezugsstoff:
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

☐ A9000802019-K **€ 242,60**
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen.



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **€ - 53,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenquerbügel ausgestellt

☐ um 20 mm A9000400835-020 **€ 109,30**
☐ um 30 mm A9000400835-030 **€ 109,30**
☐ um 50 mm A9000400835-050 **€ 140,80**
☐ um 80 mm A9000400835-080 **€ 155,30**

Nur in Verbindung mit rückverlagerten Schiebegriffen




Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour

☐ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium

☐ A9000801212-K € 292,70

auf den Rahmenrohren verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050

Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

- ☐ A9000100179-995
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

- ☐ A9000100179-999 € 92,30
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign


Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

- ☐ A9000100179-999 € 92,30
☐ Rückenschale
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe
☐ Sitzplatte Aluminium
☐ Grundfarbe
☐ Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese aus der Farbpalette Rollstuhl entsprechend auswählen:


- ☐ A9000100179-998 € 149,40
 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
 A9000100170-
☐ Rückenschale
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel
☐ Sitzplatte Aluminium

Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 118,30



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 301,70
☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 437,70

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 356,10
☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 482,90

Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium

fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest



in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000420101-K € 311,10

Auswahl aus Farbpalette „Einfarbdesign“


☐ A9000420103-K € 454,40

Farbe: _____

Glanzgrad: ☐ glanz ☐ matt

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000420215-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000420216-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000420217-K € 345,10

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000420013-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert siehe „Bremssysteme“.

Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000420014-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000420015-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign)

☐ A9000420016-K € 648,10

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

☐ A9000420017-K € 862,00

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
Über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

Antriebsradplatte

☒ A9000220000
Steckachse Ø 12 mm



Verlängerte Bike-Platte

☐ A9000220030 € 315,20

Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9030202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

2,5° Antriebsradsturz

☐ A9030202020
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9030202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9030202040
Gesamtbreite = ca. SB + 31 cm*

8° Antriebsradsturz

☐ A9041202080 € 77,00
Gesamtbreite = ca. SB + 35 cm*

10° Antriebsradsturz

☐ A9041202100 € 136,90
Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9000220200 € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen. Nicht in Verbindung mit 10° Antriebsradsturz.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9000220210 € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY. Nur in Verbindung mit 1° bzw. 2,5° Radsturz.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard A9000700002

☐ Bremshebel lang A9000701010-004



Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 € 170,50

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 € 158,60

Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

☐ Bedienung rechts A9000707020-001 € 392,30

☐ Bedienung links A9000707020-002 € 392,30
über Bowdenzug



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert

Bremskörper am unteren Rahmenrohr befestigt
Betätigung über Seilzug
Kleiderschutz nicht abnehmbar
Nicht möglich bei Rahmengröße M und KP > 7 cm

in schwarz glanz bei Rückenlehne fest
in anthrazit matt bei Rückenlehne abfaltbar

☐ A9041720015-K € 643,00

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9041720016-K* € 710,30



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9041720017-K* € 744,30

Kniehebelbremse mit Arretierung ☐ Bremshebel Standard A9000700214 € 158,60 ☐ Bremshebel lang A9000700215 € 158,60 Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson. 	Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson ☐ A9000701020 € 464,10 Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge Nicht in Verbindung mit 1° Radsturz 	Trommelbremse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502 ☐ A9000720011-K* € 474,00 Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz) Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion - nicht in Verbindung mit 1° Radsturz 
Fußstütze Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.		
Fußbügel durchgehend ☐ A9041601010-K* mit Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 	Fußbügel hochdistanziert ☐ A9041606010-K höhenverstellbar von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich, Gummierter Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 	Fußauflage variabel positionierbar ☐ A9047600001-K € 281,10 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt bis USL 37 cm 
Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ A9047602005-K* € 347,20 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 32 cm inklusive Lenkradspurvebreiterung 20 mm pro Seite Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 	Fußauflage variabel positionierbar und nach hinten hochklappbar ☐ A9047600002-K € 373,20 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt bis USL 37 cm 	Fußbügel einseitig hochklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302 ☐ A9041601300-K* € 173,90 ab USL 25 cm: mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar +/- 3 cm nicht abnehmbar ab USL 29 cm: zusätzlich nach außen schwenkbar Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen. 
Fußstütze mittig geteilt HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ A9041603200-K € 336,80 mit gummierten Fußbrettauflagen höhenverstellbar nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar nicht abnehmbar ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich 		

Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 125,90

verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610005-K € 140,10

verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 59,70

einstellbar

Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

☐ A9000600006 € 117,40



Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts A9041301160-K001 € 199,00

☐ links A9041301160-K002 € 199,00

mit Zugfeder
hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9041900100 € 845,70

Ausstattung mit Geradeauslaufrückmeldung über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 70,80

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501011-004 (82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80

pannensicher



4" Sicherheitsleuchtröhre (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80

pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501042 € 173,00 pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501230 € 206,30 mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	
5" Lenkräder		
5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501036-005 (82A), pannensicher 	5" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501031-005 (82A), pannensicher 	5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501221 € 94,80 pannensicher 
5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber eloxiert € 179,80 A9000501210 ☐ Schwarz € 179,80 A9000501211 mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 	5" CorMORun Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) 
6" Lenkräder		
6" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501010-006 (82A), pannensicher 	6" Lenkrad „luftbereift“ ☐ A9000501050 € 57,20 Sitzhöhe vorne min. 42 cm 	

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 167,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 54,00
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 218,90
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 € 616,90
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 296,70
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 337,90
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne
Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* € 59,10
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* € 59,10
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* € 59,10
20 mm pro Seite
Bei Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit
Federrastmechanismus A9047602005-K*
inklusive

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052
- ☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062
- ☐ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060-010
- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht

- ☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

- ☐ 22" (ETRTO 451-19)
A9000203060-020

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
in Verbindung mit Einhandantrieb



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **€ 157,80**
mit Alu-Hochflanschnabe
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 **€ 784,10**



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 **€ 957,20**

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 **€ 957,20**

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205019-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 € 68,30
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 € 68,30



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205020-001 € 68,30
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205020-002 € 68,30
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205020-004 € 68,30



Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205031-001 € 164,90
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205031-002 € 164,90



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205030-001 € 164,90
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205030-002 € 164,90
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205030-004 € 164,90



Titan Ø 19 mm ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 € 335,60 	Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901 ☐ für Greifring 20" A9000205100-001 € 232,80 ☐ für Greifring 22" A9000205100-002 € 232,80 ☐ für Greifring 24" A9000205100-004 € 232,80 Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm 	Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 € 402,40 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 € 402,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 € 402,40 
Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 € 402,40 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 € 402,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 € 402,40 Anbau an Felge anliegend Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich. 	Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich ☐ 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 € 402,40 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 € 402,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 € 402,40 	Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205130-004 € 402,40 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205140-004 € 402,40 
Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205160-004 € 402,40 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-004 € 467,60 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205155-004 € 520,70 

Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 520,70 A9000205170-004 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 520,70 A9000205175-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 520,70 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 520,70 A9000205195-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 520,70 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☐ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



- | | | |
|--|--|--|
| ☐ für 20" Rad
A9000206300-001 € 207,10 | ☐ für 22" Rad
A9000206300-002 € 207,10 | ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 207,10 |
|--|--|--|

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 22x1" (489-25)
A9000204001-002
- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 20x1" (451-25)
A9000204000-001
- ☐ 22x1" (489-25)
A9000204000-002
- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar




Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung


- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 ☐ 22x1" (489-25) € 49,20 A9000204030-002 ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204031-004 Farbe: Schwarz 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204030-014 Farbe: Schwarz 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204030-004 Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar 
Schwalbe „One“ ☐ 24x1" (540-25) € 93,00 A9000204123-004 Farbe: Schwarz 9 bar 	Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402 ☐ 22x1" (489-25) € 122,70 A9000204200-002 Farbe: Grau ☐ 24x1" (540-25) € 122,70 A9000204201-004 Farbe: Schwarz nicht in Verbindung mit 18 Speichen Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb. 	

Zubehör

24" MTB Wechselradsatz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499 mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise: ☐ A9000203410 € 703,40 24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“ Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad 		
☐ A9000203413 € 703,40 24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Performance“ Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad 	HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis ☐ A9000200004 € 232,20	
Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß ☐ A9000200096 € 105,80 Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder Einhandantrieb 	Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ A9000206400* € 166,40 Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe 	Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ A9000901100 € 106,30 bis 14 bar 

Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909 ☐ A9065900000* € 137,40 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905 ☐ A9000902100 € 80,60 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905 ☐ A9000902110 € 64,50 
Beleuchtungsset SIGMA HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911 ☐ A9000903270 € 107,90 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 	Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 € 77,80 	Therapie-Tisch HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801 ☐ Breite 350 mm (bis SB 37 cm) A9000902800-001 € 480,20 ☐ Breite 400 mm (SB 38 - 41 cm) A9000902800-002 € 480,20 ☐ Breite 420 mm (ab SB 42 cm) A9000902800-003 € 480,20 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm) 
Kraftknotensystem		
Kraftknotenbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950 Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen. ☐ A9041910001 € 365,40		
Lagerblockzwischenplatte mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite. ☐ Farbe: Schwarz A9000900008-001 € 181,80 ☐ Farbe: Silber A9000900008-002 € 181,80		
Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten ☐ A9000900001 € 169,10 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlossungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot	Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten ☐ A9000900007 € 169,10 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlossungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot	

Kopfstütze mit Segmentpolsterung ☐ A9000900004 € 415,60 3-teilig und Halterungsrohr Ø 25 mm 	Kopfstützenhalterung Ø 25 mm ☐ A9000900005-K001 € 279,60 zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segment- polsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. 	Kopfstützenhalterung mit Vierkant- aufnahme für Lagerungskopfstütze ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr 15 x 15 mm € 289,80 A9000400850-001 ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr 12,7 x 12,7 mm € 289,80 A9000400850-002 Montage am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Ab SB 23 cm möglich. Nicht in Verbindung mit Zentralschiebgriff.
---	--	---

Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme,
Einhandantrieb oder Kraftknotensystem
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder Zug- &
Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Zusatzblätter

wie z. B. Abduktionsbeginn kurz usw.
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 20 - 2026-07-27 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt BUDDY Rev. 05

Unterschrift Endkunde / Fachhändler