

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_  
**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_  
**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_  
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

## FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

A9113000013

€ 4.550,00

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

## Rahmenfarbe - Einfarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023  
 matt A9000100170-123 € 40,10

### Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001  
 matt A9000100170-101 € 40,10

### Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003  
 matt A9000100170-019 € 40,10

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

### Fire Red

- glanz A9000100170-018  
 matt A9000100170-118 € 40,10

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037  
 matt A9000100170-137 € 40,10

### Sky Blue

- glanz A9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036  
 matt A9000100170-136 € 40,10

### Marine Blau

- glanz A9000100170-045  
 matt A9000100170-145 € 40,10

### Electric Green

- glanz A9000100170-015  
 matt A9000100170-115 € 40,10

### Lemon Green

- glanz A9000100170-005  
 matt A9000100170-105 € 40,10

### Violett

- glanz A9000100170-044

### Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046  
 matt A9000100170-146 € 40,10

### Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047  
 matt A9000100170-147 € 40,10

### Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052  
 matt A9000100170-152 € 40,10

### Athletic Grey

- glanz A9000100170-050  
 matt A9000100170-150 € 40,10

### Muddy Grey

- glanz A9000100170-051  
 matt A9000100170-151 € 40,10

## Antrieb Neodrives

### e-assistant Ausführung mit Neodrives

- A9113200000 € 3.093,50

- Neodrives Z10 Motor
  - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
  - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
  - Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
  - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
  - Reichweite ca. 40 - 70 km
- Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!



## Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung

### Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung

- A9113000015  
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“  
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
 Kassette 20 Zähne  
 mit Rücktrittbremse  
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

### Shimano „Alfine“ 11-Gang Nabenschaltung

- A9113200026 € 793,50  
 Schaltgriff „Rapid Fire“  
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
 Kassette 20 Zähne  
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura  
 MT2) Bremsgriff rechts  
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



### Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-Gang Nabenschaltung

- A9113000016 € 1.679,00  
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“  
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
 Kassette 16 Zähne  
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura  
 MT2) Bremsgriff rechts  
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links

## Kettenschaltung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9113200034 € 492,50

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links  
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne  
 38 Zähne

### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200035 € 1.713,50

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links  
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne  
 38 Zähne



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200033 € 1.863,00

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links  
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne  
 38 Zähne



## Schaltungszubehör

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

A9100200003 € 759,00

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.  
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand. Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm



## Bremssystem

### Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203 mm

A9110300105 € 79,10

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm  
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm  
A9110500100-045

#### Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)  
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)  
A9110500100-053

#### Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm  
A9110600100-155
- Länge 175 mm  
A9110600100-175
- Länge 195 mm  
A9110600100-195



#### Tetra Tretkurbel


- Länge 155 mm **€ 129,50**  
A9100600105-155
- Länge 175 mm **€ 129,50**  
A9100600105-175
- Länge individuell  
140 mm bis 195 mm **€ 246,30**  
A9100600100



#### Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153 mm)  
A9100501100-003



#### Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- S (180 mm) **€ 220,90**  
A9100500001-002
- M (240 mm) **€ 220,90**  
A9100500001-003

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



## Beinstütze

#### Beinstütze geteilt

- A9100100008  
Adaption an der Gabel für kurze Beine  
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



#### Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 **€ 86,80**



#### Oberschenkelfixierung

- A9100100013 **€ 204,70**



## Rückenausstattung

### Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9113800002

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

### Rückenbespannung Body Contour

A9113800010 € 85,10

mit Rückenkissen 3 cm  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



## Sitzkissen

### Sitzkissen „Standard“

A9113000190 € 106,60

Für Chassis 102 cm

SB: 35 cm

Höhe: 4 cm

Bezugsstoff: Schwarz; atmungsaktiv, offene Oberfläche



## Bereifung

### 20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001

(ETRTO: 406-28)  
Rennrad-Reifen



### 20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 € 67,60

(ETRTO: 406-47)

unplattbar

mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



## Zubehör

### Steck-Schutzblech

A9100502100 € 55,30



### Beinschutzblech

A9100100231 € 162,70

Schutz bei MTB-Bereifung  
am Gabelholm verschraubt  
Farbe: Schwarz matt

### Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 € 207,50

mit Halterungsklemme 40 mm



### Nackenstütze

A9100800150 € 248,40

höhenverstellbar  
winkelverstellbar



### Becken-Fixiergurt

A9100800200 € 112,90



### SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer



A9110901000 € 66,80

kabellos, mit Halterung  
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



<p><b>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018      € 163,20</p> <p>mit Trittfrequenz-Set kabellos Nicht in Verbindung mit e-assistent Ausführung</p> 	<p><b>Halterung ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271      Stk. á € 22,10</p> <p>Farbe: Natur eloxiert ____ Stück</p> 	<p><b>Beleuchtungsset SIGMA</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019      € 117,90</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
--	---	---

### Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

<p><b>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101      € 161,30</p> 	<p><b>Tetra-Schalengriffe</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100      € 164,10</p> 	<p><b>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102      € 182,40</p> <p>sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug</p> 
---	---	--

### Dienstleistungen

<p><b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000      € 327,80</p>	<p><b>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000007      € 540,50</p> <p>zzgl. Versandkosten</p>	
---	--	--

**Anmerkungen und Notizen:**

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.