



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**Fax:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**ASP:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Geb.-Dat.:** \_\_\_\_\_

**Kostenträger:** \_\_\_\_\_

**Indikation:** \_\_\_\_\_

## SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap“ Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Beidseitige Kettenschutzscheiben in schwarz
- Ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

A911400000 € 2.600,00

### Grundausrüstung:

- Freilaufnabe mit Singlespeed Kit, 15 Zähne
- Hydraulische Scheibenbremse mit Ø 180 mm Scheibe
- Mech. Shimano Scheibenbremse, Bremsgriff links

Bitte beachten: Beim Kauf eines SPIKE Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Oberkörperhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

## Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023  
 matt A9000100170-123 € 42,10

### Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001  
 matt A9000100170-101 € 42,10

### Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003  
 matt A9000100170-019 € 42,10

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

### Fire Red

- glanz A9000100170-018  
 matt A9000100170-118 € 42,10

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037  
 matt A9000100170-137 € 42,10

### Sky Blue

- glanz A9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036  
 matt A9000100170-136 € 42,10

### Marine Blau

- glanz A9000100170-045  
 matt A9000100170-145 € 42,10

### Electric Green

- glanz A9000100170-015  
 matt A9000100170-115 € 42,10

### Lemon Green

- glanz A9000100170-005  
 matt A9000100170-105 € 42,10

### Violett

- glanz A9000100170-044

### Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046  
 matt A9000100170-146 € 42,10

### Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047  
 matt A9000100170-147 € 42,10

### Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052  
 matt A9000100170-152 € 42,10

### Athletic Grey

- glanz A9000100170-050  
 matt A9000100170-150 € 42,10

### Muddy Grey

- glanz A9000100170-051  
 matt A9000100170-151 € 42,10

### Peach RAL 3022

- glanz A9000100170-038  
 matt A9000100170-138 € 42,10

## Ausstattung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9114200032 € 391,90  
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
 am Handgriff  
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

### Shimano „Nexus“ 7-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000007 € 527,00  
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



### Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000008 € 697,80  
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

- A9100200003 € 774,20


Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.  
 Alle Gänge (der Nabenschaltung und die  
 Berguntersetzung) können im Stand geschaltet  
 werden!  
 In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm



## Abmessungen

### Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 36 cm  
A9114500100-036
- Griffweite 40 cm  
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm  
A9110500100-045



### Standard Tretkurbel

- Länge 135 mm  
A9110600100-135
- Länge 155 mm  
A9110600100-155
- Länge 175 mm  
A9110600100-175

## Bereifung

### 20x2" Schwalbe „Big Apple“

- A9114105125  
(ETRTO 406-50)  
Balloonreifen



### 20x1,75" Schwalbe „Marathon“

- A9110105121  
(ETRTO 406-47)  
Tourenreifen




### Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- A9000206100-K **€ 54,20**

## Rollstuhlabhängiges Zubehör

### Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2  
A9110100100-002 **€ 359,20**
- Für BUDDY  
A9110100100-003 **€ 359,20**
- Für TRAVELER  
A9110100100-001 **€ 359,20**  
4° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all /  
4teen / 4you /  
TRAVELER 4you  
A9110102001 **€ 548,30**  
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr  
4° / 6° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



## Rahmenadapter

### SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700141 **€ 502,40**  
mit Schnellspannklammer und  
Zentrierzapfenaufnahme  
Farbe: Schwarz



### TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701300 **€ 537,20**  
mit Schnellspannklammer und  
Zentrierzapfenaufnahme am Faltrahmen  
Farbe: Schwarz



### BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701400 **€ 502,40**  
mit Schnellspannklammer und  
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: Schwarz



### Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau  
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm  
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

#### BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers  
wird standardmäßig ein Adapter für einen  
Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525  
Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530  
Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535  
Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmhülse [70mm]  
Im Standard enthalten  
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

Klemmhülse [110mm] € 44,50  
A9199000117  
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

Klemmhülse [170mm] € 53,90  
A9199000154  
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

### Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 € 103,00

rechts und links montiert zur einfachen  
Klemmenbedienung bei eingeschränkter  
Handfunktion  
Nur in Verbindung mit Frontadapter



## Zubehör

### Steck-Schutzblech

aus Kunststoff  
inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122502100 € 106,20

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122502101 € 56,40



### Schutzblech Alu

inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122500005 € 149,00

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122500006 € 109,10

### SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 68,10  
kabellos, mit Halterung



### Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

A9114500005 € 83,30

### Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9120900000 € 203,90


Farbe: Schwarz  
max. Belastungsgewicht 10 kg,  
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen  
bei niedrigerer Belastungshöhe



### Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 € 118,50

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer  
montiert



## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 € 164,50



### Tetra Schalengriffe

A9110601100 € 167,40



### Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 100,90

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



### Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 € 71,70

Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 € 71,70

Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter



### Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 53,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



### Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 € 231,80

Größe M (125 cm) A9000800013 € 231,80

Größe L (145 cm) A9000800014 € 231,80

Größe XL (165 cm) A9000800017 € 231,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienflasche.  
Farbe: Schwarz



## Dienstleistungen

### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

A9990000011 € 344,20

### Anbau des Handbikes / Zugerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000012 € 223,30

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

### an ein Fremdprodukt

A9990000013 € 356,20

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr Ø \_\_\_\_ mm

### Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler