



SPEEDY F1

Starrrahmen-Sportrollstuhl
mit individueller Rahmengeometrie und
Zurüstung nach Maß,
fest verschweißtes Fahrwerk
Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9011100000 € 5.240,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____
Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH
Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ wie Firmenadresse
☐ abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ wie Firmenadresse
☐ abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

☐ SPEEDY F1 basket



☐ SPEEDY F1 tennis



☐ SPEEDY F1 badminton



☐ SPEEDY F1 4dance




Grundmaße

Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg





Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rollstuhlmaße:



- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| A: SB Sitzbreite | _____ cm | I: Beginn Rahmeneinzug
(I - min. 6 cm) | _____ cm |
| B: ST Sitztiefe | _____ cm | J: KW Kniewinkel | _____ ° |
| C: RH Rückenhöhe | _____ cm | oder | |
| | | J1: Winkel des vorderen
Rahmenrohrs zur Vertikalen | _____ ° |
| D: USL Unterschenkelhöhe | _____ cm | K: Position des
Lenkradlagerblocks
(Innenkante Rückenlehne bis Mitte
Lagerblock) | _____ cm |
| E: SHh Sitzhöhe hinten | _____ cm | L: Abstand zwischen den
Lenkradlagerblöcken | _____ cm |
| F: SHv Sitzhöhe vorne | _____ cm | M: Unterschenkelweite oben | _____ cm |
| G: KP Kippunkt
(Innenkante Rückenrohr bis
Achsmitte Antriebsrad) | _____ cm | N: Unterschenkelweite unten | _____ cm |
| H: Rahmenlänge bis zum
vorderen Rahmenbogen | _____ cm | O: Position des
Kippstützenlagerblocks
(beim Basketball bildet gemäß
Reglement das Antriebsrad den
hintersten Punkt) | _____ cm |

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rückenlehne

Seitenblech Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299

☐ A9015402470-002

Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar,
Rückenwinkel 90° zum Boden

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Reifen
ggf. nicht komplett abgedeckt wird.



Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0299

☐ A9015402470-001 € 167,70

Anpassung Maß:

- ☐ A = ____ cm / B = ____ cm
☐ Anpassung an die Oberkante des Reifens
☐ Anpassung an die Oberkante der Felge

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das
Seitenblech an die Oberkante des Reifens
angepasst.



Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur dem Radlauf folgend

☐ A9011400400-002 € 454,20

mit Füllblech,
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung an die Oberkante des Reifens
in Rahmenfarbe
Nicht in Verbindung mit Body Contour
In Rahmenfarbe




Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur nach Maß

☐ A9011400400-001 € 524,60

mit Füllblech,
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
in Rahmenfarbe
Anpassung Maß:

A = ____ cm / B = ____ cm
Nicht in Verbindung mit Body Contour



Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9011400010 € 323,20

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9000802010-K001

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Ausstattung mit Rückenbügel 120 mm
ausgestellt



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Polsterung vorne: 20 mm

Polsterung hinten: 5 mm


Ausstattung mit Rückenquerbügel

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

☒ A9000801025-K
Bis zu einem Körpergewicht von 120 kg zugelassen.
Nicht in Verbindung mit Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Artikelnr. A9011400400-001 und A9011400400-002




Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K € 79,90




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie
Inlett: Standard

☐ A9000805190-K € 164,40



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Standard

☐ A9000805320-K € 206,10

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie
Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805210-K € 484,40

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805310-K € 528,70

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Radsturz

12° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-012

15° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-015

18° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-018

20° Antriebsradsturz

☒ A9011202000-020

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☒ A9016601010-K001
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar +/- 3 cm




Fußbügel durchgehend mit gummierter Fußbrettauflage

☐ A9011610000-K € 120,90
höhenverstellbar +/- 3 cm
Auflage: Vorne gekantet, verschraubt
Tiefe: 27 cm



Fußbügel durchgehend mit Fußbrettauflage „Box-Form“

☐ A9011610020 € 214,50
gummiert, höhenverstellbar +/- 3 cm,
Auflage:
Breite: 20 cm,
Länge: 31,5 cm + 1,5 cm einstellbar



Rammbügel


Offence Bügel mit Radiusbogen

☐ A9011100500 € 351,50



Offence Bügel mit Trapezform

☐ A9011100501 € 351,50



Defence Bügel, abnehmbar

☐ A9011100502 € 351,50



Hinterer Rammbügel

☐ A9011100600 € 292,00

mit gebogenem Rohr ausgeführt



Adaptionen

Mittelkippstütze oversized fest verschweißt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ Kippstützengabel fest verschraubt A9011300378 € 358,50

☐ Kippstützengabel über Steckachse abnehmbar A9011300374 € 401,90



2 Kippstützen mit Oversized-Rohr

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ Kippstützengabel fest verschraubt A9011300170 € 464,50


☐ Kippstützengabel über Steckachse abnehmbar A9011300270 € 586,80



Mittelkippstütze mit Oversized-Rohr längenverstellbar (tennis)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ A9011300370 € 441,60
mit fest montierter Kipprad-Drehgabel



Mittelkippstütze abnehmbar 4dance

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ A9000300010 € 517,40

über Schnellspannklammer abnehmbar mit drehbarer Lenkradgabel und Skaterolle Ø 80 mm

in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar
Farbe: Schwarz



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 70,80

pannensicher



Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen


- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht
- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80
- ☐ 28" (ETRTO 622)
A9000203310 € 157,80
- mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10
- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10
- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006
- ☐ 28" Greifring für
28" Rad
A9000205010-008




Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205030-004 € 164,90
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205030-006 € 164,90



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205040-004 € 335,60
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205040-006 € 335,60



Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 € 232,80
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 € 232,80
- Oberfläche ohne Struktur
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad
A9000206300-004 € 207,10

☐ für 26" Rad
A9000206300-006 € 207,10

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



28x1" Hochdruckleichtlauf

☐ A9000204000-008
(ETRTO 622)
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar

Zubehör

Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 106,30
bis 14 bar



Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Separate Bestellblätter

Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 10 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten
Bestellblatt SPEEDY F1 Rev. 29

☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt