



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Für die von PRO ACTIV geprüften und freigegebenen Rollstühle

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung
(Siehe separat beigefügtes Bestellblatt:
Kommission.: _____)


**Nachrüstung an einen vorhandenen
PRO ACTIV Rollstuhl**

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Abmessung Beckengurt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge A	Länge B	Länge C
E8000900007 A9000900001	Beckengurt 1350 mm mit Schloss	660 - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Beckengurt 1670 mm mit Schloss	910 - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	betreffende Modelle	Maß X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic / 4all	Ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo, SPEEDY 4teen	Ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo in der Ausführung hoher Rahmen	Ca. 90 mm

Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 337,90

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- SPEEDY A1 / A2 TRAVELER A9000900030-K
- BUDDY classic A9040900001
- BUDDY 4all A9047900001



Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 353,50

zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- A9000900020



Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel - siehe oben)

Lagerblockzwischenplatte

Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

- Farbe: Schwarz A9000900008-001 € 168,10
- Farbe: Silber A9000900008-002 € 168,10



<p>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900001 € 156,40</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900007 € 156,40</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900002 € 129,10</p> <p>und Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p>Retraktoren für Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900003 € 496,10</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900004 € 384,30</p> <p>3-teilig und Halterungsrohr ø 25 mm</p> 	<p>Kopfstützenhalterung</p> <p>Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K001 € 258,60</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K002 € 258,60</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p>

Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung

Für Modelle: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic

Voraussetzung für Nachrüstung: Rollstuhllalter unter 3 Jahre
Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.

Am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse. Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors.

R8000900004 € 954,60



Für die Nachrüstung des Rahmenanschweißteiles ist es notwendig folgende Arbeitsschritte bei uns im Hause durchzuführen:

- Demontage des Rollstuhles
- Entschichten des Rollstuhlrahmens
- Anschweißen des Rahmenanschweißteils
- Neubeschichten des Rollstuhlrahmens
- Montage des Rollstuhles

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung

Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

Am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse.

E8000900005 € 248,90

Zur Aufnahme des Beckengurtes sowie des hinteren Retraktors.
Ohne Montage.



**Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung
Für Modell: BUDDY 4all**

mit Gurtöse.

E8047900001 € 219,00

zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.



Zubehör für Kraftknoten-Nachrüstung

Lagerblockzwischenplatte

Bitte beachten: Die Lenkradspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben

Farbe: Schwarz
E8000900046-001 € 266,00

Farbe: Silber
E8000900046-002 € 266,00



**Beckengurt 1350 mm mit Schloss,
Anbindung an Kraftknoten**

E8000900007 € 234,00

Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.
Gurtfarbe: Rot

**Beckengurt 1670 mm mit Schloss,
Anbindung an Kraftknoten**

E8000900009 € 234,00

Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.
Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet.
Gurtfarbe: Rot

**Schulterschräggurt automatisch
mit Schlosskopf**

E8000900003 € 201,90

und Umlenkung, Länge 3200 mm

Retraktoren für Kraftknoten

E8000900014 € 772,30

Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.

Set bestehend aus:

- 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad
- 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad

Kopfstütze mit Segmentpolsterung

E8000900004 € 598,10

3-teilig

Kopfstützenhalterung

Für SPEEDY, BUDDY

E8000900006-K001 € 402,30

zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

Abnehmbar für TRAVELER

E8000900006-K002 € 402,30

zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

Bitte beachten:

Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.

**Montage gewähltes Zubehör
Kraftknoten-anbindung durch
PRO ACTIV**

R8000900003 € 259,30

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler