

## Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY 4all Ergo“

A9017100001 € 4.120,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



## Rahmenausführung

### Rahmenausführung Heavy Duty AF5 bis 150 kg Körpergewicht

☐ A9017100011 € 695,80

von 121 kg bis 150 kg Zuladung bzw.  
SB 47 cm bis 52 cm

- Rahmenverstärkung durch 2 zusätzliche diagonale Rahmenquerrohre und Verstärkungen
- Antriebsradaufnahme verstärkter Anbau
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Rückenrohrverstärkungseinlett am Seitenblechanschraubgewinde
- Schiebegriff fest montiert, Stahl Ø 20 x 1,5 mm
- Schiebegriffe in Edelstahlausführung
- Seitenblech Alu 3 mm

Bitte beachten: Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar (A9000403210-K) zusätzlich erforderlich!

- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung
- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

#### Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen!

## Zusätzliche Anforderungen