



## **FREEWAY trekking Lenkvorsatz bis 120 kg Anhängelast**

Das FREEWAY trekking ist ein Lenkvorsatz für die leichtere Bewältigung unebener Untergründe und größerer Touren, auch mit längeren Bergabfahrten. Mit der verstellbaren Lenksäule kann die Lenkerposition, bei sich gegebenenfalls ändernden Anforderungen im Winkel, eingestellt werden.

### **Grundausrüstung**

- Andockplatte Quick-Snap zur Ankopplung an den Rahmenadapter
- Lenker winkelverstellbar mit Foamgriffen und Bremsgriff rechts
- 220 mm Lenksäulenlänge
- Verschiebbare Achsposition über klemmbare Gabel Faust für die einfache Höhenverstellung zur Anpassung an den (vorhandenen) Quicksnap Adapter
- Hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung Schwalbe Marathon 20"
- Bedienungsanleitung

A9122000030

**CHF 1.197,00**

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_  
**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_  
**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_  
**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_  
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH  
**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### **Sanitätshaus / Firmenadresse:**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Name:** \_\_\_\_\_  
**Straße:** \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_  
**Tel.:** \_\_\_\_\_  
**Fax:** \_\_\_\_\_  
**E-Mail:** \_\_\_\_\_  
**ASP:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Name:** \_\_\_\_\_  
**Straße:** \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Name:** \_\_\_\_\_  
**Straße:** \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

### **Kundenname / Kommission:**

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_  
**Straße:** \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_  
**Tel.:** \_\_\_\_\_  
**E-Mail:** \_\_\_\_\_  
**Geb.-Dat.:** \_\_\_\_\_  
**Kostenträger:** \_\_\_\_\_  
**Indikation:** \_\_\_\_\_

### **Körpermaße**

**Körpergröße:** \_\_\_\_\_ cm  
**Oberkörperhöhe:** \_\_\_\_\_ cm  
**Gewicht:** \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

## Gabelfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Gabelfarbe: Auswahl aus Farbpalette

#### Gabelfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

#### Pulverfarben

##### Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

##### Brillant Silber

glanz A9000100170-011

##### Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

##### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

##### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,30**

##### Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

##### Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

##### Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

##### Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

##### Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

##### Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

##### Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

##### Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

##### Peach RAL 3022

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

#### Pulverfarben „Dormant“

##### Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

##### Sky Blue

glanz A9000100170-017

##### Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

##### Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

##### Violett

glanz A9000100170-044

##### Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

## Gabelfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 373,30**

##### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

##### Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

##### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

##### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

##### Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

##### Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

##### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

##### Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

##### Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Zubehör

### Abstellständer FREEWAY abschwenkbar

A9120900001 **CHF 219,90**

zur einfachen Adaption in Verbindung mit  
"Quick-Snap"-Adapter  
Farbe: Schwarz



### Feststellscheibenbremse








A9122300000 **CHF 179,40**

Bedienhebel am Lenker-Halterohr montiert.  
Als Zugspreizer ausgeführt.

### Steck-Schutzblech

A9122502100 **CHF 116,80**



<p><b>Schutzblech Alu schwarz</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9122500005      <b>CHF 163,90</b></p> 	<p><b>Alu-Gepäckträger "cargo systems"</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9120900000      <b>CHF 224,30</b></p> <p>Farbe: Schwarz Max. Belastungsgewicht 10 kg</p> 	<p><b>SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110901000      <b>CHF 74,90</b></p> <p>kabellos, mit Halterung</p> 
<p><b>Beleuchtungsset SIGMA</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019      <b>CHF 132,30</b></p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 		
<p><b>Rahmenadapter</b></p>		
<p><b>SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110700141      <b>CHF 552,60</b></p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz</p> 	<p><b>TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110701300      <b>CHF 590,90</b></p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz</p> 	<p><b>BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110701400      <b>CHF 552,60</b></p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz</p>
<p><b>Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110701500      <b>CHF 629,50</b></p> <p>Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm</p> <p><b>BITTE BEACHTEN:</b> Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!</p> 		

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- A9110701525  
Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm
- A9110701530  
Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm
- A9110701535  
Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm

- Klemmhülse [80 mm]  
Im Standard enthalten  
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad
- Klemmhülse [110 mm] **CHF 49,00**  
A9199000117  
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad
- Klemmhülse [170 mm] **CHF 59,30**  
A9199000154  
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 111,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern  
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



### Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 **CHF 78,90**

Gerade Ausführung  
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 **CHF 78,90**

Gebogene Ausführung  
nur in Verbindung mit Frontadapter



### Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 58,70**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



### Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 **CHF 62,70**

mit längerem Betätigungshebel



### Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 **CHF 255,00**

Größe M (125 cm) A9000800013 **CHF 255,00**

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.  
Farbe: Schwarz



Größe L (145 cm) A9000800014 **CHF 255,00**

Größe XL (165 cm) A9000800017 **CHF 255,00**

## Dienstleistungen

### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 378,60**

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

A9990000011 **CHF 344,20**

### Anbau des Handbikes / Zugerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV

#### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000012 **CHF 223,30**

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

#### an ein Fremdprodukt

A9990000013 **CHF 356,20**

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr Ø \_\_\_\_ mm

### Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler