



PRO ACTIV Reha-Technik GmbH  
 Im Hofstätt 11  
 D- 72359 Dotternhausen  
 Tel +49 (0)7427 9480-0  
 Fax +49 (0)7427 9480-7025  
 E-Mail info@proactiv-gmbh.de  
 www.proactiv-gmbh.de



### PED-E

€ 4.142,02

- Aluminium-Rahmen in CNC Fräs-/Schweißkonstruktion
- Aluminium Gabel mit gefrästen Gabelbrücken, Farbe: schwarz
- Hydraulische Scheibenbremsen 180 mm / 160 mm
- Neodrives Z15 Antriebssystem mit TFT-Display
- Im Rahmen integrierter Akku 37 V; 16 Ah; 587 Wh
- Kettenschaltung Shimano Zee 1x10
- Tretkurbel (L = 80 mm)
- Aluminiumfelgen
- Sattelstütze Ø 27,2 mm
- Seitenständer
- Klingel
- Beleuchtungsset
- Zuladung: 75 kg

>> Voraussichtlich lieferbar ab April 2026 <<

☐ Angebot Datum: \_\_\_\_\_

☐ Bestellung Datum: \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Berater: \_\_\_\_\_

**\* Pflichtfelder bitte zwingend vollständig ausfüllen!**

#### Bestelladresse / Auftraggeber:

Kd.-Nr.:\* \_\_\_\_\_

Name:\* \_\_\_\_\_

Vorname:\* \_\_\_\_\_

Straße:\* \_\_\_\_\_

PLZ / Ort:\* \_\_\_\_\_

Tel.:\* \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail:\* \_\_\_\_\_

Abholung: ☐ ja ☐ nein

#### Lieferadresse

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_

Anmerkung: \_\_\_\_\_

#### Biometrische Daten:

Körpergröße: \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

Schrittlänge: \_\_\_\_\_

## Radgröße

**16"**
☐ A9525000160

**Schwalbe Big Apple 16x2"**
☐ A9525200005

(50-305)

Performance Line

RaceGuard E25

Pannenschutzlevel 4

Farbe: schwarz


**18"**
☐ A9525000180

**Schwalbe Big Apple 18x2"**
☐ A9525200010

(50-355)

Performance Line

RaceGuard E25

Pannenschutzlevel 4

Farbe: schwarz


**20"**
☐ A9525000200

**Schwalbe "Jumpin' Jack" 20x2,1"**
☐ A9525105100

(54-406)

Performance Line

Pannenschutzlevel 3,5

Farbe: schwarz


**Schwalbe "Smart Sam" 20x2,35"**
☐ A9525105101


**€ 24,79**

(60-406)

Performance Line

Pannenschutzlevel 3,5

Farbe: schwarz


**Schwalbe "Big Ben Plus" 20x2,15"**
☐ A9525105102

**€ 24,79**

(55-406)

Performance Line

DD, GreenGuard E50

Pannenschutzlevel 6


Farbe: schwarz



## Tretlagerposition

Bitte gewünschte Tretlagerposition angeben:

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Tretlagerposition 1 Standard.



## Sattel

### Sattel Velo Fit Traveller

☐ A9500800010

Größe M

Breite: 15 cm; Länge: 27 cm

☐ A9500800020

Größe L

Breite: 19 cm; Länge: 26 cm

Farbe: schwarz



### Definition der Sattelstützenlänge

Maß von der Oberkante Akku bis zur Oberkante des Sattels:

\_\_\_\_\_ cm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Sattelstütze in Überlänge (40 cm) geliefert und kann vom Kunden selbst angepasst werden.



## Vorbau

### Vorbau 7°

☐ Länge: 90 mm  
A9500400500-090

☐ Länge: 110 mm  
A9500400500-110

Klemmung: Oversize 31,8 mm

Farbe: Schwarz



### Ergotec Vorbau Swell RE

☐ A9500400550 € 39,58

Länge: 100 mm

Klemmung: Oversize 31,8 mm

winkelverstellbar

Farbe: schwarz



## Lenker

### Lenker Sport Ergotec

☐ A9500400610

Breite: 720 mm

Höhe: 15 mm

Griffbiegung: 9°

Oversize 31,8 mm

Farbe: Schwarz

Lenkerbreite ist im Bereich 720 bis 615 mm individuell anpassbar: \_\_\_\_\_ mm



### Lenker Comfort Ergotec

☐ A9500400620

Breite: 680 mm

Höhe: 30 mm

Griffbiegung: 14°

Oversize 31,8 mm

Farbe: schwarz

Lenkerbreite ist im Bereich 680 bis 615 mm individuell anpassbar: \_\_\_\_\_ mm



## Griffe

### Griffe Sport schwarz / grau

☐ A9500400700

stoßabsorbierende Gel-Grifffläche,  
verdrehssicher am Lenker geklemmt



### Griffüberzug Gel Ergo Wing

☐ A9500400710 € 21,26

ergonomische Gel-Grifffläche,  
verdrehssicher am Lenker geklemmt



### Griffüberzug Gel Ergo Wing Comfort

☐ A9500400720 € 26,81

große, ergonomisch ausgeformte  
Handballenauflage,  
verdrehssicher am Lenker geklemmt



## Pedale

### Pedale Offroad

☐ A9500500300  
CR-MO Achse,  
mit Reflektor (K-Zeichen),  
Auflage mit Krallenprofil



### Pedale Touring

☐ A9500500310  
CR-MO Achse,  
mit Reflektor (K-Zeichen),  
Auflage gummiert



### Pedale Ergo Grip

☐ A9500500320  
CR-MO Achse,  
mit Reflektor (K-Zeichen),  
Auflage Sandpapier



€ 26,13

## Zubehör

### Schutzblech 53 mm, V u. H farbbeschichtet

☐ A9525700053      € 191,43  
nicht für 16"  
Farbauswahl:  
siehe Farbdesign hinten



### Gepäckträger

☐ A9525700100      € 416,47  
Aluminium  
inkl. Akku-Rücklicht



## Farbdesign – Rahmen und Anbauteile

Bei den nachfolgenden Bauteilen kann eine Farbe aus dem Infoblatt „Farbdesign Pedelec“ gewählt werden:

Pulverfarbe RAL oder Pulverfarbe „Dormant“ oder Sonderfarbe „Nasslack“

### Rahmenfarbe:

☐ Pulverfarbe RAL und Pulverfarbe „Dormant“:

Bitte die 3 letzten Ziffern der Farbe eintragen:

A9500100170 -    in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

☐ Sonderfarbe „Nasslack“:

Bitte die 2 letzten Ziffern der Sonderfarbe eintragen:

A9500100170 - 5   in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

€ 161,68

### Farbe Schutzbleche:

☐ Pulverfarbe RAL oder Pulverfarbe „Dormant“:

A9500700170

Bitte die 3 letzten Ziffern der Farbe eintragen:

A9500100170 -    in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

☐ Sonderfarbe „Nasslack“:

A9500700172

Bitte die 2 letzten Ziffern der Sonderfarbe eintragen:

A9500100170 - 5   in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

€ 111,85

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben und willige ein, mir ein unverbindliches, schriftliches Angebot zukommen zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Unterschrift Endkunde (Angebot)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Unterschrift Berater (Angebot)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Unterschrift Endkunde (Bestellung)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum                      Unterschrift Berater (Bestellung)

## Infoblatt: Farbdesign Pedelec

### Farbdesign - Pulverfarben

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

#### Pulverfarben

##### weiß RAL 9016

☒ glanz A9500100170-023

##### anthrazit RAL 7016

☒ glanz A9500100170-001  
☒ matt A9500100170-101

##### schwarz RAL 9005

☒ glanz A9500100170-003  
☒ matt A9500100170-019

##### rein orange RAL 2004

☒ glanz A9500100170-022  
☒ matt A9500100170-122

##### gelb RAL 1023

☒ glanz A9500100170-046  
☒ matt A9500100170-146

##### rot RAL 3001

☒ glanz A9500100170-047  
☒ matt A9500100170-147

#### Pulverfarben „Dormant“

##### sky blue

☒ glanz A9500100170-017

##### electric green

☒ glanz A9500100170-015

##### violett

☒ glanz A9500100170-044

##### fire red

☒ glanz A9500100170-018

#### Pulverfarben „Trendfarben“

##### athletic grey

☐ glanz A9500100170-303 € 30,59  
☐ matt A9500100170-304 € 30,59

##### muddy grey

☐ glanz A9500100170-305 € 30,59  
☐ matt A9500100170-306 € 30,59

##### lagoon blue

☐ glanz A9500100170-301 € 30,59  
☐ matt A9500100170-302 € 30,59

##### peach RAL 3022

☐ glanz A9500100170-038 € 30,59  
☐ matt A9500100170-138 € 30,59

### Farbdesign - Sonderfarben „Nasslack“

€ 161,68

##### storm (eisblau)

☐ glanz A9500100170-500  
☐ matt A9500100170-501

##### prairie (roségold)

☐ glanz A9500100170-504  
☐ matt A9500100170-505

##### blue ocean

☐ glanz A9500100170-522  
☐ matt A9500100170-523