



PROACTIV[®]

LIFT **activ**
meccanico

INCREDIBILMENTE FLESSIBILE AL LAVORO E NELLA VITA QUOTIDIANA

LIFT activ

La carrozzina **LIFT activ** è equipaggiata con una regolazione manuale dell'altezza del sedile, azionabile agevolmente mediante un'impugnatura ergonomica. La regolazione continua dell'altezza del sedile avviene mediante molle a gas. Con uno sforzo muscolare minimo, il sedile si solleva fino a 30 cm. In questa posizione, il guidatore si trova all'altezza degli occhi di una persona di ca. 1,75 m.

Grazie alla regolazione dell'altezza del sedile, si aprono nuove possibilità di impiego flessibile nelle professioni più disparate e l'utilizzo di mobili e arredamenti da cucina tradizionali. Con la carrozzina LIFTT activ è possibile lavorare in modo flessibile in diverse postazioni di lavoro, a diverse macchine e apparecchi.



LEGGERA E ATTIVA NONOSTANTE IL MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO

Il telaio e il meccanismo di sollevamento sono stati sviluppati in modo che la carrozzina LIFT activ abbia un peso da 14,5 kg e un design attrattivo e dinamico.



FACILE TRASPORTO

Nessun problema per il trasporto nel bagagliaio grazie allo smontaggio semplice e senza utensili della carrozzina in moduli singoli.



AMPIA GAMMA DI OPZIONI E ACCESSORI

Ogni LIFT activ è un prodotto individuale che risponde alle esigenze del guidatore per quanto riguarda le dimensioni del telaio e l'equipaggiamento. Per LIFT activ è disponibile un'ampia gamma di equipaggiamenti, ovvero poggiatesta, freni, maniglie di spinta, sistemi di schienale e seduta così come ruote motrici e sterzanti.



SCHIENALE CON ARTICOLAZIONE LOMBARE RIPIEGABILE

LA LIFT ACTIV VI PORTA ALL'ALTEZZA GIUSTA - AL LAVORO, NELLA VITA QUOTIDIANA E NEL TEMPO LIBERO

Grazie al peso ridotto (rispetto alla carrozzina LIFT solid), la carrozzina **LIFT activ** è adatta al trasporto e all'utilizzo al lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Raggiungere i documenti nello scaffale più in alto in ufficio al mattino, sistemare i piatti nel pensile sopra al piano di lavoro della cucina a pranzo e sedersi la sera con la famiglia e gli amici al tavolo bar guardando negli occhi le persone alla stessa altezza: nessun problema con LIFT activ.



POSSIBILITÀ DI UTILIZZO FLESSIBILE UTILIZZO COME AUSILIO PER ALZARSI

Per le persone con quadri clinici che presentano funzionalità residua nelle gambe, la carrozzina LIFT activ può essere utilizzata anche come ausilio per alzarsi.

Per questo utilizzo è utile scegliere il "poggiapiedi separato con parte anteriore del telaio orientabile" o un altro poggiapiedi che si possa piegare o orientare.

OPZIONE: PARTE ANTERIORE DEL TELAIO RIMOVIBILE, ORIENTABILE CON POGGIAPIEDI SEPARATO

La parte anteriore del telaio può essere orientata in fuori e rimossa di modo che il telaio finisca sul bordo anteriore del rivestimento, creando grande spazio per i trasferimenti.



▶ VIDEO



PARTE ANTERIORE DEL TELAIO RIMOVIBILE, ORIENTABILE CON POGGIAPIEDI SEPARATO

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Guida delle gambe nell'area della parte inferiore della gamba: | É possibile scegliere la parte anteriore del telaio con la forma a G o a V |
| Angolo del telaio alle ginocchia: | 100° 105° |
| Funzione di sollevamento / Regolazione dell'altezza del sedile: | Regolazione manuale dell'altezza del sedile per 30 cm, in continuo |
| Larghezza del sedile: | 35 - 46 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Profondità del sedile: | 35 - 48 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza dello schienale: | 20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Lunghezza della parte inferiore della gamba: | 30 - 50 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza di seduta posteriore: | 41 - 43 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Altezza di seduta anteriore: | 45 - 51 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Punto di ribaltamento: | 6 - 10 cm (con intervalli di 1 cm) |
| Peso totale del prodotto: | da 14,5 kg |
| Peso massimo del carico standard: | fino a 100 kg |
| Possibile campanatura delle ruote motrici: | 1°, 4°, 2,5° |