

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

☐ **Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

## Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

## Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_



## SPEEDY 4you Ergo

**Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl**  
**mit individueller Rahmengeometrie nach Maß,**  
**einstellbares Fahrwerk**

Zugelassen bis 120 kg Zuladung


A9016105000 € 5.290,00

**Rechnungsadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

## Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm



Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkelänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

# Grundmaße



## Rollstuhlmaße:

|                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A: SB</b> Sitzbreite<br>(SB min. 30 cm - max. 52 cm)                                                   | _____ cm | <b>H:</b> Rahmenlänge bis zum<br>vorderen Rahmenbogen<br>(min. ST - 1 cm)                                                                                                                | _____ cm |
| <b>B: ST</b> Sitztiefe<br>(ST min. 36 cm - max. 54 cm)                                                    | _____ cm | <b>I:</b> Beginn Rahmeneinzug<br>(ab ST 32 cm möglich)<br>(H - min. 6 cm)                                                                                                                | _____ cm |
| <b>C: RH</b> Rückenhöhe<br>(ab 23 cm)                                                                     | _____ cm | <b>J: KW</b> Kniewinkel<br>(ab 90°)<br><b>oder</b>                                                                                                                                       | _____ °  |
| <b>D: USL</b> Unterschenkellänge                                                                          | _____ cm | <b>J1:</b> Winkel des vorderen<br>Rahmenrohrs zur Vertikalen<br>(empfohlen > 10°)                                                                                                        | _____ °  |
| <b>E: SHh</b> Sitzhöhe hinten<br>(SHh min. 39 cm - max. 47 cm)<br>(bei 24" Antriebsrädern)                | _____ cm | <b>K:</b> Position des<br>Lenkradlagerblocks<br>(min. 35 cm, empfohlen > 40 cm,<br>generell so groß wie möglich,<br>unter Beachtung des<br>Lenkradstörkreises und der<br>Fersenfreiheit) | _____ cm |
| <b>F: SHv</b> Sitzhöhe vorne<br>(SHv min. 42 cm - max. 54 cm)<br>(bei 5" Lenkrädern)                      | _____ cm | <b>M:</b> Unterschenkelweite oben                                                                                                                                                        | _____ cm |
| <b>G: KP</b> Kippunkt<br>(Innenkante Rückenrohr<br>bis Achsmitte Antriebsrad)<br>(min. 3 cm – max. 11 cm) | _____ cm | <b>N:</b> Unterschenkelweite unten                                                                                                                                                       | _____ cm |

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

| Genauigkeitsgrad | Bis 30 | Über 30 bis 120 | Über 120 bis 400 | Über 400 bis 1000 |
|------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| C                | +/- 1  | +/- 3           | +/- 4            | +/- 6             |

| Rahmenfarbe - Einfarbdesign                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: <a href="http://www.proactiv-gmbh.de/farben/">www.proactiv-gmbh.de/farben/</a>   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-000                                           | <b>Roh, gestrahlt, nicht beschichtet</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-020<br>Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann. |                                                                                                                                                     |
| Pulverfarben                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Weiß RAL 9016</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-023<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-123 € 43,40        | <b>Brillant Silber</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-011                                                                                                                                                             | <b>Anthrazit RAL 7016</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-001<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-101 € 43,40     |
| <b>Schwarz RAL 9005</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-003<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-019 € 43,40     | <b>Rein Orange RAL 2004</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-022<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-122 € 43,40                                                                                               | <b>Pink Magenta RAL 4010</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-037<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-137 € 43,40  |
| <b>Pastellblau RAL 5024</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-036<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-136 € 43,40 | <b>Lemon Green</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-005<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-105 € 43,40                                                                                                        | <b>Gelb RAL 1023</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-046<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-146 € 43,40          |
| <b>Rot RAL 3001</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-047<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-147 € 43,40         | <b>Lagoon Blue</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-052<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-152 € 43,40                                                                                                        | <b>Athletic Grey RAL 7046</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-050<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-150 € 43,40 |
| <b>Muddy Grey RAL 7033</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-051<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-151 € 43,40  | <b>Peach RAL 3022</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-038<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-138 € 43,40                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Pulverfarben „Dormant“                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Tiefschwarz Effekt Silber</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-007                                                     | <b>Sky Blue</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-017                                                                                                                                                                    | <b>Marine Blau</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-045<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-145 € 43,40            |
| <b>Electric Green</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-015<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-115 € 43,40       | <b>Violett</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-044                                                                                                                                                                     | <b>Fire Red</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-018<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-118 € 43,40               |
| Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| € 349,60                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Storm (Eisblau)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-500<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-501                         | <b>Prairie (Roségold)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-504<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-505                                                                                                                    | <b>Berry (Beere)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-526<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-527                             |
| <b>Blue Ocean</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-522<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-523                              | <b>Emerald (Smaragdgrün)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-514<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-515                                                                                                                 | <b>Chili</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-516<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-517                                     |

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

#### Brillant Silber

☐ A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

#### Lemon Green

☐ A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

#### Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

#### Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

#### Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

### Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Schiebegriffe

### Ausstattung ohne Schiebegriffe

☒ A9000401000



### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K € 130,40  
gerade



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9000401050\* € 130,40  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 € 130,40  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401060\* € 216,40  
Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose  
ab RH 43 cm bei Rückenschale



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9000401075\* € 372,90  
stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



## Zusatzoption

### Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm  
☐ 2 cm  
☐ 3 cm



## Rückenlehne

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Rückenlehne abfaltbar“ ausgeliefert.


### Rückenlehne abfaltbar

☒ A9000400021  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



### Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert für Ergo-Modelle

☐ A9000400036  
Rastbolzen der Winkelverstellung durch  
Verschraubung ersetzt.  
Rückenwinkel 90° zum Boden.



### Rückenlehne fest

☐ A9000400020 € 99,10  
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Rückenlehne nicht abfaltbar

## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

- ☐ A9000802010-K001  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „light“

- ☐ A9000802320-K001  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel
- ☐ A9000802320-K002  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

- ☐ A9000815101-K **€ 131,40**  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterung vorne: 20 mm  
Polsterung hinten: 5 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

### Rückenerhöhung + 3-5 cm

- ☐ A9000802100 **€ 159,10**  
zu Rückenhöhe Nennmaß  
Nur in Kombination mit  
höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- ☐ A9000802011 **€ - 53,00**  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


### Body Contour

- ☐ A9000801025-K  
zugelassen bis 120 kg Körpergewicht



### Offenes Gurtsystem

- ☐ A9000801010-K **€ 79,90**




### Ausstattung ohne Sitzbespannung

- ☐ A9000801050




## Sitzkissen



### Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Standard

- ☐ A9000805190-K **€ 164,40**



### Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Standard

- ☐ A9000805320-K **€ 206,10**

### Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm  
☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ A9000805210-K **€ 484,40**

### Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ A9000805310-K **€ 528,70**

### Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- ☐ Sitzkissen ist vorhanden

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403215-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403216-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403217-K € 345,10

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400013-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

inklusive Kleiderschutz Aluminium

mit Armpolster 25 cm lang

über Rastfunktion abnehmbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400014-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400015-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400016-K € 648,10

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400017-K € 862,00

inklusive Kleiderschutz Carbon

mit Armpolster 25 cm lang

über Rastfunktion abnehmbar

nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

### Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

☐ A9000403141-K € 358,50

mit Armpolster 25 cm lang

Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 cm

bis 31 cm über Sitzrohr,

in 1,5 cm Schritten einstellbar

nicht in Kombination mit

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert möglich




## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Radplatten auf Anfrage.

### Radplatte Standard

☐ A9016201000


Sitzhöhe hinten ca. 39 cm - 43 cm  
(bei 24" Rad)



### Radplatte lang

☐ A9016201020 € 234,70

Sitzhöhe hinten ca. 43 cm - 47 cm  
(bei 24" Rad)



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

### 2,5° Antriebsradsturz

☐ A9016202051  
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9016201200-K € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9016201210-K € 502,90

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix.  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.  
Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen!)

☐ Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

### Integrialfeststellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

☐ A9035705000 € 248,50

Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt  
Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz möglich.



### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

☐ A9000701010-003



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard A9000700002

☐ Bremshebel lang A9000701010-004



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 € 158,60

Länge: 9 cm



## Trommelbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

☐ A9000702010-K\* € 474,00

Bedienung vom Schiebegriff  
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl  
„Radsturz“) + 3 cm  
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz  
des Trommelbremsankers die lange Radplatte  
A9016201020 montiert.

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge  
36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,  
e-fix oder e-motion



## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

### Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K\*

mit Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm  
bei KW 95° ab USL 32 cm  
bei KW 105° ab USL 37 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

☐ A9016601300-K\* € 173,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
nach außen schwenkbar, nicht abnehmbar  
bei KW 95° ab USL 35 cm  
bei KW 105° ab USL 40 cm  
bei V-Form ab SB 40 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602005-K\* € 287,40

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
bei KW 105° ab USL 37 cm  
bei KW 95° ab USL 36 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016602010-K\* € 307,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und  
20mm Betätigungshebel  
bei KW 95° ab USL 38 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei G-Form ab SB 33 cm  
bei V-Form ab SB 38 cm  
Auflagebreite ab 20 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016603200-K € 336,80

mit gummierter Fußbrettauflage,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar,  
inkl. Rahmenverstärkung  
bei KW 95° ab USL 37 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei V-Form ab SB 40 cm



### Fußstütze „Swing Away“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9016604100-K € 404,70

mit gummierter Fußbrettauflage,  
mittig geteilt, seitlich abschwengbar,  
abnehmbar,  
hochklappbar, höhenverstellbar,  
winkelverstellbar  
inkl. Rahmenverstärkung  
ab USL 34 cm



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 125,90

verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 59,70

einstellbar  
nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts € 169,10  
A9000300100-K001

☐ links € 169,10  
A9000300100-K002

mit Zugfeder und Universaladapter  
schwenkbar

Für optimales Schwenkverhalten sollte das  
Sitzgefälle > 3 cm sein



### Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 € 296,70

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage  
der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma  
Alber.

Lieferung ohne Kippstütze und  
Kippstützenaufnahme.

Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber  
bestellen



### Transitrollen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

☐ rechts € 164,80  
A9000301100-003

☐ links € 164,80  
A9000301100-004

mit Universaladapter, abnehmbar  
nicht in Kombination mit Kippstütze



### Ankippbügel

☐ rechts € 140,10  
A9000302100-K001

☐ links € 140,10  
A9000302100-K002

mit Universaladapter und Quickpin  
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.  
links



### Radstandsverlängerung abnehmbar SPEEDY 4all / 4you

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

☐ A9016102001 € 581,30

Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
Spur einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz ☐ 4° Sturz ☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstands-  
verlängerung darf nicht kleiner als in der  
Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz  
möglich.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der  
nächsthöhere Radsturz, als in der  
Alltagsposition montiert.



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterrollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 70,80  
pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80  
pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80  
pannensicher



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4" CorMORun Lenkrad (100 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501042      € 173,00<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe der Felge: schwarz<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="92 297 491 456"> </div>                                                                                                                   | <b>4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501230      € 206,30<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe: Schwarz, Felge in Silber<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="574 297 957 456"> </div>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5" Lenkräder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501036-005<br>(82A), pannensicher <div data-bbox="92 680 236 831"> </div>                                                                                                                                                                                                          | <b>5" Lenkrad „Standard“ PU grau</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501031-005<br>(82A), pannensicher <div data-bbox="574 680 718 831"> </div>                                                                                                      | <b>5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501221      € 94,80<br>pannensicher <div data-bbox="1056 680 1216 831"> </div>                                                                                              |
| <b>5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> Silber eloxiert      € 179,80<br>A9000501210<br><input type="checkbox"/> Schwarz      € 179,80<br>A9000501211<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm<br>mittelhart, pannensicher<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) <div data-bbox="92 1167 263 1317"> </div> | <b>5" CorMORun Lenkrad (125 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501041      € 181,30<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>schwarz, pannensicher<br>Farbe der Felge: schwarz<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="574 1167 946 1326"> </div> | <b>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501232      € 206,30<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe: Schwarz, Felge in Silber<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="1056 1167 1422 1326"> </div> |
| <b>6" Lenkräder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6" Lenkrad „Standard“ PU grau</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501010-006<br>(82A), pannensicher <div data-bbox="92 1554 309 1695"> </div>                                                                                                                                                                                                           | <b>6" Lenkrad „luftbereift“</b><br><input type="checkbox"/> A9000501050      € 57,20<br>Sitzhöhe vorne min. 42 cm <div data-bbox="574 1554 790 1695"> </div>                                                                                                                       | <b>6" Lenkrad „Flexel-System“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501070      € 57,20<br>pannensicher <div data-bbox="1056 1554 1272 1695"> </div>                                                                                                    |

## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001  
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 167,40  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 54,00  
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 218,90  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 € 616,90  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 296,70  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 337,90  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne  
Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400\* € 59,10  
10 mm pro Seite

☐ A9000500401\* € 59,10  
15 mm pro Seite

☐ A9000500410\* € 59,10  
20 mm pro Seite

## Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)  
A9000203122  
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
Nicht in Verbindung mit:  
- Pannensicherer Bereifung  
- Einhandantrieb  
- Trommelbremse  
- Kraftknoten  
- Handbike  
nur bis 70 kg Körpergewicht:

| Sturz \ Gewicht | 1° | 4° | 6° | 8° | 10° |
|-----------------|----|----|----|----|-----|
| bis 50 Kg       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| 51 - 60 Kg      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |     |
| 61 - 70 Kg      | ✓  | ✓  |    |    |     |



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☒ 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010  
mit Liteline-Nabe (Bild links),  
radial verspeicht  
bis 120 kg Körpergewicht
- ☒ 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020  
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht  
über 120 kg Körpergewicht bzw. in Verbindung  
mit Einhandantrieb



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203100 € 157,80
- ☐ 25" (ETRTO 559)  
A9000203200 € 157,80
- ☐ 26" (ETRTO 590)  
A9000203300 € 157,80
- mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht >120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 784,10  
A9000203550
- ☐ 25" (ETRTO 559) € 784,10  
A9000201559
- ☐ 26" (ETRTO 590) € 784,10  
A9000203555



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 957,20  
A9000203554
- Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.  
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad  
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 957,20  
A9000203552
- Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.  
höheres Körpergewicht, Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad  
„Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
- ☐ x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
- ☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



### Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



### Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904  
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
- ☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205020-004 **€ 68,30**
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205020-006 **€ 68,30**



### Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 164,90**  
A9000205030-004
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad **€ 164,90**  
A9000205030-006



### Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 335,60**  
A9000205040-004
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad **€ 335,60**  
A9000205040-006



### Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 24"  
A9000205100-004 **€ 232,80**
- ☐ für Greifring 26"  
A9000205100-006 **€ 232,80**

Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm



### Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 402,40**  
A9000205070-004
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad **€ 402,40**  
A9000205070-006



### Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 402,40**  
A9000205080-004
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad **€ 402,40**  
A9000205080-006

Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



### Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
Profilhöhe 24 mm **€ 402,40**  
A9000205130-004
- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
Profilhöhe 31 mm  
Größe L **€ 402,40**  
A9000205140-004
- ☐ 26" Greifring für  
26" Rad  
Profilhöhe 31 mm **€ 402,40**  
Größe L  
A9000205140-006



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Curve silber eloxiert<br/>ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 402,40</b><br/>Größe L<br/>A9000205160-004</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>Curve pulverbeschichtet,<br/>ergonomisches Greifringprofil</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)<br/><input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 24 mm <b>€ 467,60</b><br/>A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 467,60</b><br/>Größe L<br/>A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für<br/>26" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 467,60</b><br/>Größe L<br/>A9000205145-006</p>  | <p><b>Curve Grip,<br/>mit Tetra-Grip-Beschichtung,<br/>ergonomisches Greifringprofil</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad<br/>Profilhöhe 31 mm <b>€ 520,70</b><br/>Größe L<br/>A9000205150-004</p>                            |
| <p><b>Quadro<br/>mit Tetra-Grip-Beschichtung</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für<br/>25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für<br/>26" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205170-006</p>  | <p><b>Gekko schwarz eloxiert</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für<br/>25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für<br/>26" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205175-006<br/>mit vollständig in das Profil integrierter,<br/>robuster und austauschbarer Silikonlippe<br/>Profilhöhe 31 mm</p>                                                                                                                                                | <p><b>Gekko silber eloxiert</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205185-004<br/>mit vollständig in das Profil integrierter,<br/>robuster und austauschbarer Silikonlippe<br/>Profilhöhe 31 mm</p>  |
| <p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b><br/>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für<br/>24" Rad und 25" Rad <b>€ 520,70</b><br/>A9000205195-004<br/>mit vollständig in das Profil integrierter,<br/>robuster und austauschbarer Silikonlippe<br/>Profilhöhe 24 mm</p>                                                                                                  | <p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

☐ für 24" Rad € 207,10  
A9000206300-004

☐ für 26" Rad € 207,10  
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 24x1" (540-25)  
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)  
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

☐ 24x1" (540-25)  
A9000204010-004

7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20  
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20  
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20  
A9000204030-016

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 24x1" (540-25) € 49,20  
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00  
A9000204123-004

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

☐ 24x1" (540-25) € 122,70  
A9000204201-004

Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18  
Speichen und Spinergy



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 € 703,40

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 € 703,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad




HINWEIS: Für die Verwendung mit  
Trommelbremse erheben wir einen  
Aufpreis

☐ A9000200004 € 232,20

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 105,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer  
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder  
Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000206400\* € 166,40

Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsräder, Einhandantrieb,  
Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 106,30  
bis 14 bar



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

☐ A9000902310\* € 137,40



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 80,60



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 64,50



### Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 107,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad  
A9000903530-004 € 77,80  
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad  
A9000903530-006 € 77,80  
Ø 83 cm x 2 cm



## Separate Bestellblätter

### Kategorie „Reha-Technik Zubehör“

z.B. Sitz- & Rückensysteme,  
Einhandantrieb oder Kraftknotensystem  
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

### Ergänzende Produkte

wie z. B. Handbikes oder  
Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>

## Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch  
PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des  
Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 18 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt  
Bestellblatt SPEEDY 4you Ergo Rev. 19

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler