



## NJ1 Adaptivbike

bis 120 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr
- Kettenschutzscheibe schwarz
- Schutzblech
- Flaschenhalter inkl. Trinkflasche
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- u. Heckscheinwerfer

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

ASP: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_

Kostenträger: \_\_\_\_\_

Indikation: \_\_\_\_\_

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Oberkörperhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

## Antriebseinheit

### Antriebseinheit schwarz

- 20" (ETRT0 406) CHF 3.790,00  
A9110100001-020
- 24" (ETRT0 507) CHF 3.790,00  
A9110100001-024

## Nabenschaltung mit integrierter Rücktrittbremse

### Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung

- A9110200023  
307 % Übersetzungsbandbreite  
Drehgriffschalter „Grip-Shift“  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)



## Kettenschaltung mit Scheibenbremse

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200032  
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei  
24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei  
20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere  
Kurbelfrequenz bzw.  
Fahren höherer  
Geschwindigkeiten



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200034 CHF 207,00  
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei  
24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei  
20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere  
Kurbelfrequenz bzw.  
Fahren höherer  
Geschwindigkeiten

### Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200035 CHF 1.615,00  
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei  
24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei  
20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere  
Kurbelfrequenz bzw.  
Fahren höherer  
Geschwindigkeiten



## Nabenschaltung mit Scheibenbremse

### Shimano „Alfine“ 11-Gang Nabenschaltung

- A9100200026 CHF 588,00  
Schaltgriff „Rapid Fire“  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 19 Zähne



### Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-Gang Nabenschaltung

- A9100200027 CHF 1.417,00  
Drehgriffschalter „Grip Shift“  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 16 Zähne



## Schaltungszubehör

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

A9100200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.  
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung  
im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und  
53 cm.



## Bremssystem

### Mechanische Feststellscheibenbremse über Zugspreizer bedienbar

A9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert,  
Bremsgriff am Handgriff links entfällt



### Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse


A9117300120 **CHF 132,60**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem  
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit  
kann die mechanische Scheibenbremse als  
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt  
werden.

### Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast bzw.  
Körpergewicht.  
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische  
Rücktritt-Scheibenbremse  
Nicht in Verbindung mit einer Rohloff  
Schaltung



### Doppeltes Leistungsstarkes Bremssystem Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300100\* **CHF 253,00**

inklusive V-Brake Felgenbremse als  
Feststellbremse über Zugspreizer bedienbar  
Empfohlen ab 100 kg Anhängelast

### Mechanische Rücktritt- Scheibenbremse mit Kurbelfreischoaltfunktion

A9110300004 **CHF 776,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und  
Freilaufschalt nabe.

In Verbindung mit:

- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm

- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm

bis 120 kg Körpergewicht

Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1  
Berguntersetzung

## Bereifung

### 20x1,75" Schwalbe „Marathon“

A9110105121  
(ETRTO 406-47)  
Tourenreifen



### Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47) **CHF 32,70**  
A9130105128

24x1,75" (507-47) **CHF 32,70**  
A9110105135

unplattbar, mit Pannenschutzeinlegeband  
Smart Guard



## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm  
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm  
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm  
A9110500100-050

#### Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)  
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)  
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)  
A9110500100-058

#### Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm  
A9110600100-155
- Länge 175 mm  
A9110600100-175
- Länge 195 mm  
A9110600100-195



#### Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm  
A9100600105-155 **CHF 153,10**
- Länge 175 mm  
A9100600105-175 **CHF 153,10**
- Länge individuell  
195 mm bis 140 mm **CHF 280,30**  
A9100600100



#### Tretlagerstütze starr

- L (X/Y 158/362 mm)  
A9110501100-002
- XL (X/Y 158/410 mm) **CHF 71,80**  
A9110501100-006
- XXL (X/Y 170/465 mm) **CHF 71,80**  
A9110501100-007




#### Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- M (300 mm)  
A9110500001-001 **CHF 249,90**
- L (370 mm)  
A9110500001-002 **CHF 249,90**
- XL (420 mm)  
A9110500001-003 **CHF 249,90**

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert. Lieferbar bis Größe XL.



## Handgriffe

### Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 122,00**  
 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.  
 Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 191,50**



### Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 **CHF 218,00**  
 sehr steife Außenstütze als Rundrohr  $\varnothing$  20 mm  
 mit Moosgummiüberzug  
 Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze  
 schwenkbar



### Tetra-Ergogriff freistehend

A9100600001 **CHF 169,00**  
 Kurbelgriffe vertikal angeordnet  
 Kombinierbar mit Tetra-Handstütze  
 schwenkbar



### Tetra-Schalengriffe

A9110601100 **CHF 187,00**



## Zubehör Bike

### Schutzblech Alu schwarz

A9116500005 **CHF 118,20**  
 Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

### Schutzblech und Kettenschutzscheibe individuelle Farbauswahl

A9116500010 **CHF 264,00**  
 aus Farbpalette Einfarbdesign  
 Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- \_ \_ \_ \_

Farbe: \_\_\_\_\_

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

### Halierung $\varnothing$ 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

A9110903271 **Stk. á CHF 25,20**  
 Farbe: Natur eloxiert  
 \_\_\_\_\_ Stück



### Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 132,20**  
 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer  
 montiert



### Rangiergriff an Kettenschutz montiert

A9110500000 **CHF 67,00**  
 mit Moosgummiüberzug



### Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9110903290 **CHF 110,00**  
 Farbe: Schwarz  
 Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der  
 Beladeplattform,  
 Max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen  
 bei niedrigerer Belastungshöhe.



**SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer**

A9110901000 **CHF 73,20**  
kabellos, mit Halterung

**SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer**

A9110900018 **CHF 179,70**  
mit Trittfrequenz-Set  
kabellos

**Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer****Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter**


A9110700004 **CHF 112,00**  
um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.  
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.

**Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung**

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 **CHF 79,00**  
Gerade Ausführung  
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 **CHF 79,00**  
Gebogene Ausführung  
nur in Verbindung mit Frontadapter

**Adaptionshilfe Zentrierzapfen**

A9110700002 **CHF 59,00**  
um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.

**Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort**

A9110900004 **CHF 63,20**  
mit längerem Betätigungshebel

**Brustgurt zur Oberkörperfixierung**

Größe S (105 cm) **CHF 305,00**  
A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 305,00**  
A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 305,00**  
A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 305,00**  
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz

**Rahmenadapter****SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“**

A9110700141 **CHF 560,00**  
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme  
Farbe: Schwarz

**TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“**

A9110701300 **CHF 599,20**  
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus  
Farbe: Schwarz

**BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“**

A9110701400 **CHF 560,00**  
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: Schwarz



### Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau  
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm  
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

#### BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers  
wird standardmäßig ein Adapter für einen  
Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525  
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530  
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535  
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmhülse [70mm]  
Im Standard enthalten  
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

Klemmhülse [110mm] **CHF 52,30**  
A9199000117  
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

Klemmhülse [170mm] **CHF 63,30**  
A9199000154  
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

### Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen  
Klemmenbedienung bei eingeschränkter  
Handfunktion  
Nur in Verbindung mit Frontadapter



## Rollstuhlabhängiges Zubehör


### Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2  
A9110100100-002 **CHF 398,00**

Für BUDDY  
A9110100100-003 **CHF 398,00**

Für TRAVELER  
A9110100100-001 **CHF 398,00**

4° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

Für SPEEDY 4all /  
4teen / 4you /  
TRAVELER 4you **CHF 590,00**  
A9110102001

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr  
4° / 6° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

Für SPEEDY F2 / F4  
A9015100005 **CHF 709,00**

mit durchgehendem Achsrohr,  
Höheneinstellung über Verzahngelenk  
in 6° Winkelschritten einstellbar  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar  
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV  
geprüft werden.  
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte  
möglich.  
Bis 120 kg Anhängelast.



## Dienstleistungen

### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000      CHF 357,00

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

#### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007      CHF 610,00

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

#### an ein Fremdprodukt

A9990000009      CHF 740,00

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr ø \_\_\_\_ mm

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

#### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

#### an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr ø \_\_\_\_ mm

### Anmerkungen und Notizen:

#### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

#### Unterschrift Endkunde / Fachhändler