



☐ Devis date: _____

☐ Commande date: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ adresse du magasin
☐ autre adresse

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____



SPEEDY F2

**Fauteuil individuel á cadre rigide
avec option géométrie du châssis
individualisée, châssis soudé fixe**
Poids max. utilisateur 120 kg


A9015100000 € 5.370,00

Adresse de facturation: ☐ adresse du magasin
☐ autre adresse

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

**Remarque: nous vous prions de nous envoyer une photo
sur laquelle le client est en fauteuil roulant (le visage peut
être rendu méconnaissable).**

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm


(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En
l'absence d'indications, aucun examen des critères
correspondants ne peut être effectué!

Fauteuil individuel oversized:

☐ A9015120000



De série, le cadre est équipé d'une plaque de fixation de base.

☐ **Équipement sans des plaques soudées** (explicitement demandé) A9015100001

En cas d'„équipement sans des plaques soudées“, aucune adaptation (roulettes anti-bascule, roulette de transit, barre port axes pour déport des roues, etc.) ne peut être ajoutée ultérieurement.

Mesures du fauteuil:

A: SB Largeur d'assise	_____ cm	H: Longueur du tube d'assise avant cintrage vers les genoux (I - min. 6 cm)	_____ cm
B: ST Profondeur d'assise	_____ cm	I: Longueur du tube d'assise avant cintrage des potencies (min. ST - 1 cm)	_____ cm
C: RH Hauteur de dossier	_____ cm	J: KW Angle du genou	_____ °
D: USL Longueur des potences	_____ cm	J1: Angle du cadre avant par rapport à la perpendiculaire au sol	_____ °
E: SHh Hauteur assise arrière	_____ cm	K: Position des fourches avant	_____ cm
F: SHv Hauteur assise avant	_____ cm	L: Ecartement entre les fourches	_____ cm
G: KP Centre de gravité (Devant tube de dossier jusqu'au milieu de l'axe roue arrière)	_____ cm	M: Dimension intérieure du cadre en haut	_____ cm
		N: Dimension intérieure du cadre en bas	_____ cm

Attention: De série les tubes d'assise du châssis oversized sont à partir d'un angle d'environ 30° par rapport à l'horizontale, fabriqués avec un pliage du siège.

Les dimensions des tolérances de la norme DIN EN ISO 13920 s'appliquent à la construction (dimensions en mm)

Degré de précision	jusqu'à 30	de 30 à 120	de 120 à 400	de 400 à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur châssis design unicolore		
Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/		
Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs		
La couleur du châssis est indiquée à la commande ☒ A9000100170-000	Brut, sablé, non revêtu ☒ A9000100170-020 Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.	
Revêtement en poudre		
blanc RAL 9016 ☒ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 € 42,10	argent ☒ brillant A9000100170-011	anthracite RAL 7016 ☒ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 € 42,10
noir RAL 9005 ☒ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 € 42,10	orange RAL 2004 ☒ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 € 42,10	pink magenta RAL 4010 ☒ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 € 42,10
bleu pastel RAL 5024 ☒ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 € 42,10	lemon green ☒ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 € 42,10	jaune RAL 1023 ☒ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 € 42,10
rouge RAL 3001 ☒ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 € 42,10	lagoon blue ☒ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 € 42,10	athletic grey ☒ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 € 42,10
muddy grey ☒ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 € 42,10		
Revêtement en poudre „Dormant“		
noir pailleté argent ☒ brillant A9000100170-007	sky blue ☒ brillant A9000100170-017	bleu marine ☒ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 € 42,10
electric green ☒ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 € 42,10	violet ☒ brillant A9000100170-044	fire red ☒ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 € 42,10
Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“		
€ 339,40		
storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	café ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	prairie (rose) ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-524 ☐ mat A9000100170-525	berry (baies) ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527	blue ocean ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	mint ☐ brillant A9000100170-528 ☐ mat A9000100170-529	chili ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)**

€ 260,70

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016

☐ A9000100170-200

argent

☐ A9000100170-201

anthracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

noir RAL 9005

☐ A9000100170-203

Bleu pastel RAL 5024

☐ A9000100170-206

lemon green

☐ A9000100170-207

jaune RAL 1023

☐ A9000100170-208

lagoon blue

☐ A9000100170-212

athletic grey

☐ A9000100170-210

muddy grey

☐ A9000100170-211

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259

☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250

☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253

☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255

☐ mat A9000100170-256

café

☐ brillant A9000100170-278

☐ mat A9000100170-279

mint

☐ brillant A9000100170-286

☐ mat A9000100170-287

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274

☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264

☐ mat A9000100170-265

prairie (rose)

☐ brillant A9000100170-266

☐ mat A9000100170-267

pearl (blanc nacré)

☐ brillant A9000100170-282

☐ mat A9000100170-283

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284

☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280

☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ argent A9000100173-011

☐ noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design¹

☐ Couleur du châssis A9000100171-999 € 242,30

☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 280,50

Couleur: _____

A9000100170-

Roues avant: 5" jante aluminium² (3-rayons)

☐ Couleur du châssis A9000100174-999 € 73,00

☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 84,60

Couleur: _____

A9000100170-

Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ A9000100170-100 € 402,30

Surface:

☐ brillant

☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Attention: Pièces rapportées **pas** en couleur design bicolore

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline (pour la roue arrière, jante en aluminium à 18 ou 36 rayons, jante simple paroi)

² Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“ A900050121*, ainsi qu'avec fourches avec amortisseurs A9000500160*

Poignées à pousser

Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K € 126,60

Tubes droits



Poignées à pousser fixes en Aluminium

☐ A9000401050 € 126,60

minimum hauteur du dossier RH 23 cm



Poignées à pousser fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ A9000401076 € 234,80

dévissables



Poignées à pousser réglables en hauteur en continu

☐ A9000401060* € 210,10

à partir de RH 30 cm pour la toile de dossier réglable
à partir de RH 43 cm pour le dossier ergonomique
à partir de RH 35 cm pour tube de dossier avec cintrage lombaire



Poignées à pousser longueur de 45 cm déplacées à l'arrière

☐ A9000401075 € 362,00

réglable en hauteur en continu, montage sur la barre de maintien de dossier, jusqu'à largeur d'assise SB 42 cm ou poids corporelle de 95 kg.
Non compatible avec des accoudoirs pivotants.



Équipement sans poignées de poussée

☒ A9000401000



Dossier

Protège vêtements plaque aluminium, au niveau de la roue

☒ A9015402470-002

Dossier vissé, non rabattable, angle du dossier de 90° par rapport au sol.
Adaptation au bord supérieur du pneu




Protège vêtements plaque aluminium, sur mesures

☐ A9015402470-001 € 162,80

Dossier vissé, non rabattable, ajustable sur mesures:

A = __ cm / B = __ cm



Protège vêtements avec garde boue vissé

☐ A9015400025 € 350,70

Dossier vissé, non rabattable
La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm



Protège vêtements plaque aluminium vissée avec garde-boue, fabriqué d'une seule pièce

☐ A9015400026 € 637,70

Garde-boue et protège vêtement fabriqués individuellement dans une seule pièce
Dossier vissé, non rabattable
La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm



Tôles latérales en carbone avec garde-boue intégré

☐ A9015400028 € 877,90

Garde-boue et protège vêtement fabriqués individuellement dans une seule pièce
Dossier vissé, non rabattable
Angle du dossier 90° par rapport au sol
La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm



Dossier rabattable

☐ A9000400011
réglable en inclinaison 7 positions, tôles
latérales en aluminium intégrées
(recouvertes de caoutchouc)



Tubes de dossier avec cintrage lombaire

- ☐ A9000400005-K € 111,10
- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Toiles de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier rembourrée, réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

☐ A9000802010-K
couleur: noire, respirante, surface ouverte
barre de maintien de dossier inclus



Sans toile de dossier et système de dossier

☐ A9000802011 € - 53,00
barre de maintien de dossier inclus

Pour les autres systèmes de dossier comme p. ex. dossier ergonomique,
référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier




Toiles d'assise

En l'absence d'indication, le „toile d'assise Body Contour“ est livré.


Body Contour

☐ A9000801025-K
Seulement jusqu' au poids corporelle de 120 kg



Toile d'assise ouvert, sangles cousues

☐ A9000801010-K € 74,70




Sans toile de d'assise

☐ A9000801050




Coussins d'assise



Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

☐ A9000805190-K € 156,70




Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Standard

☐ A9000805320-K € 200,10

Epaisseur:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre ☐ A9000805210-K € 467,40		Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Anti-Escarre ☐ A9000805310-K € 510,40		Epaisseur: ☐ 4 cm ☐ 6 cm
Housse: ☐ Noir, respirant, surface ouverte ☐ Noir, respirant, surface fermée Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.				
☐ Coussin d'assise existant				
Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Systèmed'assise et de dossier				
Garde Boue				
Garde-boue en aluminium amovible réglable au niveau de la roue, Seulement disponible avec le dossier rabattable				
Anthracite mat ☐ A9000403215-K € 236,10	Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore) ☐ A9000403216-K € 302,00		Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore) ☐ A9000403217-K € 335,00	
Garde-boue Carbon amovible ☐ A9000400013-K € 547,30 Réglable au niveau de la roue. Seulement disponible avec le dossier rabattable.				
				
Barre porte axes pour déport des roues				
Barre porte axes pour déport des roues, amovible et réglable en angle ☐ A9015100005 € 711,20 avec tube d'axe continu, réglage en hauteur par articulation à denture réglable par pas de 6° d'angle décalage de la position des roues d'env. 14 cm Carrossage 4° / 6° intégré, écartement réglable La possibilité de montage doit être vérifiée par PRO ACTIV. Possible uniquement en combinaison avec une plaque de maintien de base. Jusqu'à 120 kg de poids de l'utilisateur			Barre porte axes pour déport des roues solidement soudée ☐ A9015100002 € 613,20 avec 2ième axe, carrossage 1° / 4° ou 6° intégré, distance entre les 2 axes 150 mm de standard, nous utilisons des dessins pour communiquer des autres distances entre les 2 axes, l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard La réalisation du positionnement du 2ième axe doit être vérifiée par Pro Activ.	
				

Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

☐ A9016202010
Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Carrossage 2,5°

☐ A9016202051

Carrossage 4°

☐ A9016202030
Largeur totale = environ SB + 26 cm*

Carrossage 6°

☐ A9016202040
Largeur totale = environ SB + 30 cm*

Freins

Si aucune indication n'est fournie, le "système de freinage standard avec poignées standard" est livré.

Recommandation: pour KP 7 cm ou plus petit, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec poignées de frein 20° écartées.

Frein intégral AF2 monté sur la partie inférieure

☐ A9015705001 € 520,90



Frein intégral monté au tube d'assise

☐ A9015705000-K € 514,40

Veuillez noter que:
Pour que la fonction du dossier rabattable soit maintenue, la partie latérale gainée de plastique, est montée en version "-5", ce qui permet d'éviter toute collision avec le frein intégral lors du rabattement du dossier.



Freins à pousser standard

☐ A9000701010-001



Freins à pousser standard, poignées longues

☐ A9000701010-002



Freins à pousser standard, poignées basses

☐ A9000701010-003



Poignée de frein 20° écartée

☐ Poignées standard
A9000700002

☐ Poignées longues
A9000701010-004



Poignées de frein rabattables

☐ A9000706008 € 154,00
Longueur: 9 cm



Freins à pousser Actifs, manipulation par câble bowden

☐ A9000700001 € 335,70

Frein fixé au tube du châssis en bas, manipulation par câble bowden, levier monté au tube d'assise au niveau du cintrage du châssis, PRO ACTIV doit individuellement contrôler si le montage de ces freins est possible!



Repose pieds

Si aucune indication n'est donnée, la „repose pieds standard“ est livrée.

Repose pieds tube monobloc, standard

☒ A9016601010-K*
Avec tube monobloc,
réglable en hauteur +/- 3 cm
Sélectionner plaque en caoutchouc sous
„Divers repose-pieds“



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9016602005-K* € 279,00
Avec étrier d'appui tubulaire continu,
à partir d'env. 36 cm USL, en fonction de la
hauteur du cadre individuel, est vérifié par
PRO ACTIV
Sélectionner plaque en caoutchouc sous
"Divers repose-pieds"



Repose pieds tube monobloc, pliable à l'arrière

☐ A9016602010-K* € 298,90
Avec étrier d'appui tubulaire continu et réglage
par un levier d'une longueur de 20 mm,
Sélectionner plaque en caoutchouc sous
"Divers repose-pieds"



Divers repose pieds

Palette monobloc aluminium revêtement caoutchouc

☐ A9000610000-K € 122,20
vissée, réglable en inclinaison,
14 cm profondeur



Cales latérales

☐ A9000610100 € 58,00
réglables
uniquement en combinaison avec le repose-
pied caoutchouté



Adaptions

Roulettes anti-basculer arrière

☐ droite A9000300100-K003 € 182,40
☐ gauche A9000300100-K004 € 182,40
pivotant sur le côté,
vissé avec ressort de traction à la plaque de
maintien de base soudée. Pas en combinaison
avec barre porte axes pour déport des roues.



Roulettes de transit

☐ A9000301100 € 320,00
avec adaptateur universel, amovible
Non-compatible avec des roulettes anti-
basculer



Levier de basculement

☐ droite A9000302101-001 € 136,00
☐ gauche A9000302101-002 € 136,00
avec adaptateur universel et Quickpin pour
le démontage rapide.
Non-compatible avec roulette anti-basculer a
droite ou à gauche



Roulette anti-basculer centrale amovible 4 Dance

☐ A9000300010 € 502,30
avec fourche pivotante et roller Ø 80 mm,
réglable en angle et également par rapport au
distance au sol
couleur: noir



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 € 68,70
anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

☐ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 € 68,70
anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 € 92,00
anti-crevaison



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30
avec bandage changeable en noir 6 mm,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

☐ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison



5" Roue avant „Standard“ PU gris

☐ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison



5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 € 92,00
anti-crevaison



5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“

☐ Argent anodisé
A9000501210 € 174,60

☐ Noir
A9000501211 € 174,60
avec bandage changeable 6 mm,
moyennement dur, anti-crevaison
incl. distance 3 mm en noir



5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ A9000501232 € 206,30
avec bandage changeable en noir 6 mm,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
incl. distance 5,3 mm en noir



6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ PU gris

☒ A9000501010-006
(82A), anti-crevaison



6" Pneumatiques

☐ A9000501050 € 55,50



6" Roue avant „Système Flexel“

☐ A9000501070 € 55,50
anti-crevaison



Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 4.

Si aucune indication n'est donnée, la "fourche des roues avant standard avec fourch fixe" est livrée.

Fourches „Standard“

☒ A9000500100-K001
Fourche fixe

☐ A9000500100-K002 € 162,50
Fourche à démontage rapide



Fourche courte

☒ A9000500110-K001
Fourche fixe

Pas en combinaison avec des roues avant 6"

☐ A9000500110-K002 € 162,50
Fourche à démontage rapide
Pas en combinaison avec des roues avant 5"
et 6"



Fourche renforcées „Heavy Duty“

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

☐ A9000510111-K001 € 52,40
Fourche fixe

☐ A9000510111-K002 € 212,50
Fourche à démontage rapide



Fourche renforcées „Heavy Duty“ courte

☐ A9000510120-K001 € 52,40
Fourche fixe
Pas en combinaison avec des roues avant 6"

☐ A9000510120-K002 € 212,50
Fourche à démontage rapide
Pas en combinaison avec des roues avant 5"
et 6"

Fourches avec amortisseurs 5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

☐ A9000500160-K002 € 598,90
Fourche à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires „Standard“

☐ A9000500300-K € 288,10
Fourche „Standard“ à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires „Heavy Duty“

☐ A9000500301-K € 328,10
Fourche „Heavy Duty“ à démontage rapide



Fourches supplémentaires sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avant,
veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique
roues avant.

Roues arrière

En l'absence d'indication, les „roues arrière jante simple paroi en aluminium 36 rayons“ est livrée.

Jante en alu 18 rayons

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible pour:

- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

avec moyeu Liteline (photo de gauche),
à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids corporel

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

avec moyeu aluminium à haute bride (photo de droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de poids corporel



Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 153,20

- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 153,20

- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 153,20

avec moyeu aluminium à haute,
à rayons radiaux
Utilisation pour des charges élevées et un poids corporel >120 kg



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 761,30

- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 761,30

- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 761,30



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blanc

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554 € 929,30

Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel,
pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs


- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552 € 929,30

Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel,
pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.



Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm)

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205010-004
☐ Pour Roues 26"
A9000205010-006



Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205019-004



Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- ☐ = surface brillant
☐ = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205020-004 € 66,30
☐ Pour Roues 26"
A9000205020-006 € 66,30



Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205030-004 € 160,10
☐ Pour Roues 26"
A9000205030-006 € 160,10



Titan Ø 19 mm


- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205040-004 € 325,80
☐ Pour Roues 26"
A9000205040-006 € 325,80



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

- ☐ Pour mains courantes 24"
A9000205100-004 € 226,00
☐ Pour mains courantes 26"
A9000205100-006 € 226,00

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.



Mains courantes antidérapantes noires

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205070-004 € 390,70
☐ Pour Roues 26"
A9000205070-006 € 390,70



Mains courantes Cuvette Grip

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205080-004 € 396,80
☐ Pour Roues 26"
A9000205080-006 € 396,80

Montées directement sur la jante

Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.



Mains courantes Curve anodisées noires, profil ergonomique

- ☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205130-004 € 389,10
☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-004 € 389,10
☐ Pour Roues 26"
Hauteur H 31 mm
Taille L
A9000205140-006 € 389,10



Mains courantes Curve argent anodisé profil ergonomique ☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205160-004 € 394,30 	Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique ☐ = couleur de châssis (surface brillante) ☐ = noire (surface brillante) ☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 € 454,00 ☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 € 454,00 ☐ Pour Roues 26" Hauteur H 31 mm Taille L A9000205145-006 € 454,00 	Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique ☐ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 € 505,50 
Mains courantes Quadro, profil ergonomique ☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205170-004 € 517,50 ☐ Pour Roues 25" A9000205170-005 € 517,50 ☐ Pour Roues 26" A9000205170-006 € 517,50 	Mains courantes Gekko ☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205175-004 € 501,20 ☐ Pour Roues 25" A9000205175-005 € 501,20 ☐ Pour Roues 26" A9000205175-006 € 501,20 anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil. Hauteur du profil 31 mm. 	Mains courantes Gekko ☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205185-004 € 513,20 anodisées argent avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable. Hauteur du profil 31 mm. 
Mains courantes Gekko S ☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205195-004 € 501,20 anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 24 mm 	Sans main courante ☒ A9000205990	

Flasques

Flasques „transparents“

☐ Pour Roues 24" € 201,10
A9000206300-004

☐ Pour Roues 26" € 201,10
A9000206300-006

Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204001-004
couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204000-004
☐ 25x1" (559-23) € 47,80
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25) € 47,80
A9000204000-006
couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneus crantés haute pression

☐ 24x1" (540-25) € 90,30
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-014
☐ 25x1" (559-25) € 47,80
A9000204030-015
☐ 26x1" (590-25) € 47,80
A9000204030-016
couleur: noir
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-004
couleur: gris, paroi noir
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 90,30
A9000204123-004
couleur: noir
9 bar



Bandages pneus pleins, anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) € 119,10
A9000204201-004
couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons,
pour des roues Spinergy et utilisation à une
seule main



Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ A9000203410 € 682,90
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



☐ A9000203413 € 682,90
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"



Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

☐ A9000200096 € 102,70
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

☐ A9000206400 € 161,60
Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy, entraînement à une main, frein à tambour ou moyeu Liteline



Pompe manuelle avec manomètre

☐ A9000901100 € 103,20
jusqu'à 14 bar



Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

☐ A9000902100 € 78,30



Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture velcro

☐ A9000902110 € 62,60



Porte-canne flexible

☐ A9000902310* € 133,40



Système d'éclairage SIGMA

☐ A9000903270 € 104,80
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO



Sac de transport des roues arrière

☐ Pour Roues 24" A9000903530-004 € 75,50
Ø 76 cm x 2 cm
☐ Pour Roues 26" A9000903530-006 € 75,50
Ø 83 cm x 2 cm



Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles: