



HUSK-E Adaptivbike mechanisch

bis 120 kg Anhängelast

Grundausrüstung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad

A9117100050-020

CHF 4.653,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: *

Name: *

Straße: *

PLZ / Ort: *

Tel.: *

Fax:

E-Mail: *

ASP:

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Kundenname / Kommission:

Name: *

Straße: *

PLZ / Ort: *

Tel.: *

E-Mail:

Geb.-Dat.:

Kostenträger:

Indikation:

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Heavy Duty Ausführung

Sonderfreigabe Nutzergewicht

A9117100100 **CHF 531,20**

Für Nutzergewichte von 120 kg bis 150 kg

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200029
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200019 **CHF 238,50**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200028 **CHF 1.587,10**
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff über einen Taster.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200027 **CHF 1.742,00**
elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben- Bremssystem „Magura“

A9117300100 **CHF 179,50**

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am
Handgriff
Mechanische Feststell-Scheibenbremse
entfällt.

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion

A9117300110 **CHF 788,60**

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschalt-nabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als
Festbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

A9117300120 **CHF 124,00**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit
kann die mechanische Scheibenbremse als
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt
werden.

Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A911750004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A911750006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A911750007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

A911750010 **CHF 163,90**

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-____

Farbe: _____

Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 **CHF 30,70**
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der
Gabel bis zur Tretlagerwelle

- Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten
Halteröhren **CHF 165,90**
A9117500001
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
- Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm
Körpergröße
- Länge 620 mm (lang)
mittels längerer
Tretlagerdistanz **CHF 218,40**
A9117500003
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

<p>Standard Tretkurbel</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Länge 155 mm A9110600100-155 <input type="checkbox"/> Länge 175 mm A9110600100-175 <input type="checkbox"/> Länge 195 mm A9110600100-195 	<p>Tetra Tretkurbel</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Länge 155 mm A9100600105-155 CHF 145,30 <input type="checkbox"/> Länge 175 mm A9100600105-175 CHF 145,30 <input type="checkbox"/> Länge individuell 140 mm bis 195 mm CHF 276,30 A9100600100 	
--	---	--

Handgriffe

<p>Handballenauflage am Handgriff</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110601200 CHF 109,80 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar 	<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110601101 CHF 181,00 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110601102 CHF 204,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug 
<p>Tetra-Ergogriff freistehend</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9100600001 CHF 175,80 Kurbelgriffe vertikal angeordnet verbreitert die Griffweite um 8,6 cm kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar 	<p>Tetra-Schalengriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 184,10 	

Zubehör Bike

<p>Rangierrollen für Abstellständer</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110900017 CHF 130,40 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert 	<p>Gepäcktaschen inkl. Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9117900220 CHF 336,80 Halterungen an den Gabelholmen montiert Max. Belastungsgewicht je 5 kg 	<p>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110900018 CHF 183,20 mit Trittfrequenz-Set, kabellos 
<p>SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A9110901000 CHF 74,90 kabellos, mit Halterung 		

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 111,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 **CHF 78,90**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 58,70**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) **CHF 255,00**
A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 255,00**
A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 255,00**
A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 255,00**
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in
Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss
und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700142 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701302 **CHF 590,90**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701401 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



**Rollstuhl-Frontadapter
Rechtsbedienung mit
Universalklemmung
und „Quick-Snap-Adaption“**

A9110701502 **CHF 629,50**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm



Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900072
Rohrdurchmesser 23-27 mm

Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900078
Rohrdurchmesser 28-32 mm

Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900079
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmbereich 75 mm **CHF 280,80**
A9199000080
Rahmenklemmung KÜSCHALL 2.0

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [110 mm] **CHF 49,00**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [170 mm] **CHF 59,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

**Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für
Betätigung der Rahmenklemmung**

A9199701507 **CHF 113,30**

rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion.
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2 **CHF 395,10**
A9110100100-002

Für BUDDY **CHF 395,10**
A9110100100-003

Für TRAVELER **CHF 395,10**
A9110100100-001
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



**Radstandsverlängerung über
„Rastmechanismus mit
Zugbedienung“**

Für SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you **CHF 603,10**
A9110102001

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



**Radstandsverlängerung
winkelvestellbar und abnehmbar**

Für SPEEDY F2 / F3 **CHF 782,30**
A9015100005

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.

Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 CHF 378,60

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

A9990000011 CHF 344,20

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000012 CHF 223,30

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000013 CHF 356,20

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.