



FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

A9113000013

€ 4.640,00

Antriebsrad am Freak mit 26"

☐ A9113000014 € 253,60

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- ☐ glanz A9000100170-023
☐ matt A9000100170-123 € 43,40

Brillant Silber

- ☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- ☐ glanz A9000100170-001
☐ matt A9000100170-101 € 43,40

Schwarz RAL 9005

- ☐ glanz A9000100170-003
☐ matt A9000100170-019 € 43,40

Tiefschwarz Effekt Silber

- ☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- ☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

- ☐ glanz A9000100170-018
☐ matt A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

- ☐ glanz A9000100170-037
☐ matt A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

- ☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- ☐ glanz A9000100170-036
☐ matt A9000100170-136 € 43,40

Marine Blau

- ☐ glanz A9000100170-045
☐ matt A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

- ☐ glanz A9000100170-015
☐ matt A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

- ☐ glanz A9000100170-005
☐ matt A9000100170-105 € 43,40

Violett

- ☐ glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- ☐ glanz A9000100170-046
☐ matt A9000100170-146 € 43,40

Rot RAL 3001

- ☐ glanz A9000100170-047
☐ matt A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

- ☐ glanz A9000100170-052
☐ matt A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

- ☐ glanz A9000100170-050
☐ matt A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

- ☐ glanz A9000100170-051
☐ matt A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

- ☐ glanz A9000100170-038
☐ matt A9000100170-138 € 43,40

Nabenschaltung

Shimano „Nexus“

8-Gang Nabenschaltung

- ☐ A9113000015
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

- ☐ A9113200026 € 833,70
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire

11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9113200034 € 517,50
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT4) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links
 Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Shimano Deore XT 1x11 Di2

mit Tasterbedienung

11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9113200035 € 1.800,20
 elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT4) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links
 Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben



Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne

Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040

☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Standard Tretkurbel

☐ Länge 155 mm
A9110600100-155

☐ Länge 175 mm
A9110600100-175



Tetra Tretkurbel

☐ Länge 155 mm € 136,10
A9100600105-155


☐ Länge 175 mm € 136,10
A9100600105-175



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

☐ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

☐ S (180 mm) € 232,10
A9100500001-002

☐ M (240 mm) € 232,10
A9100500001-003

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

☐ A9100100008
Adaption an der Gabel für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

☐ A9100100012 € 91,20



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

☐ A9113800002

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

☐ A9113800010 € 92,40

mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

☐ A9113000190 € 115,00

Für Chassis 102 cm

SB: 35 cm

Höhe: 4 cm

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

☐ A9113105001

(ETRTO 406-28)

Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9113105120 € 71,10

(ETRTO 406-47)

unplattbar

mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

☐ A9100502100 € 58,10



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

☐ A9100800100 € 218,10

mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenstütze

☐ A9100800150 € 261,00

höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

☐ A9100800200 € 121,70



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10

kabellos, mit Halterung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 € 171,50

mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.) ☐ A9110903271 Stk. á € 23,20 Farbe: Natur eloxiert _____ Stück 	Beleuchtungsset SIGMA ☐ A9120900019 € 123,90 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 	
---	--	--

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff ☐ A9110601200 € 102,80 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen. 	Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601101 € 169,40 	Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601102 € 191,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar 
Tetra-Schalengriffe ☐ A9110601100 € 172,40 		

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 354,50	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV ☐ A9990000011 € 354,50	
--	---	--

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 5 - 2026-07-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 22