

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



LITTY 4you Kinderrollstuhl

Zugelassen bis 50 kg Zuladung
Gewicht ab 6,7 kg

A9042100000 € 4.560,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**


☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____


Kostenträger: _____

Grundmaße

Sitzplatte und Rückenschale am Seitenteil verschraubt

Achtung: Sitzplatte und Rückenschale bitte separat auswählen

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

☐ 16	☐ 17	☐ 18	☐ 19	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23
☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

Sitztiefe **ST**

☐ 18	☐ 19	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25
☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33
☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38			

Rückenhöhe **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45				

Unterschenkelänge **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45				

Sitzhöhe hinten **SHh**

☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36
☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42

Sitzhöhe vorne **SHv**

☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis
Achsmitte Antriebsrad)

_____ cm (Falls nichts angegeben, wird ein Standardwert von 8 cm eingestellt)

H: Position des Lenkradlagerblocks _____ cm (Falls nichts angegeben: 20" und 22" = 35 cm oder 24" = 38 cm)

I: Abstand zwischen den
Lenkradlagerblöcken _____ cm (Falls nichts angegeben: Sitzbreite + 19 cm)

J: Abstand Vorderkante Fußbrett
bis Rücken _____ cm (Falls nichts angegeben: Sitztiefe + 15 cm)

Abweichende Maße sind gegen Aufpreis möglich

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☐ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☐ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☐ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☐ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☐ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☐ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☐ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☐ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☐ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☐ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☐ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☐ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☐ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☐ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☐ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☐ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☐ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☐ glanz A9000100170-044	Fire Red ☐ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

- ☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Rahmenfarbe und einer zweiten Farbe für Seitenteile bzw. Sitzplatte und Rückenschale** € 268,50
A9042100170-200

Farben bitte nachstehend wählen:

Zweifarbbeschichtung LITTY bestehend aus einer Grundfarbe am Rahmen mit Achsrohr und einer zweiten Farbbeschichtung für die Seitenteile und falls gewünscht für das Sitzsystem. Auswahl aus Einfarbdesign:

A: Rahmenfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

B: Seitenteilfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

Farbe Sitzplatte und Rückenschale: ☐ A oder ☐ B

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____
A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge¹ (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____
A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A9000501210 bzw. A9000501211

Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Zentral-Schiebegriff Aluminium

☐ A9042401085-K
höhenverstellbar
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert


☐ Länge: 45 cm
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm
A9042401075-K001

☐ Länge: 55 cm
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
A9042401075-K002
stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert




Zentral-Schiebegriff Aluminium mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401084-K € 102,60
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht




Zentral-Schiebegriff Aluminium für Bremsgriffe mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401086-K € 141,90
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht
Nur in Verbindung mit A9042701020 Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9042401069-K € 389,90
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter rückverlagert



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Ergonomie-Rückenschale Aluminium“ ausgeliefert.

Ergonomie - Rückenschale Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0003

☐ A9042802210-K € 441,60

in Rahmenfarbe
ab SB 16 cm, ab RH 20 cm



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9042802220-K € 221,30

Polsterdicke 2 cm
Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche“ ausgeliefert.



Ausstattung ohne Rückenschale und Rückenpolster

☒ A9042802011

Sitzsystem



Sitzplatte Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199

☒ A9042801210-K
in Rahmenfarbe
zwischen den Aluseitenteilen verschraubt,
verstellbar in Höhe, Winkel und Tiefe



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 118,30

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 301,70

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 437,70

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 356,10

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 482,90

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Antriebsradsturz

6° Antriebsradsturz

☐ A9042202010

8° Antriebsradsturz

☐ A9042202020

9,5° Antriebsradsturz

☐ A9042202060

11° Antriebsradsturz

☐ A9042202030

13° Antriebsradsturz

☐ A9042202040

15° Antriebsradsturz

☐ A9042202050

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9042201200-K € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
Bis 40 kg: 9,5° Radsturz, über 40 kg: 6° und 8°
Radsturz

Nur in Verbindung mit 22" oder 24"
Antriebsrädern und paarweiser Anbau von
Kippstützen. Diese bitte unter Auswahl
„Adaptionen“ wählen.



Rollstuhllieferung erfolgt an:

- ☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem“ ausgeliefert.


Kniehebelbremssystem

- ☒ A9042701010
Bremshebel im Seitenteil integriert



Kniehebelbremssystem mit Positionsverriegelung für Bremshebel

- ☐ A9042701030 € 304,30
im Seitenteil integriert im gebremsten und ungebremsten Zustand.
Betätigung durch Begleitperson.



Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

- ☐ A9042701020 € 464,10
Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem und Schiebegriffen




Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Fußauflage fest“ ausgeliefert

Fußauflage fest

- ☒ A9042601010-K
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Fußauflage nach hinten hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

- ☐ A9042602010-K € 286,80
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Adaptionen

Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

- ☐ rechts € 207,10
A9042301160-12*
- ☐ links € 207,10
A9042301160-22*
abnehmbar durch Quickpin



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

- ☐ A9042900200-K € 845,70

Ausstattung mit Geradeauslauerretierung über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501110 € 70,80
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80
pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501221 € 94,80
pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ Silber eloxiert
A9000501210 € 179,80

☐ Schwarz
A9000501211 € 179,80

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501041 € 181,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
schwarz, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☐ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 167,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel kurz

☐ A9000500110-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500110-K002 € 167,40
mit Steckachse
Nicht in Verbindung mit 5" Lenkrädern
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel-Wechselsatz LITTY

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 296,70
mit Steckachse

Der Artikel wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.



Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge, 18 Speichen mit Liteline-Nabe

radial verspeicht
Inlett in Rahmenfarbe




☐ 20" (ETRTO 451)
A9000203053

☐ 22" (ETRTO 489)
A9000203063

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203123

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001

☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002

☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205019-002

☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbedesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.


☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 € 68,30

☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 € 68,30



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) ☐ = Oberfläche glanz ☐ = Oberfläche matt Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen. ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 68,30 A9000205020-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 68,30 A9000205020-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 68,30 A9000205020-004 	Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 164,90 A9000205031-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 164,90 A9000205031-002 	Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 164,90 A9000205030-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 164,90 A9000205030-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 164,90 A9000205030-004 
Titan Ø 19 mm ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 335,60 A9000205040-004 	Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901 ☐ für Greifring 20" € 232,80 A9000205100-001 ☐ für Greifring 22" € 232,80 A9000205100-002 ☐ für Greifring 24" € 232,80 A9000205100-004 Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm. 	Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 402,40 A9000205070-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 402,40 A9000205070-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 402,40 A9000205070-004 
Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 402,40 A9000205080-001 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 402,40 A9000205080-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 402,40 A9000205080-004 Anbau an Felge anliegend! Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich. 	Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich ☐ 20" Greifring für 20" Rad € 402,40 A9000200788 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 402,40 A9000200789 ☐ 24" Greifring für 24" Rad € 402,40 A9000200787 	Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 22" Greifring für 22" Rad Profilhöhe 24 mm € 402,40 A9000205130-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm € 402,40 A9000205130-004 

Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = Schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 € 467,60 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205155-004 € 520,70 	Quadro, mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004 € 520,70 
Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205175-002 € 520,70 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205175-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205185-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad A9000205195-002 € 520,70 ☐ 24" Greifring für 24" Rad A9000205195-004 € 520,70 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 
Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990		
Speichenschutz		
Finger- und Speichenschutz „transparent“ ☐ für 20" Rad A9000206300-001 € 207,10 ☐ für 22" Rad A9000206300-002 € 207,10 ☐ für 24" Rad A9000206300-004 € 207,10 		
Bereifung		
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert. Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung ☒ 22x1" (489-25) A9000204001-002 ☒ 24x1" (540-25) A9000204001-004 Farbe: Schwarz 7,5 bar  Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung ☒ 20x1" (451-25) A9000204000-001 ☒ 22x1" (489-25) A9000204000-002 ☒ 24x1" (540-25) A9000204000-004 Farbe: Grau, schwarzwand 7,5 bar  Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 ☐ 22x1" (489-25) A9000204030-002 € 49,20 Farbe: Schwarz 10 bar 		

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204030-014 Farbe: Schwarz 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407 ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204030-004 Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar 	
Zubehör		
Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß ☐ A9000200096 € 105,80 Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm 	Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ A9000901100 € 106,30 bis 14 bar 	Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905 ☐ A9000902100 € 80,60 
Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905 ☐ A9000902110 € 64,50 	Transporttasche für Antriebsräder HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ für 24" Rad € 77,80 Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 	Therapie-Tisch HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801 ☐ Breite 350 mm € 480,20 A9000902800-001 abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlätze Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm) 
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 354,50	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV ☐ A9990000006 € 354,50	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 12 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten
Bestellblatt LITTY 4you Rev. 21

☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt