



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



HUSK-E Adaptivbike

Komfortable Ausführung mit Neodrives System bis 120 kg Anhängelast

- Für Fahrer mit geringer Muskelkraft und stärkerer Einschränkung sowie für alle, die einen komfortablen Antrieb mit hoher Kraftunterstützung benötigen
- Für hügeliges Gelände ohne lange Anstiege
- Mit Pinion- oder Kettenschaltung
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausstattung

- Neodrives Nabenmotor Z15 | 250 W | 40 Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect

A9117100040-020

CHF 8.160,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050
für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051
für leichteres Ansprechverhalten

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200029
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
Schaltungstaster am rechten Handgriff
montiert.



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200019 **CHF 251,00**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %
Schaltungstaster am rechten Handgriff
montiert.



Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200028 **CHF 1.476,00**
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff über einen Taster.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %

Montage Schaltungstaster:

Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Taster
auf der rechten Seite ausgeliefert.



Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200027 **CHF 1.620,00**
elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



Pinion-Schaltung

Pinion C1.6 Getriebebeschaltung

A9117200010 **CHF 1.382,76**
mit 6 Gängen
Übersetzungsbandbreite von 295 %
Bedienung am Handgriff über einen
Drehschalter.

Montage: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage
rechts.



C1.6

Pinion C1.9 XR Getriebebeschaltung

A9117200011 **CHF 1.543,42**
mit 9 Gängen
Übersetzungsbandbreite von 568 %
Bedienung am Handgriff über einen
Drehschalter.

Montage: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage
rechts.



C1.9^{XR}

Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“


A9117300100 **CHF 192,00**

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am
Handgriff
Mechanische Feststell-Scheibenbremse
entfällt.

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischofunktion

A9117300110 **CHF 776,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschaltmabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als
Festbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

A9117300120 **CHF 132,60**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit
kann die mechanische Scheibenbremse als
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt
werden.

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite: ca. 45-75 km

A9117900140
Montage links an der Gabel



Doppelakku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite: ca. 90-150 km

A9117900145 **CHF 1.542,60**

Montage beidseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme
des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit
Rechtsbedienung.



Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A9117500006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Individuelle Farbauswahl

A9117500010 **CHF 172,00**

aus Farbpalette Einfarbdesign
 Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-_____

Farbe:_____

Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
 (ETRTO 406-60)
 Profilreifen
 Pannenschutzlevel 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 **CHF 32,70**
 (ETRTO 406-55)
 Profilreifen
 Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
 Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**
A9100600100



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 122,00**
 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar



**Tetra-Handstütze schwenkbar
 und in der Griffweite einstellbar**

A9110601101 **CHF 191,50**



**Tetra-Handrückenstütze schwenkbar
 und in der Griffweite einstellbar**

A9110601102 **CHF 218,00**
 sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm
 mit Moosgummiüberzug



Tetra-Ergogriff freistehend

A9100600001 **CHF 169,00**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
verbreitert die Griffweite um 8,6 cm
kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

A9110601100 **CHF 187,00**



Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



LED Beleuchtungsset für Neodrives System

A9117900205 **CHF 167,00**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung
entfällt



Gepäckträger abnehmbar

A9117900210 **CHF 338,00**

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg

Wird der Gepäckträger mit der Nabenschaltung
oder dem Pinion Getriebe kombiniert, wird der
Kettenspanner im Wert von 42,00 CHF
zusätzlich aufgeführt.



Bediensatellit am Handgriff montiert

Montage: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage
links.

mit vorhandener Stützleitung (an einer
Bremsleitung entlang gelegt)

A9116200000 **CHF 91,50**

ohne vorhandener Stützleitung (es wird
eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9116200001 **CHF 136,50**

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der
Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu
erleichtern



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 **CHF 79,00**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des
Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in
Verbindung mit Neopren, Klettverschluss und
Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Größe S (105 cm) **CHF 305,00**
A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 305,00**
A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 305,00**
A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 305,00**
A9000800017

Rahmenadapter

SPEEDY Starrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700142 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701302 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701401 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701502 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rähmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rähmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers
wird standardmäßig ein Adapter für einen
Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525

Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530

Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535

Rohrdurchmesser 33-37 mm

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2 **CHF 398,00**
A9110100100-002

Für BUDDY **CHF 398,00**
A9110100100-003

Für TRAVELER **CHF 398,00**
A9110100100-001

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

Für SPEEDY 4all / **CHF 590,00**
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

Für SPEEDY F2 / F4 **CHF 709,00**
A9015100005

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 CHF 610,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000009 CHF 740,00

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen: