

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY 4all“

A9016100001 € 4.010,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty AF4-4 121 kg - 190 kg Körpergewicht

A9010100091 € 729,80

- Rahmenrohr oben mit Innenrohr Ø 20 x 2 mm
- Rahmeninnenrohr Ø 20 x 2 mm am unteren Rahmenrohr im Bereich des Lenkradlagerblocks
- Rahmenverstärkung durch 2 zusätzliche diagonale Rahmenquerrohre und Verstärkungen
- Antriebsradaufnahme verstärkte Ausführung
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
- Schiebegriffe in Edelstahlausführung
- Seitenblech Alu 3 mm

Bitte beachten: Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar (A9000403210-K) zusätzlich erforderlich!

- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehend, verstärkte Ausführung
- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen!

Sitzbreite

Sitzbreite 28 cm - 29 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.2002

A9016100040 € 203,10

SB 28 cm SB 29 cm

Zusätzliche Anforderungen