

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY 4all Ergo“

Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty AF5 bis 150 kg Körpergewicht

A9017100010 **CHF 765,40**

von 121 kg bis 150 kg Zuladung bzw.
SB 47 cm bis 52 cm

- Rahmenverstärkung durch 2 zusätzliche diagonale Rahmenquerrohre und Verstärkungen
 - Antriebsradaufnahme verstärkter Anbau
 - Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
 - Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
 - Schiebegriff fest montiert, Stahl Ø 20 x 1,5 mm
 - Schiebegriffe in Edelstahlausführung
 - Seitenblech Alu 3 mm
- Bitte beachten: Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar (A9000403210-K) zusätzlich erforderlich!
- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung
 - Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl
- Hinweis:
Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen!

Zusätzliche Anforderungen