



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap“ Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Beidseitige Kettenschutzscheiben in schwarz
- Ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

A911400000 CHF 2.510,00

Grundausrüstung:

- Freilaufnabe mit Singlespeed Kit, 15 Zähne
- Hydraulische Scheibenbremse mit Ø 180 mm Scheibe
- Mech. Shimano Scheibenbremse, Bremsgriff links

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 **CHF 46,00**

Athletic Grey

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 **CHF 46,00**

Muddy Grey

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 **CHF 46,00**

Ausstattung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9114200032 **CHF 424,20**
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Shimano „Nexus“ 7-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000007 **CHF 613,00**
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000008 **CHF 812,00**
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

- A9100200003 **CHF 690,00**


Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
 Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
 Berguntersetzung) können im Stand geschaltet
 werden!
 In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm



Abmessungen

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 36 cm
A9114500100-036
- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045



Standard Tretkurbel

- Länge 135 mm
A9110600100-135
- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175

Bereifung

20x2" Schwalbe „Big Apple“

- A9114105125
(ETRTO 406-50)
Balloonreifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon“

- A9110105121
(ETRTO 406-47)
Tourenreifen




Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- A9000206100-K **CHF 59,50**

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 398,00**
- Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 398,00**
- Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 398,00**
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you **CHF 590,00**
A9110102001
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700141 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701300 **CHF 599,20**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltrahmen
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701400 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers
wird standardmäßig ein Adapter für einen
Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525
Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530
Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535
Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmhülse [70mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [110mm] **CHF 52,30**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [170mm] **CHF 63,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Zubehör

Steck-Schutzblech

aus Kunststoff
inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122502100 **CHF 124,90**

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122502101 **CHF 66,30**



Schutzblech Alu

inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122500005 **CHF 161,20**

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122500006 **CHF 118,10**

SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 **CHF 73,20**
kabellos, mit Halterung



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

A9114500005 **CHF 85,00**

Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9120900000 **CHF 239,80**


Farbe: Schwarz
max. Belastungsgewicht 10 kg,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe



Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 CHF 191,50



Tetra Schalengriffe

A9110601100 CHF 187,00



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 CHF 112,00

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 CHF 79,00

Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 CHF 79,00

Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 CHF 59,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 CHF 305,00

Größe M (125 cm) A9000800013 CHF 305,00

Größe L (145 cm) A9000800014 CHF 305,00

Größe XL (165 cm) A9000800017 CHF 305,00

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000007 CHF 610,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt
 A9990000009 CHF 740,00

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø _____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt
 A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø _____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler