



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystems zu folgendem Produkt:


- Rollstuhlneubestellung**
(siehe separat beigefügtes Bestellblatt:
Kommission.: _____)
- Nachrüstung für einen PRO ACTIV Rollstuhl¹**
- Typ: _____
 - Produktnummer: _____
 - Baujahr: _____
 - Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____
- Nachrüstung für Fremdprodukt¹**
- Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens
PRO ACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


¹Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur
Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

Sitzsystem

„Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur“



„Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur“



Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy und Lift
9000801210

CHF 289,00

Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Sitzkissen in Rechteckkontur

Sitzkissen in Rechteckkontur bis 30x30 cm

Inlett: Anti-Dekubitus

- Höhe: 4 cm
9000805204-004 CHF 262,10
- Höhe: 6 cm
9000805204-006 CHF 262,10



Sitzkissen in Rechteckkontur > 30x30 bis 50x50 cm

Inlett: Anti-Dekubitus

- Höhe: 4 cm
9000805200-004 CHF 446,20
- Höhe: 6 cm
9000805200-006 CHF 446,20



Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen mit Radiuskontur

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

- Höhe: 3 cm
9000800300-003 CHF 165,40
- Höhe: 4 cm
9000800300-004 CHF 165,40
- Höhe: 5 cm
9000800300-005 CHF 165,40
- Höhe: 6 cm
9000800300-006 CHF 165,40



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- Höhe 4 cm:
- bis 30x30 cm
A9000800311-004 CHF 307,80
- >30x30 bis 50x50 cm
9000800310-004 CHF 491,90
- Höhe 6 cm:
- bis 30x30 cm
A9000800311-006 CHF 307,80
- >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-006 CHF 491,90




Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Rückenausstattung mit Rückenschale

Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



Maße	Maßangaben	Hinweise			
A Sitzbreite	_____ cm				
B obere Rückenbreite		SB 18 – 22: 13 cm	SB 23 – 30: 14 cm	SB 31 – 38: 17 cm	SB 39 – 50: 19,5 cm
C Durchhang	_____ cm	SB 18 – 22: 5 cm	SB 23 – 30: 6 cm	SB 31 – 38: 6,8 cm	SB 39 – 50: 7,5 cm
F Höhe max. Lordosenunterstützung	_____ cm	unter SB 24 cm ohne Lordosegurte	SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm	SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm	SB 44–50: 22,5–24 cm
G Rückenhöhe	_____ cm	min. 24 cm			
H		< RH 25 cm: 4,5 cm	RH 25 – 48: 5,5 cm	RH 49 – 52: 7,0 cm	

Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

für Buddy 9041802210 **CHF 435,00**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen und Lift 9000802210 **CHF 435,00**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 34 cm und SB 33 cm

für Traveler 9030802210 **CHF 611,00**
mit Lordoseunterstützung,
Befestigung am Rückenquerbügel,
über Rastklinke abnehmbar
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

für Buddy 9041802019 **CHF 241,00**
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen!
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr. 9041401082!




ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen und Lift 9000802019 **CHF 241,00**
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen!
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!




Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

9000802220 **CHF 216,00**
Polsterdicke 2 cm
Bezugsstoff:
 Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



Maße	Maßangaben	Hinweis
A Sitzbreite	_____ cm	
B Rückenhöhe	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Höhe Lordosewölbung Auswahl nur bei Artikelnummer 9000802016	_____ cm	Die Höhe der Lordosewölbung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23cm geliefert.
G Lordosetiefe	_____ cm	Empfehlung: 2 – 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm
H Ausstellung nach außen	_____ cm	max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest
I Ausstellwinkel	_____ °	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 cm und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, **CHF 289,00**
F1, F2, F4, 4all, 4you,
4teen und Lift
9000802018

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 cm und SB 30 cm

- für Buddy **CHF 289,00**
9041802018

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!



ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 cm und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, **CHF 315,00**
F1, F2, F4, 4all, 4you,
4teen und Lift
9000802016

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 cm und SB 30 cm

- Buddy **CHF 315,00**
9041802016

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!



Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe: Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

9000100179-995

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

9000100179-999 **CHF 91,50**

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign:

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll.

- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen:

in Farbe aus Einfarbdesign:

9000100179-998 **CHF 148,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Einfarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

9000100179-997 **CHF 239,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.