

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



FREAK Jugendbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterverschluss
- Antriebseinheit natur eloxiert mit Antriebsrad 20", wahlweise 26"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel

9113000013 € 3.390,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:* _____

Name:* _____

Straße:* _____

PLZ / Ort:* _____

Tel.:* _____

Fax: _____

E-Mail:* _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name:* _____

Straße:* _____

PLZ / Ort:* _____

Tel.:* _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 € 33,30

Brillant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 € 33,30

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 € 33,30

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
 matt 9000100170-118 € 33,30

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
 matt 9000100170-137 € 33,30

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
 matt 9000100170-136 € 33,30

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
 matt 9000100170-145 € 33,30

Apple Green

- glanz 9000100170-014
 matt 9000100170-114 € 33,30

Lemon Green

- glanz 9000100170-005
 matt 9000100170-105 € 33,30

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
 matt 9000100170-146 € 33,30

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
 matt 9000100170-147 € 33,30

Nabenschaltung

Shimano „Nexus“

7-Gang-Nabenschaltung

- 9113000014
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne
 Kassette 20 Zähne (bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Nexus“

8-Gang-Nabenschaltung

- 9113000015 € 138,50
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne (bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

- 9113200026 € 639,60
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 (bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



Rohloff „Speedhub 500/14“

14-Gang-Nabenschaltung

- 9113000016 € 1.549,60
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 16 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links

Schaltungszubehör Nabenschaltung

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

9100200003 € 499,80

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.

Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!

Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!



Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapid Fire 27-Gang-Kettenschaltung

9113000017 € 609,40

Übersetzung: Zahnkranz 22-32-44 Zähne, Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Zähne mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT2) Bremsgriff rechts und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

9113200034 € 690,00

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 D12 Taster Bedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9113200035 € 1.725,00

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 D12 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

9113200032 € 1.688,00

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff.

11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 D12 Kinnbedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9113200033 € 1.795,00

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).

11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Kettenschaltung

9100200006 € 371,30

Planetengeräbe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand!
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!



Drehgriffschaltung „Grip-Shift“ 3-fach, Anbau links

9110200017 € 43,30

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer
Nur in Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung!



Drehgriffschaltung „Grip-Shift“ 9-fach, Anbau rechts

9110200016 € 43,30

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk
Nur in Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung!
Nicht in Kombination mit 11-fach Schaltung.



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203mm

9110300105 € 68,60

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.




Chassis

Chassis-Geometrie

9113100000-035

Länge 102 cm
SB ca. 35 cm



Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40 cm
9100500100-040


Griffweite 45 cm
9100500100-045



Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 € 182,90

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.


Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Tretkurbel

- Länge 135 mm
9100600100-135
- Länge 155 mm
9100600100-155
- Länge 175 mm
9100600100-175



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125 mm)

- 9100600101 € 155,80

Beinstütze

Beinstütze geteilt

- 9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




Fußanschlag für Beinstütze

- 9100100012 € 71,90



Oberschenkelfixierung

- 9100100013 € 127,90



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Foampolster 1,5 cm

- 9100800000



Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

- 9100800002 € 117,20
Bezug: Schwarz, atmungsaktiv

Rückenbespannung body contour

- 9100800010 € 123,80
mit Rückenkissen 3 cm
Bezug: Schwarz, atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

- 9100801010



Sitzbespannung body contour

- 9100801025
atmungsaktiv, federnde Wirkung



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

- 9113000190 € 88,30
Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezug: Schwarz; atmungsaktiv



Räder

20x1" Hinterräder

9100203050
(ETRTO 406)
Felge schwarz

20x1" Vorderrad

9100203052
(ETRTO 406)
Felge schwarz

26x1" Vorderrad mit Doppelwandfelge

9100203051
(ETRTO 559)
Felge silber

Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

9113105001
(ETRTO: 28-406)



20x2" Schwalbe „Big Apple“

9113105125
(ETRTO: 50-406)



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

9113105120 € 58,80
(ETRTO: 47-406)



26x2,0" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

9100105140 € 58,80
(ETRTO: 50-559)



Zubehör

Steck-Schutzblech

9100502100 € 45,80



Beinschutzblech

9113900000 € 141,50
Schutz bei MTB-Bereifung

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9100800100 € 171,80
mit Halterungsklemme 40 cm



Nackenstütze

9100800150 € 206,00
höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

9100800200 € 93,50



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 € 55,30
Kabellos, mit Halterung



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9110900018 € 135,20
mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 Stk. á € 18,30
Farbe: Natur eloxiert
____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

A9120900019 € 102,50
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Sicherheitswimpel mit Halterung

9100903294

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 € 140,30



Tetra-Schalengriffe

9110601100 € 135,90



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 € 158,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 € 250,00

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

9990000007 € 450,00

zzgl. Versandkosten

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)