



FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

A9113000013

CHF 4.640,00

Antriebsrad am Freak mit 26"

☐ A9113000014 **CHF 258,60**

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- ☐ glanz A9000100170-023
☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

Brillant Silber

- ☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- ☐ glanz A9000100170-001
☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

Schwarz RAL 9005

- ☐ glanz A9000100170-003
☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

Tiefschwarz Effekt Silber

- ☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- ☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

- ☐ glanz A9000100170-018
☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

Pink Magenta RAL 4010

- ☐ glanz A9000100170-037
☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

Sky Blue

- ☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- ☐ glanz A9000100170-036
☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

Marine Blau

- ☐ glanz A9000100170-045
☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

Electric Green

- ☐ glanz A9000100170-015
☐ matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

Lemon Green

- ☐ glanz A9000100170-005
☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

Violett

- ☐ glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- ☐ glanz A9000100170-046
☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

Rot RAL 3001

- ☐ glanz A9000100170-047
☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

Lagoon Blue

- ☐ glanz A9000100170-052
☐ matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

Athletic Grey

- ☐ glanz A9000100170-050
☐ matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

Muddy Grey

- ☐ glanz A9000100170-051
☐ matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

Peach RAL 3022

- ☐ glanz A9000100170-038
☐ matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

Antrieb Neodrives >> Voraussichtlich lieferbar ab April 2026 <<

e-assistant Ausführung mit Neodrives

- ☐ A9113200000 **CHF 3.155,40**
 - Neodrives Z10 Motor
 - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
 - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
 - Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
 - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
 - Reichweite ca. 40 - 70 km
 Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!



Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung.

Shimano „Nexus“

8-Gang Nabenschaltung

- ☐ A9113000015
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

- ☐ A9113200026 **CHF 809,40**
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9113200034 **CHF 552,60**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9113200035 **CHF 1.922,60**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 **CHF 88,80**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040
☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt) mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Standard Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9110600100-155
☐ Länge 175 mm
A9110600100-175



Tetra Tretkurbel


- ☐ Länge 155 mm **CHF 145,30**
A9100600105-155
☐ Länge 175 mm **CHF 145,30**
A9100600105-175



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- ☒ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- ☐ S (180 mm) A9100500001-002 **CHF 247,80**
☐ M (240 mm) A9100500001-003 **CHF 247,80**

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- ☒ A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

- ☐ A9100100012 **CHF 97,40**



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

- ☒ A9113800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

- ☐ A9113800010 **CHF 95,50**
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

- ☐ A9113000190 **CHF 119,60**
Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

☒ A9113105001
(ETRTO: 406-28)
Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9113105120 **CHF 75,90**
(ETRTO: 406-47)
unplattbar
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

☐ A9100502100 **CHF 62,00**



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

☐ A9100800100 **CHF 232,90**
mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenstütze

☐ A9100800150 **CHF 278,70**
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

☐ A9100800200 **CHF 126,70**



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 **CHF 74,90**
kabellos, mit Halterung
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 **CHF 183,20**
mit Trittfrequenz-Set
kabellos
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

☐ A9110903271 **Stk. á CHF 24,80**
Farbe: Natur eloxiert
_____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9120900019 **CHF 132,30**
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 **CHF 109,80**

gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 **CHF 181,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 **CHF 204,60**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm
mit Moosgummiüberzug
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

☐ A9110601100 **CHF 184,10**



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **CHF 378,60**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 **CHF 344,20**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 6 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 07 CH