



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
 Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Tel.: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
 Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Tel.: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 ASP.: _____

PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme

Kundenname / Kommission:

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Tel.: _____
 Fax: _____
 E-Mail: _____
 Geb.-Dat.: _____
 Kostenträger: _____
 Indikation: _____

**Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystemes zu
 folgendem Produkt:**


- Rollstuhlneubestellung**
 (siehe separat beigefügtes Maßblatt:
 Kommission.: _____)
- Nachrüstung für einen PRO ACTIV Rollstuhl¹**
 - Typ: _____
 - Produktnummer: _____
 - Baujahr: _____
 - Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____
- Nachrüstung für Fremdprodukt¹**
 - Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens PRO ACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


¹Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

Sitzsystem

„Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur“



„Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur“




Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert (bei Rollstuhlneubestellung)

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy und Lift 9000801210

€ 224,20



Farbe: Anthrazit matt (sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

Sitzkissen in Rechteckkontur

Sitzkissen „PRO ACTIV Anti-Dekubitus“ in Rechteckkontur Höhe 4 cm

- bis 30x30 cm 9000805204-004 € 228,80
- >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-004 € 332,80



Sitzkissen „PRO ACTIV Anti-Dekubitus“ in Rechteckkontur Höhe 6 cm

- bis 30x30 cm 9000805204-006 € 228,80
- >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-006 € 332,80



Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- schwarz, geschlossene Oberfläche

Sitzkissen mit Radiuskontur

Sitzkissen „PRO ACTIV Standard“ mit Radiuskontur

- Höhe: 3 cm Inlett: Standard 9000800300-003 € 122,60
- Höhe: 4 cm Inlett: Standard 9000800300-004 € 122,60
- Höhe: 5 cm Inlett: Standard 9000800300-005 € 122,60



Sitzkissen „PRO ACTIV Anti Dekubitus“ mit Radiuskontur

- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000800311-004 € 270,40
- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-004 € 367,40
- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000800311-006 € 270,40
- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-006 € 367,40




Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- schwarz, geschlossene Oberfläche

Rückenausstattung mit Rückenschale

Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



Maße	Maßangaben	Hinweise			
A Sitzbreite	_____ cm				
B obere Rückenbreite		SB 18 – 22: 13 cm	SB 23 – 30: 14 cm	SB 31 – 38: 17 cm	SB 39 – 50: 19,5 cm
C Durchhang		SB 18 – 22: 5 cm	SB 23 – 30: 6 cm	SB 31 – 38: 6,8 cm	SB 39 – 50: 7,5 cm
F Höhe max. Lordosenunterstützung	_____ cm	unter SB 24 cm ohne Lordosegurte	SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm	SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm	SB 44–50: 22,5–24 cm
G Rückenhöhe	_____ cm	min. 24 cm			
H		< RH 25 cm: 4,5 cm	RH 25 – 48: 5,5 cm	RH 49 – 52: 7,0 cm	

Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

für Buddy 9041802210 € 338,00
mit Lordosenunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr. 9041401075-001; 9041401075-002; 9041401080 und 9041401085!



Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen und Lift 9000802210 € 338,00
mit Lordosenunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 34 und SB 33 cm

für Traveler 9030802210 € 474,10
mit Lordosenunterstützung,
Befestigung am Rückenquerbügel,
über Rastklinke abnehmbar
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

für Buddy 9041802019 € 186,00
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen!
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr. 9041401082!




ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen und Lift 9000802019 € 186,00
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen, nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!




Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

9000802220 € 167,10
Polsterdicke 2cm
Bezugsstoff:
 schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 schwarz, geschlossene Oberfläche



Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



Maße	Maßangaben	Hinweis
A Sitzbreite	_____ cm	
B Rückenhöhe	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Höhe Lordosewböschung Auswahl nur bei Artikelnummer 9000802016	_____ cm	Die Höhe der Lordosewböschung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23cm geliefert.
G Lordosetiefe	_____ cm	Empfehlung: 2 – 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm
H Ausstellung nach außen	_____ cm	max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest
I Ausstellwinkel	_____ °	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, € 222,90
F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift
9000802018

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- für Buddy € 222,90
9041802018

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewböschung ab RH 31 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, € 243,40
F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift
9000802016

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewböschung ab RH 31 und SB 30 cm

- Buddy € 243,40
9041802016

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!



Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe: Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016

glanz 9000100179-995

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe:

9000100179-999 € 70,70

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign:

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll.

- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen:

in Farbe aus Einfarbdesign:

9000100179-998 € 114,40

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschte (Einfarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

9000100179-997 € 185,10

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)