



OT FOXX Mountain Handbike

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Grundausrüstung

- Laufräder vorne 24" (507-30) tubeless ready
- Laufrad hinten 27,5" (587-35) tubeless ready
- vollgefedert mit 100 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem vorne und hinten
- Bafang M560 Motorsystem mit 130 Nm Drehmoment
- Rückenlehne im Winkel und Abstand einstellbar
- Tretlagerposition einstellbar
- Schutzblech für das hintere Rad
- Unterfahrschutz
- Akku Beleuchtungsset

A9105100000

CHF 17.824,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Indikation: _____

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Antriebssystem Bafang

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Bafang M560 Motor

Maximale Power für alle Offroad-Abenteurer

A9105100010
500W, 130Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 15 km/h



Akku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 50 km - 75 km

A9105900100
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.



Doppelakku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 100 km - 150 km

A9105900105 **CHF 898,00**

Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Farbe Anbauteile

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe UDS schwarz

A9105100170-001

Kettenschaltung

Shimano Cues U8000 11-Gang Kettenschaltung

A9105200010
mit Linkslide Technologie
Kassette 11-50 Z



Sram GX-Eagle AXS 12-Gang Kettenschaltung

A9105200011 **CHF 805,90**
elektrische Funkschaltung
Kassette 11-50 Z



Nabenschaltung

Rohloff 14-Gang Nabenschaltung mit elektrischer Bedienung

A9105200020 **CHF 2.086,90**
wird über das Bafang System versorgt.



Fahrwerk

Standard Fahrwerk

A9105400010
Fox Float DPS Performance vorne und Manitou
Mara Inline hinten mit je drei Modi (Open,
Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar

Hochwertiges Offroad Fahrwerk

A9105400020 **CHF 882,00**
Fox Float DPS Factory vorne und Manitou
Mara Pro hinten mit je drei Modi (Open,
Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar
High- und Lowspeed Druckstufe einstellbar

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Ausgestellte Tretkurbel

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Ausgestellte Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9100600105-155 **CHF 145,30**
- Länge 175 mm
A9100600105-175 **CHF 145,30**
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 276,30**
A9100600100



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- S (180 mm)
A9105500010-01
- M (240 mm)
A9105500010-02

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Handgriff Optionen

Handballenauflage am Handgriff

- A9110601200 **CHF 109,80**
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601101 **CHF 181,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601102 **CHF 204,60**
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Oberkörperfixierung

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

- Größe S (105 cm) CHF 255,00
A9000800016
- Größe M (125 cm) CHF 255,00
A9000800013
- Größe L (145 cm) CHF 255,00
A9000800014

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Pelvi.Loc Oberschenkelfixierung

- A9105800000 CHF 346,50



Bereifung

Offroad Bereifung

- A9105105110
Vorne: Smart Sam 24 x 2,1"
Hinten: Magic Marry 27,5 x 2,6" Ultra Soft



Trekking Bereifung

- A9105105100 CHF 49,20
Vorne: Marathon Plus 24 x 1,75"
Hinten: Johnny Watts 27,5 x 2,6"



Tubelesskit mit Tire Insert für Hinterrad

- A9105105120 CHF 82,40

Zubehör

Beleuchtung für vorne und hinten

- A9105900000 CHF 230,00
inkl. Reflektoren für StVZO



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 CHF 378,60

Übergabe und Einweisung des Handbikes durch PRO ACTIV

- A9990000011 CHF 344,20

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.