



NJ1 e-assistant

bis 120 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung
4 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem, Bedienung rechts
- Zusatzbremse, Bedienung am Handgriff links mit Arretierbügel zur Nutzung als Feststellbremse
- Kettenschutzrohr
- Anfahrunterstützung (Throttle) zur Fahrt ohne Kurbelbewegung bis 6 km/h
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect
- Trinkflasche mit Halter
- Antriebseinheit schwarz

Antrieb Neodrives

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

- | | |
|---|------------|
| ☐ 20" (ETRTO 406)
A9116100011-020 | € 6.880,00 |
| ☐ 24" (ETRTO 507)
A9116100011-024 | € 6.880,00 |

>> Voraussichtlich lieferbar ab April 2026 <<

Bitte beachten: Beim Kauf eines NJ1 e-assistant in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Akkus Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 45 km - 75 km

☐ A9116900116
Montage links an der Gabel



Doppelakku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 85 km - 150 km

☐ A9116900118 **€ 1.290,40**
Montage beidseitig an der Gabel,
Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus über den Magnetstecker



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200032
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- ☐ 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- ☐ 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200034 **€ 192,20**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- ☐ 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- ☐ 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200035 **€ 1.486,10**
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Schaltungstaster: Rechts ☐ Links ☐
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
Schaltungstaster „Rechts“ montiert.

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- ☐ 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- ☐ 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200033 **€ 1.631,10**
elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- ☐ 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- ☐ 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

☐ A9100200003 € 797,40

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40 cm, 45 cm,
48 cm und 53 cm.



Bremssystem

Mechanische Feststellscheibenbremse über Zugspreizer bedienbar

☐ A9110300002 € 84,60

an der Tretlagerstütze montiert,
Bremsgriff am Handgriff links entfällt



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

☐ A9117300120 € 116,10

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit
kann die mechanische Scheibenbremse als
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt
werden.

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast bzw.
Körpergewicht.
Nicht erforderlich bei Auswahl Mechanische
Rücktritt-Scheibenbremse



Doppeltes leistungsstarkes Bremssystem Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ bei 20"
A9110300100-020 € 172,50

Feststellfunktion mittels Arretierbügel am
Handgriff umsetzbar.

☐ bei 24"
A9110300100-024 € 347,10

Zusammen mit V-Brake Felgenbremse als
Feststellbremse über Rasthebel bedienbar
Empfohlen ab 100 kg Anhängelast

Mechanische Rücktritt- Scheibenbremse mit Kurbelfreischoftfunktion

☐ A9110300004 € 738,40

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschaltnabe.

In Verbindung mit:

- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht

Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung

Bereifung

Schwalbe „Marathon Plus“

☒ 20x1,75" (406-47)
A9130105128

☐ 24x1,75" (507-47)
A9110105135 € 28,70

unplattbar, mit Pannenschutz einlegeband
Smart Guard



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Kurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Länge 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Länge 195 mm
A9110600100-195




Tetra Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Länge 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Länge individuell
140 mm bis 195 mm € 258,70
A9100600100



Tretlagerstütze starr

- ☐ L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- ☐ XL (X/Y 158/410 mm) € 66,70
A9110501100-006
- ☐ XXL (X/Y 170/465 mm) € 66,70
A9110501100-007



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- ☐ M (300 mm) € 232,10
A9110500001-001
- ☐ L (370 mm) € 232,10
A9110500001-002
- ☐ XL (420 mm) € 232,10
A9110500001-003

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert. Lieferbar bis Größe XL.



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 € 102,80

gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 € 169,40



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 € 191,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm
mit Moosgummiüberzug
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
schwenkbar



Tetra-Ergogriff freistehend

☐ A9100600001 € 164,60

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
Kombinierbar mit allen weiteren Handgriff -
Optionen



Tetra-Schalengriffe

☐ A9110601100 € 172,40



Zubehör Bike

Schutzblech und Kettenschutzscheibe schwarz

☐ A9116500005 € 112,40

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

Schutzblech und Kettenschutzscheibe individuelle Farbauswahl

☐ A9116500010 € 248,60

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- _ _ _

Farbe: _____

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

LED Beleuchtung Neodrives System

☐ A9116900002 € 151,70

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung
entfällt



Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

☐ A9110903271 Stk. á € 23,20

Farbe: Natur eloxiert


_____ Stück



Rangierrollen für Abstellständer

☐ A9110900017 € 122,10

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



Rangiergriff an Kettenschutz montiert

☐ A9110500000 € 64,00

mit Moosgummiüberzug

Alu-Gepäckträger „cargo systems“

☐ A9110903290 € 188,80

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der Beladeplattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Ausgleichsgewicht für Akku

☐ A9116900000 € 128,30

mit Trinkflasche und Halterung.
Zum Ausgleich des Akkugewichtes bei Ausstattung mit nur einem Akku und zur Verbesserung der Traktion.



Bediensatellit am Handgriff montiert

Montage: Rechts ☐ Links ☐

mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)

☐ A9116200000 € 103,10

ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

☐ A9116200001 € 146,20

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

☐ A9110900004 € 58,70

mit längerem Betätigungshebel

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700141 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701300 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701400 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm



Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

☐ Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

☐ Klemmhülse [110 mm] € 46,70
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] € 56,60
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 € 106,10

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- ☐ Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00
- ☐ Für BUDDY
A9110100100-003 € 370,00
- ☐ Für TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00
- 4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- ☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70
- abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- ☐ Für SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- ☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel

inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- ☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 9 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt NJ1 e-assistant Rev. 34