



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

TRAVELER 4you Ergo

Ausstattung „Edition PURE“

**extra leichte Ausstattung mit einem
Rollstuhlgesamtgewicht ab 10 kg**


mit individueller Rahmengeometrie nach Maß

A9030105000 CHF 4.920,00

Rechnungsadresse: wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich.



- Ausstattungspaket

A9030105000-010

CHF 1.660,00

Mit dem Ausstattungspaket „PURE“ ist das Produkt bis 100 kg Zuladung zugelassen.

Das Paket beinhaltet folgende/n/s Rückenausstattung, Kleiderschutz, Sitzbespannung, Bremssystem und Fußstütze für TRAVELER pure:

Seitenteil Carbon, mit integriertem Kleiderschutz



A9015400028

Kleiderschutz und Seitenteil aus einem Stück, individuell gefertigt. Rückenlehne fest verschraubt, nicht abfaltbar, Rückenlehnenwinkel 90° zum Boden, justierbar in 5 Positionen in 4° Schritten, Radabdeckung verläuft konturparallel zur Antriebsradbereifung im Abstand von ca. 8 - 12 mm



Anpassrücken und Rückenpolster „light“



A9000802320-K002

Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für leichtes, platzsparendes Zusammenfallen des Rollstuhles
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Offenes Gurtsystem



A9000801011-K



Integriertfeststellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599



A9035705000

Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt



Fußbügel durchgehend



A9030601000-K

mit Rohr-Auflagebügel, faltbar, abnehmbar
Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel ab USL 37 cm komplett mit.
Bei Fußauflagefläche $x < 22$ cm wird der Fußbügel parallel ausgeführt.



Fußbrettauflage ohne Überstand, abgerundet




A9000610015

Leichte Ausführung mit Radiusabschluss (R12mm) im vorderen Bereich und ohne Überstand zur Reduzierung der Rollstuhl-Gesamtlänge um 30mm zur Verbesserung der Kfz-Verladung
Tiefe: 15 cm



Grundmaße



Rollstuhlmaße:

- A: SB** Sitzbreite _____ cm
(min. 33 – max. 42 cm)
- B: ST** Sitztiefe _____ cm
(min. 35 cm)
- C: RH** Rückenhöhe _____ cm
(ab RH 22 cm)
- D: USL** Unterschenkellänge _____ cm
- E: SHh** Sitzhöhe hinten _____ cm
(min. 39 – max. 47 cm)
bei 24" Antriebsrädern
- F: SHv** Sitzhöhe vorne _____ cm
(min. 42 – max. 52 cm)
- G: KP** Kipppunkt _____ cm
(Innenkante Rückenrohr bis
Achsmittle Antriebsrad)
(KP min. 3 – max. 11 cm)
- Anbau Radstandsverlängerung
ab KP 7 cm möglich
- H: Beginn Rahmeneinzug** _____ cm
(ab ST 34 cm möglich)
(I – min. 6 cm)
- I: Rahmenlänge bis zum
vorderen Rahmenbogen** _____ cm
(min. 41 cm – max. 50 cm)
- J: KW** Kniewinkel _____ °
(ab 90°)
- oder**
- J1: Winkel des vorderen
Rahmenrohrs zur
Vertikalen** _____ °
(empfohlen > 10°)
- K: Position des
Lenkradlagerblocks** _____ cm
- Rahmenvorbau
- G-Form (ohne Einzug)
USL-Weite = SB – 5 cm
- V-Form (7°)
- mit Rahmeneinzug
Vorbau parallel, G-Form
USL-Weite min. SB - 11cm
USL-Weite bitte angeben:
- M: Unterschenkelweite** _____ cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

| Genauigkeitsgrad | Bis 30 | Über 30 bis 120 | Über 120 bis 400 | Über 400 bis 1000 |
|------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| C | +/- 1 | +/- 3 | +/- 4 | +/- 6 |

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.

Gestrahlt, mit transparenter, seidenmatter Beschichtung

A9000100170-021

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,00**

Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,00**

Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,00**

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne) **CHF 283,00**

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Brillant Silber

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Lagoon Blue

A9000100170-212

Athletic Grey

A9000100170-210

Muddy Grey

A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

Rein Orange RAL 2004 **CHF 227,06**
A9000100171-022

Weiß RAL 9016 **CHF 227,06**
A9000100171-023

Rahmenfarbe **CHF 227,06**
A9000100171-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 314,10**
A9000100171-998

Farbe: _____
A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004 **CHF 52,11**
A9000100174-022

Weiß RAL 9016 **CHF 52,11**
A9000100174-023

Rahmenfarbe **CHF 81,65**
A9000100174-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 81,65**
A9000100174-998

Farbe: _____
A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 436,00**

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A900050120* oder gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

Im Standard enthalten.



Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K **CHF 132,00**
Mehrgewicht: ca. 80g
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- 1 cm
 2 cm
 3 cm




Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050 **CHF 230,00**
Mehrgewicht: ca. 230g
ab RH 23 cm




Sitzkissen



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur
Inlett: Standard

A9000805190-K **CHF 166,70**



Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Standard

A9000805320-K **CHF 213,00**

Sitzkissenhöhe:

- 3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur
Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805210-K **CHF 496,00**

Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805310-K **CHF 543,50**

Sitzkissenhöhe:

- 4 cm
 6 cm

Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

A9030202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

2,5° Antriebsradsturz

A9016202051
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*

4° Antriebsradsturz

A9030202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

Lenkräder & Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert
A9000501210 **CHF 180,00**
Gewicht: 252 g/Stk.

Schwarz
A9000501211 **CHF 180,00**
Gewicht: 252 g/Stk.

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



Frog Legs Lenkrad

4" (100 mm)
A9000501230 **CHF 176,30**
Gewicht: 179 g/Stk.

5" (125 mm)
A9000501232 **CHF 176,30**
Gewicht: 278 g/Stk.

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203122 **Gewicht: 715 g/Stk.**

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Kraftknoten

- Handbike

Nur bis 70 kg Körpergewicht:

| Sturz | 1° | 4° | 6° | 8° | 10° |
|------------|----|----|----|----|-----|
| Gewicht | | | | | |
| bis 50 Kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 - 60 Kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 61 - 70 Kg | ✓ | ✓ | | | |



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

24" (ETRTO 540)
A9000203554 **CHF 884,00**
Gewicht: 710 g/Stk.

Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)
A9000203552 **CHF 884,00**
Gewicht: 710 g/Stk.

Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung.



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203000-010 **Gewicht: 877 g/Stk.**

mit Liteline-Nabe




Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)
A9000203550 **CHF 770,00**
Gewicht: 730 g/Stk.



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- x = 11 mm
 x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- x = 10 mm
 x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert



- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004
Gewicht: 295 g/Stk.



Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205040-004
Gewicht: 418 g/Stk.

CHF 285,00



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
H 24 mm, Gr. S
A9000205130-004
Gewicht: 330 g/Stk.

CHF 422,00



Bereifung

Schwalbe „One“



- 24x1" (540-25)
A9000204123-004
Gewicht: 205 g/Stk.

CHF 98,00

Farbe: Schwarz
9 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25)
A9000204030-014
Gewicht: 512 g/Stk.

CHF 45,60

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Gewicht: 294 g/Stk.

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

- A9990000006 CHF 357,00

Anmerkungen und Notizen:

(Hinweis: Falls Sie andere Optionen wählen möchten, notieren Sie nachfolgend die Artikel mit Artikelnummer aus dem Bestellblatt „TRAVELER 4you Ergo“.)