

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75kg Anhängelast und 5kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse in der Nabe integriert
- Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
- beidseitige Kettenschutzscheiben in silber
- ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

9114000000 CHF 2.510,00

Dienstleistung:

1. Beratung, Definition der Abmessung und Erprobung beim Kunden durch:

- 9990000000 PRO ACTIV
- 9990000004 Fachhandel

2. Montage des Rahmenadapters bei PRO ACTIV

- an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)
Prod.-Nr.: _____
9990000001

- an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
9990000002 CHF 180,00

3. Auslieferung, Einweisung und Übergabe beim Kunden durch PRO ACTIV

- 9990000003 CHF 575,00
zzgl. Versandkosten

4. Montage des Rahmenadapters an Fremdprodukt durch Fachhandel (Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

- 9990000005

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
- matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
- matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
- matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
- matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
- matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
- matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
- matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple green

- glanz 9000100170-014
- matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon green

- glanz 9000100170-005
- matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
- matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
- matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Ausstattung

3-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000003 **CHF 272,00**

7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000007 **CHF 613,00**



8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000008 **CHF 812,00**



Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge. Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm! (für 7- oder 8-Gang Nabenschaltung)

- 9114200003 **CHF 690,00**




Abmessungen

Tretlagerwelle

- Griffweite 36 cm
9114500100-036

- Griffweite 40 cm
9114500100-040

- Griffweite 45 cm
9114500100-045



Tretkurbel

- Länge 135 mm
9114600100-135

- Länge 155 mm
9114600100-155

- Länge 175 mm
9114600100-175

Räder

20x1“ (407) Alu-Felge, schwarz-silber

- 9114203050

Bereifung

20x2“ Big Apple (406-50)

- 9114105125



20x1,5“ Marathon (406-40)

- 9114105120



Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- 9000206100 **CHF 59,50**

Radstandsverlängerung

Verlängerte Bike-Platte

- Für Traveler
9110100100-001 **CHF 398,00**

- Für Speedy A1/A2
9110100100-002 **CHF 398,00**

- Für Buddy
9110100100-003 **CHF 398,00**



4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“ abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you 9110102001 **CHF 590,00**

Achsrohr 6° Sturz abnehmbar über Schnellverschluss



Rahmen-Adapter

TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- 9110701300 **CHF 599,20**

Mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



SPEEDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- 9110700141 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



BUDDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- 9110701400 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

- 9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- 9110701525
Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm
- 9110701530
Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm
- 9110701535
Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm

Zubehör

Steck-Schutzblech

- 9114502100 **CHF 51,50**



Beleuchtungsset SIGMA

- 9100900019 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Bike Computer SIGMA BC 1200

- 9110901000 **CHF 73,20**
kabellos, mit Halterung



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

- 9114500005 **CHF 85,00**

Alu-Gepäckträger "cargo systems"

- 9110903290 **CHF 110,00**

Farbe: schwarz
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladeplattform, max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Kurbelgriffe horizontal

- 9100500000 **CHF 169,00**

vorbereitet für die Montage der Treta-Handstütze.
Nur in Verbindung mit Rücktrittbremse, sowie Bremsgriff und Schaltarmaturen an der Tretlagerstütze montiert.



Abstellständer Spike abschwenkbar, höheneinstellbar

- 9114900001 zur einfachen Adaption in Verbindung mit "Quick-Snap"-Adapter
Farbe: schwarz

Rangierrollen für Abstellständer

- 9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert (Abb. ähnlich)



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 **CHF 191,50**



Tetra Schalengriffe

- 9114601100 **CHF 187,00**



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

- 9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



**Hebelverlängerung
Excenterverschluss für Quick Snap
Anbindung**

9110700005 **CHF 79,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm)
9000800016 **CHF 305,00**

Größe M (125cm)
9000800013 **CHF 305,00**

Größe L (145cm)
9000800014 **CHF 305,00**

Größe XL
(165cm) **CHF 305,00**
9000800017



bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: schwarz

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum **Unterschrift (Endkunde)**

Ort, Datum **Unterschrift (Fachhändler)**