



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

NJ1 Kompaktbike

**mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse**

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzentrerschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem „Magura“
- mechanische Scheibenbremse mit Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel
- Antriebseinheit schwarz

A9100100001 CHF 5.200,00

**Hinweis: Für kleinere Körpergrößen und Kinder steht das
FREAK Kompaktbike zur Verfügung (separates Bestellblatt).
Das FREAK kann auch mit 26"-Vorderrad und 20"-Hinterrad
ausgestattet werden.**

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

Violett

- glanz A9000100170-044

Gestrahlt transparent beschichtet

- glanz A9000100170-029

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

Athletic Grey

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

Muddy Grey

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

Peach RAL 3022

- glanz A9000100170-038
 matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200032
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200034 **CHF 205,30**
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
 Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200035 **CHF 1.587,10**
 elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Bedienung: Rechts Links

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
mit Kinnbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

A9110200033 **CHF 1.742,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

32 Zähne

38 Zähne



Nabenschaltung

**Shimano „Alfine“
11-Gang Nabenschaltung**

A9100200026 **CHF 632,30**

Schaltgriff „Rapid Fire“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 19 Zähne



**Rohloff „Speedhub 500/14“
14-Gang Nabenschaltung**

A9100200027 **CHF 1.600,00**

Drehgriffschalter „Grip Shift“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung
in Verbindung mit Nabenschaltung**

A9100200003 **CHF 774,20**

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.
Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.
Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und
53 cm.



Bremssystem

**Leistungsstarkes Bremssystem
mit Bremsscheibe Ø 203 mm**

A9110300105 **CHF 88,80**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.



**Doppeltes Scheiben-Bremssystem
„Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm**

A9100300100 **CHF 249,20**

Mechanische Scheibenbremse entfällt.
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarkem
Bremssystem
Empfohlen ab 100 kg Körpergewicht

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel


- Länge 155 mm **CHF 145,30**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 145,30**
A9100600105-175
- Länge individuell
195 mm bis 140 mm **CHF 276,30**
A9100600100



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- S (180 mm) **CHF 247,80**
A9100500001-002
- M (240 mm) **CHF 247,80**
A9100500001-003

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Beinstütze umlaufend

- A9100100009
Adaption an der Gabel



Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 **CHF 97,40**



Oberschenkelfixierung

A9100100013 **CHF 208,80**



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9100800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

A9100800010 **CHF 95,50**
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche




Chassis

Chassis-Geometrie

Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-002

Länge 116 cm
SB ca. 43 cm **CHF 218,50**
A9100100000-003

Heavy Duty Ausführung
bis 120 kg Körpergewicht
A9100800013 **CHF 454,50**
(Empfohlen bei Offroad-Nutzung)
Wird zusätzlich zu
A9100100000* benötigt.



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801010-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801010-003



Sitzbespannung Body Contour

atmungsaktiv, federnde Wirkung

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801025-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801025-003



Sitzkissen

Sitzkissen Standard

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100000190-002 **CHF 119,60**

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100000190-003 **CHF 119,60**



Sitzkissen mit Oberschenkelführung

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm
Nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung.

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100800103-002 **CHF 218,40**

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100800103-003 **CHF 218,40**



Räder

26x1" Laufräder Euroline mit Doppelwandfelge

A9100104260
(ETRTO 559)
Laufräder vorne und hinten mit 36 Speichen

26x1" Laufräder Mavic XC717 mit Doppelwandfelge

A9100104262 **CHF 318,20**
(ETRTO 559)
extra leichte Ausführung: Felgengewicht 395 g,
Laufrad vorne mit 32 Speichen
Laufräder hinten mit 18 Speichen
(Gewichtseinsparung am Bike ca. 600 g)

Bereifung

26x1" Schwalbe „One“

A9100105160
(ETRTO 559-25)
V-Guard WheelStar



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

A9100105140 **CHF 75,90**
(ETRTO 559-50)
Tourenreifen



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

A9100502100 **CHF 62,00**



Beinschutzblech

A9100100231 **CHF 182,60**
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: Schwarz matt

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 **CHF 232,90**
mit Halterungsklemme 40 mm
Farbe: Schwarz



Nackenstütze

A9100800150 **CHF 278,70**
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

A9100800200 **CHF 126,70**







SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 **CHF 74,90**
kabellos, mit Halterung



<p>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018 CHF 183,20</p> <p>mit Trittfrequenz-Set kabellos</p> 	<p>Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á CHF 24,80</p> <p>Farbe: Natur eloxiert</p> <p>_____ Stück</p> 	<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 CHF 132,30</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
--	--	--

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

<p>Handballenauflage am Handgriff</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601200 CHF 109,80</p> <p>gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.</p> 	<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 CHF 181,00</p> 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 CHF 204,60</p> <p>sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar</p> 
<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 184,10</p> 		

Dienstleistungen

<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 378,60</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000011 CHF 344,20</p>	
--	---	--

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler