



LITTY 4all Kinderrollstuhl

Zugelassen bis 50 kg Zuladung
Gewicht ab 6,7 kg

A9043100000-* € 3.830,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)


Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Kundenname / Kommission:


ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Grundmaße

Sitzplatte und Rückenschale am Seitenteil verschraubt

Achtung: Sitzplatte und Rückenschale bitte separat auswählen

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB

<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Sitztiefe ST

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hinweis: Verstellung über Langloch +/- 2 cm

Rückenhöhe RH

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hinweis: Höhenverstellung über Lochraster +/- 2 cm

Unterschenkellänge USL

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44					

Auswahl Antriebsradgröße

(erforderlich für die weiteren Abmessungen)

<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 22"	<input type="checkbox"/> 24"
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Sitzhöhe hinten SHh

20":	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35
22":	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
24":	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41

Sitzhöhe vorne SHv

20":	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
22":	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
24":	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44

Kippunkt KP

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

20":	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
22":	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
24":	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

H: Position des Lenkradlagerblocks

(nur zur Information)

20":	22":	24":
37	40	43

I: Abstand Vorderkante Fußbrett bis Rücken _____ cm (Falls nichts angegeben: Sitztiefe + 15 cm)

Abweichende Maße sind gegen Aufpreis möglich

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben <input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet <input type="checkbox"/> A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-023 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-123 € 42,10	Brillant Silber <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-001 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-101 € 42,10
Schwarz RAL 9005 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-003 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-019 € 42,10	Rein Orange RAL 2004 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-022 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-122 € 42,10	Pink Magenta RAL 4010 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-037 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-137 € 42,10
Pastellblau RAL 5024 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-036 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-136 € 42,10	Lemon Green <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-005 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-105 € 42,10	Gelb RAL 1023 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-046 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-146 € 42,10
Rot RAL 3001 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-047 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-147 € 42,10	Lagoon Blue <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-052 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-152 € 42,10	Athletic Grey RAL 7046 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-050 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-150 € 42,10
Muddy Grey RAL 7033 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-051 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-151 € 42,10	Peach RAL 3022 <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-038 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-138 € 42,10	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-007	Sky Blue <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-017	Marine Blau <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-045 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-145 € 42,10
Electric Green <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-015 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-115 € 42,10	Violett <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-044	Fire Red <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-018 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-118 € 42,10
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem		
€ 339,40		
Storm (Eisblau) <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-500 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-504 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-505	Berry (Beere) <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-526 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-527
Blue Ocean <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-522 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-514 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-515	Chili <input type="checkbox"/> glanz A9000100170-516 <input type="checkbox"/> matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

- ☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Rahmenfarbe und einer zweiten Farbe für Seitenteile bzw. Sitzplatte und Rückenschale** € 260,70
A9042100170-200

Farben bitte nachstehend wählen:

Zweifarbbeschichtung Litty bestehend aus einer Grundfarbe am Rahmen mit Achsrohr und einer zweiten Farbbeschichtung für die Seitenteile und falls gewünscht für das Sitzsystem. Auswahl aus Einfarbdesign:

A: Rahmenfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

B: Seitenteilfarbe: A9000100170- ☐ ☐ ☐

Farbe Sitzplatte und Rückenschale: ☐ A oder ☐ B

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge¹ (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 402,30

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A9000501210 bzw. A9000501211

Schiebegriffe

Zentral-Schiebegriff Aluminium

☐ A9042401085-K
höhenverstellbar
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt



Zentral-Schiebegriff Aluminium mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401084-K € 99,60
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht



Zentral-Schiebegriff Aluminium für Bremsgriffe mit abfaltbarem Griffbereich

☐ A9042401086-K € 137,80
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht
Nur in Verbindung mit A9042701020 Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm
A9042401075-K001


☐ Länge: 55 cm
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
A9042401075-K002

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9042401069-K € 378,50
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter rückverlagert



Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Ergonomie-Rückenschale Aluminium“ ausgeliefert.

Ergonomie-Rückenschale Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0003

☐ A9042802210-K € 428,70
in Rahmenfarbe
ab RH 20 cm und ab SB 18 cm



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9042802220-K € 211,90
Bezugsstoff:
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche“ ausgeliefert.



Ausstattung ohne Rückenschale und Rückenpolster

☐ A9042802011

Sitzsystem



Sitzplatte Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199

☒ A9042801210-K
in Rahmenfarbe
zwischen den Aluseitenteilen verschraubt
verstellbar in Höhe, Winkel und Tiefe



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 111,90

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 155,40

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 290,00

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 422,00

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 342,80

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 465,90

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Antriebsradsturz

11° Antriebsradsturz

☒ A9042202030

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem“ ausgeliefert.

Kniehebelbremssystem


☐ A9042701010
Bremshebel im Seitenteil integriert



Kniehebelbremssystem mit Positionsverriegelung für Bremshebel

☐ A9042701030 € 289,80

im Seitenteil integriert im gebremsten und
ungebremsten Zustand.
Betätigung durch Begleitperson.



Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

☐ A9042701020 € 450,60

Bedienung vom Schiebegriff über
Bowdenzüge
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem
und Schiebegriffen




Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Fußauflage fest“ ausgeliefert.

Fußauflage fest

☐ A9042601010-K
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Fußauflage nach hinten hochklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

☐ A9042602010-K € 278,40
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Adaptionen

Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

- ☐ rechts
A9042301160-12* € 201,10
- ☐ links
A9042301160-22* € 201,10
- abnehmbar durch Quickpin



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

- ☐ A9042900200-K € 821,10

Ausstattung mit Geradeauslauffarretierung über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



Outdoor Radvorsatz starr ohne Lenkfunktion

- ☐ A9042900100-K € 730,60

geeignet für Schiebeeinsatz durch Begleitperson,
mit luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501110 € 68,70
- pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501120 € 68,70
- pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501220 € 92,00
- pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm)

- ☐ A9000501042 € 168,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

- ☐ A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ A9000501221 **€ 92,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

- ☐ Silber eloxiert **€ 174,60**
A9000501210
- ☐ Schwarz **€ 174,60**
A9000501211
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" CorMORun Lenkrad (125 mm)

- ☐ A9000501041 **€ 176,00**
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
schwarz, pannensicher
Farbe der Felge: schwarz
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

- ☐ A9000501232 **€ 206,30**
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

- ☐ A9000500100-K001
mit Schraubachse
- ☐ A9000500100-K002 **€ 162,50**
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel-Wechselsatz LITTY

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

- ☐ A9000500300-K **€ 288,10**
mit Steckachse

Der Artikel wird ohne Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.



Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge, 18 Speichen mit Liteline-Nabe

radial verspeicht

Design-Inlett in Rahmenfarbe

Antriebsradgröße entsprechend Seite 2 auswählen.

- ☐ 20" (ETRTO 451)
A9000203053


- ☐ 22" (ETRTO 489)
A9000203063

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203123



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205019-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 € 66,30
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 € 66,30



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205020-001 € 66,30
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205020-002 € 66,30
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205020-004 € 66,30




Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert










- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205031-001 € 160,10
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205031-002 € 160,10



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für
20" Rad
A9000205030-001 € 160,10
- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205030-002 € 160,10
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad
A9000205030-004 € 160,10



<p>Titan Ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004</p> <p>€ 325,80</p> 	<p>Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 20" A9000205100-001</p> <p>€ 226,00</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 22" A9000205100-002</p> <p>€ 226,00</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" A9000205100-004</p> <p>€ 226,00</p> <p>Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm</p> 	<p>Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001</p> <p>€ 390,70</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002</p> <p>€ 390,70</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004</p> <p>€ 390,70</p> 
<p>Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001</p> <p>€ 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002</p> <p>€ 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004</p> <p>€ 396,80</p> <p>Anbau an Felge anliegend</p> <p>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.</p> 	<p>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000200788</p> <p>€ 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000200789</p> <p>€ 396,80</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000200787</p> <p>€ 396,80</p> 	<p>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205130-002</p> <p>€ 389,10</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205130-004</p> <p>€ 389,10</p> 
<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> = Schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004</p> <p>€ 454,00</p> 	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205155-004</p> <p>€ 505,50</p> 	<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004</p> <p>€ 517,50</p> 

Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <div> <input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205175-002 € 501,20 </div> <div> <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205175-004 € 501,20 </div> mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <div> <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205185-004 € 513,20 </div> mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 <div> <input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205195-002 € 501,20 </div> <div> <input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205195-004 € 501,20 </div> mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 
--	--	--

Ausstattung ohne Greifring

☐ A9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“



<input type="checkbox"/> für 20" Rad A9000206300-001 € 201,10	<input type="checkbox"/> für 22" Rad A9000206300-002 € 201,10	<input type="checkbox"/> für 24" Rad A9000206300-004 € 201,10
---	---	---

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 22x1" (489-25)
A9000204001-002

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

☐ 20x1" (451-25)
A9000204000-001

☐ 22x1" (489-25)
A9000204000-002

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

☐ 22x1" (489-25)
A9000204030-002
€ 47,80

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407
☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014
€ 47,80

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407
☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004
€ 47,80

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar




Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 € 102,70

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ A9000901100 € 103,20
bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902100 € 78,30



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

☐ A9000902110 € 62,60



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
Ø 76 cm x 2 cm
A9000903530-004 € 75,50



Therapie-Tisch

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801

☐ Breite 350 mm
A9000902800-001 € 466,20
abnehmbare Tischplatte aus Lexan,
transparent, mit Frontkantung,
mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm
(für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 344,20

Anmerkungen und Notizen

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler