



## SPEEDY 4all Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9016100000 CHF 3.860,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

# Grundmaße


## Körpermaße:

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg


Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_



Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!

## Rollstuhlmaße:



Sitzbreite <b>SB</b>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46			
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49
							<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		

Sitztiefe <b>ST</b>	Kurzer Rahmen				Langer Rahmen				
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Rückenhöhe <b>RH</b>	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Unterschenkellänge <b>USL</b>	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50

Sitzhöhe hinten <b>SHh</b>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47

Sitzhöhe vorne <b>SHv</b>	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt <b>KP</b> (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

#### Pulverfarben

##### Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

##### Brillant Silber

glanz A9000100170-011

##### Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

##### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

##### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

##### Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

##### Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

##### Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

##### Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

##### Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

#### Pulverfarben „Dormant“

##### Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

##### Sky Blue

glanz A9000100170-017

##### Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

##### Apple Green

glanz A9000100170-014

matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

##### Violett

glanz A9000100170-044

##### Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 348,00**

##### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

##### Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

##### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

##### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

##### Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

##### Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

##### Omega (Blau)

glanz A9000100170-512

matt A9000100170-513

##### Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

##### Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

##### Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-518

matt A9000100170-519

##### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)** **CHF 283,00**

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Gestrahlt transparent beschichtet

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-261

matt A9000100170-262

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Omega (Blau)

glanz A9000100170-252

matt A9000100170-263

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

#### Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

#### Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-276

matt A9000100170-277

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Silber A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup>

Rein Orange RAL 2004 **CHF 227,06**

Weiß RAL 9016 **CHF 227,06**

Rahmenfarbe **CHF 227,06**

Auswahl aus **CHF 314,10**

Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 314,10**

A9000100171-998

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004 **CHF 52,11**

Weiß RAL 9016 **CHF 52,11**

Rahmenfarbe **CHF 81,65**

Auswahl aus **CHF 81,65**

Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 81,65**

A9000100174-998

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

#### Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 436,00**

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

\_\_\_\_\_

### RAL Nummer

\_\_\_\_\_

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210


## Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form  $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$

### Rahmenvorbau G-Form

A9016100012-K\*  
Kniewinkel 95°  
Min. 4 cm Sitzgefälle und  
max. Lenkgröße 5"


A9016100010-K\*  
Kniewinkel 105°



### Rahmenvorbau V-Form

A9016100020-K\* **CHF 126,00**  
Kniewinkel 95°  
ab SB 33 cm

A9016100023-K\* **CHF 126,00**  
Kniewinkel 105°  
ab SB 33 cm



### Sondermaß Sitzbreite 47 - 52 cm

A9016100060-K **CHF 252,00**  
mit Rahmenverstärkung  
ausgelegt bis Zuladung 120 kg

## Schiebegriffe

### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K **CHF 132,00**  
gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 **CHF 237,00**  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060 **CHF 223,00**

Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

A9000401075 **CHF 377,60**

stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert  
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg  
Nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



## Rückenlehne

### Rückenlehne abfaltbar

A9000400011  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K **CHF 120,10**

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



### Rückenlehne fest

A9000400020  
Aluminium-Seitenteile fest verschraubt,  
Rückenwinkel 90° zum Boden,  
Rückenlehne nicht abfaltbar

## Rückenausstattung

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K  
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

A9000802100 **CHF 157,00**  
 zu Rückenhöhe Nennmaß  
 Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 **CHF - 65,00**  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



## Sitzbespannung


### Body Contour

A9000801025-K  
 zugelassen bis zu einem Körpergewicht von 120 kg



### Offenes Gurtsystem

A9000801010-K **CHF 77,60**





### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K\* **CHF 120,60**

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K\* **CHF 165,40**

### Sitzkissenhöhe:

3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm  
 A9000805204-K\* **CHF 262,10**  
 >30x30 bis 50x50 cm  
 A9000805200-K\* **CHF 446,20**

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm  
 A9000800311-K\* **CHF 307,80**  
 >30x30 bis 50x50 cm  
 A9000800310-K\* **CHF 491,90**

### Sitzkissenhöhe:

4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, geschlossene Oberfläche  
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

### Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_


Kissenhöhe \_\_\_\_\_ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403210-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

A9000403211-K **CHF 71,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign möglich)

A9000403212-K **CHF 114,40**

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400012-K **CHF 325,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000400008-K **CHF 357,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

A9000400009-K **CHF 428,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign)

A9000400010-K **CHF 471,40**

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

A9000400018-K **CHF 682,00**

inklusive Kleiderschutz Carbon  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

### Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

A9000403141-K **CHF 328,00**

mit Armpolster 25 cm lang  
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis  
31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten  
einstellbar  
Nicht in Kombination mit  
Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Art.-Nr.:  
A9000401075 möglich




## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.


### Radplatte Standard

A9016201000  
Sitzhöhe hinten ca. 39 - 43 cm  
(bei 24" Rad)




### Radplatte lang

A9016201020 **CHF 243,20**  
Sitzhöhe hinten ca. 43 - 47 cm  
(bei 24" Rad)



### Radstandsverlängerung abnehmbar Speedy 4all / 4you

A9016102001 **CHF 574,00**  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
1°/4°/6° Sturz integriert, Spur einstellbar



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

A9016202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

A9016202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

A9016202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9016201200-K **CHF 304,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,  
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den  
paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter  
Auswahl "Adaptionen" wählen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9016201210-K **CHF 304,00**

Ausstattung: 1/2" Achse,  
Buchsenlänge 50,8 mm (2") und  
Drehmomentstütze e-fix.  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den  
paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter  
Auswahl "Adaptionen" wählen.  
Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile  
bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse  
abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

## Bremssystem

### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002




### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



### Bremshebel 20° ausgestellt

A9000700002  
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem,  
Bremshebel Standard, lang oder tief.



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

A9000706008 **CHF 155,60**  
Länge: 9 cm



### Trommelbremse

A9000702010-K\* **CHF 492,50**

Bedienung vom Schiebegriff  
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl  
„Radsturz“) + 3 cm  
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz  
des Trommelbremsankers die lange Radplatte  
montiert.  
Bitte beachten:  
- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-  
Felge 36 Speichen  
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,  
e-fix oder e-motion



## Fußstütze

### Fußbügel durchgehend

A9016601010-K\*  
mit Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm  
bei KW 95° ab USL 34 cm  
bei KW 105° ab USL 39 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel einseitig hochklappbar

A9016601300-K\* **CHF 168,00**  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
nach außen schwenkbar,  
nicht abnehmbar  
bei KW 95° ab USL 37 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei V-Form ab SB 40 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

A9016602005-K\* **CHF 320,00**  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei KW 95° ab USL 38 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen




### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

A9016602010-K\* **CHF 294,00**  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und  
20mm Betätigungshebel  
bei KW 95° ab USL 38 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei G-Form ab SB 33 cm  
bei V-Form ab SB 38 cm  
Auflagebreite ab 20 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen!



### Fußstütze mittig geteilt

A9016603200-K **CHF 346,00**  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar,  
inkl. Rahmenverstärkung  
bei KW 95° ab USL 37 cm  
bei KW 105° ab USL 42 cm  
bei V-Form ab SB 40 cm



### Fußstütze „Swing Away“

A9016604100-K **CHF 408,00**  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
mittig geteilt, seitlich abschwenkbar,  
abnehmbar,  
hochklappbar, höhenverstellbar,  
winkelverstellbar  
inkl. Rahmenverstärkung  
ab USL 34 cm



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

A9000610000-K **CHF 125,00**  
verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 **CHF 57,80**  
einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

rechts  
A9000300100-K001 **CHF 170,00**

links  
A9000300100-K002 **CHF 170,00**

mit Zugfeder und Universaladapter  
schwenkbar

Für optimales Schwenkverhalten sollte das  
Sitzgefälle > 3 cm sein



### Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

A9016300105 **CHF 291,00**

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage  
der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma  
Alber.

Lieferung ohne Kippstütze und  
Kippstützenaufnahme.

Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber  
bestellen



### Transitrollen

A9000301100 **CHF 330,00**

mit Universaladapter, abnehmbar  
nicht in Kombination mit Kippstütze



### Ankippbügel

rechts  
A9000302100-001 **CHF 138,80**

links  
A9000302100-002 **CHF 138,80**

mit Universaladapter und Quickpin

nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.  
links



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 72,00**  
pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

A9000501120 **CHF 72,00**  
pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

A9000501220 **CHF 122,00**  
pannensicher



<b>4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)</b> <input type="checkbox"/> A9000501230 <b>CHF 152,00</b> mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber 		
<b>5" Lenkräder</b>		
<b>5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz</b> <input type="checkbox"/> A9000501036-005 (82A), pannensicher 	<b>5" Lenkrad „Standard“ PU grau</b> <input type="checkbox"/> A9000501031-005 (82A), pannensicher 	<b>5" Lenkrad „2-Komponenten“</b> <input type="checkbox"/> A9000501030 <b>CHF 56,00</b> pannensicher 
<b>5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)</b> <input type="checkbox"/> A9000501221 <b>CHF 122,00</b> pannensicher 	<b>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“</b> <input type="checkbox"/> Silber eloxiert <b>CHF 180,00</b> A9000501200 <input type="checkbox"/> Schwarz <b>CHF 180,00</b> A9000501201 mit austauschbarem Gummlauftring 3 mm hart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 	<b>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“</b> <input type="checkbox"/> Silber eloxiert <b>CHF 180,00</b> A9000501210 <input type="checkbox"/> Schwarz <b>CHF 180,00</b> A9000501211 mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) 
<b>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</b> <input type="checkbox"/> A9000501232 <b>CHF 152,00</b> mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber 		
<b>6" Lenkräder</b>		
<b>6" Lenkrad „Standard“ PU grau</b> <input type="checkbox"/> A9000501010-006 (82A), pannensicher 	<b>6" Lenkrad „luftbereift“</b> <input type="checkbox"/> A9000501050 <b>CHF 56,00</b> SH vorne min. 42 cm 	<b>6" Lenkrad „Flexel-System“</b> <input type="checkbox"/> A9000501070 <b>CHF 56,00</b> pannensicher 

## Distanzscheibe Haarabweiser

A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder  
schwarz



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

### Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001  
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 173,00**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 59,90**  
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 232,90**  
mit Steckachse



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

A9000500160-K001 **CHF 436,00**  
mit Schraubachse

A9000500160-K002 **CHF 596,00**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

A9000500300-K **CHF 298,00**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

A9000500301-K **CHF 353,00**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne  
Lenkrad.  
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurvebreiterung



A9000500400\* **CHF 57,80**  
10 mm pro Seite

A9000500401\* **CHF 57,80**  
15 mm pro Seite

A9000500410\* **CHF 57,80**  
20 mm pro Seite

## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe  
(Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-  
Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203100 **CHF 167,00**

25" (ETRTO 559)  
A9000203200 **CHF 167,00**

26" (ETRTO 590)  
A9000203300 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht > 120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)  
A9000203550 **CHF 770,00**

25" (ETRTO 559)  
A9000201559 **CHF 770,00**

26" (ETRTO 590)  
A9000203555 **CHF 770,00**



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

24" (ETRTO 540)  
A9000203554 **CHF 884,00**




### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)  
A9000203552 **CHF 884,00**



# Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

## Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



## Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



## Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 69,00**  
A9000205020-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 69,00**  
A9000205020-006



## Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 162,00**  
A9000205030-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 162,00**  
A9000205030-006



## Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 285,00**  
A9000205040-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 285,00**  
A9000205040-006



## Silikon-Greifringüberzug

- für Greifring 24"  
A9000205100-004 **CHF 247,00**
  - für Greifring 26"  
A9000205100-006 **CHF 247,00**
- Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



## Ultra-Grip „sehr griffig“

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
A9000205070-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 422,00**  
A9000205070-006



## Ergo-Grip

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
A9000205080-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 422,00**  
A9000205080-006  
Anbau an Felge anliegend!



## Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
H 24 mm  
A9000205130-004
- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 422,00**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-006



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 425,00</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 448,00</b> H 24 mm A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 448,00</b> H 31 mm, Größe L A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 448,00</b> H 31 mm, Größe L A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> H 31 mm Größe L A9000205150-004</p> 
<p><b>mit Tetra-Grip-Beschichtung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 498,00</b> A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

für 24" Rad  
A9000206300-004 **CHF 215,00**

für 26" Rad  
A9000206300-006 **CHF 215,00**



## Bereifung

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204000-004

25x1" (559-25)  
A9000204000-005

26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204010-004

7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

24x1" (540-25)  
A9000204030-014 **CHF 45,60**

25x1" (559-25)  
A9000204030-015 **CHF 45,60**

26x1" (590-25)  
A9000204030-016 **CHF 45,60**

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

24x1" (540-25)  
A9000204030-004 **CHF 45,60**

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

24x1" (540-25)  
A9000204123-004 **CHF 98,00**

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

24x1" (540-25)  
A9000204201-004 **CHF 169,00**

Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-  
Antriebsrad!  
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad Spinergy!



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 **CHF 696,00**  
24x1,75" Continental "RIDE Tour Trekking"  
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203411 **CHF 696,00**  
24x1,75" Continental „Explorer“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad




A9000203413 **CHF 696,00**  
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis von CHF 210,00 (A9000200004)

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 **CHF 108,00**  
Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“  
Nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“

A9000206400 **CHF 165,00**  
Nicht für Spinerger Antriebsräder!



### Handluftkompressor mit Manometer

A9000901100 **CHF 113,00**  
bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

A9000902100 **CHF 79,80**



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

A9000902110 **CHF 64,90**



### Stockhalter mit Nylon-Becher

A9000902310 **CHF 144,00**  
flexibel



### Beleuchtungsset SIGMA

A9000903270 **CHF 106,00**  
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

für 24" Rad  
A9000903530-004 **CHF 88,00**  
Ø 76 cm x 2 cm  
 für 26" Rad  
A9000903530-006 **CHF 88,00**  
Ø 83 cm x 2 cm



### Accessoire-Tasche

A9000903600 **CHF 84,00**  
17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

### Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 357,00**

### Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 **CHF 357,00**

**Anmerkungen und Notizen:**

---

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 18 - 2022-09-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt SPEEDY 4all Rev. 13 CH