



SPEEDY F4

Leichtlauf Starrrahmenrollstuhl
nach Maß, fest verschweißtes Fahrwerk
Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9012100000 CHF 3.926,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:


Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Grundmaße

Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg




Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich.

Rollstuhlmaße:



Serienmäßig wird der Rahmen mit Grundhalteplatte ausgestattet.

☐ Ausstattung ohne Grundhalteplatte A9015100001 (ausdrücklich gewünscht)

Bei "Ausstattung ohne Grundhalteplatte" sind im Nachhinein keine Adaptionen (Kippstützen, Transitrollen, Radstandsverlängerung etc.) nachrüstbar.

Sitzbreite SB	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39		
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46					
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
Sitztiefe ST	Kurzer Rahmen				Langer Rahmen							
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44			
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48				
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29		
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39		
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48			
Unterschenkelänge USL	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44		
	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52				
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44		
	☐ 45	☐ 46	☐ 47									
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☒ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52	☐ 53	☐ 54	
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle Antriebsrad)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8,5	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12	☐ 13

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☐ A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

☐ glanz A9000100170-014

☐ matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Café

☐ glanz A9000100170-520

☐ matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-524

☐ matt A9000100170-525

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-512

☐ matt A9000100170-513

Mint

☐ glanz A9000100170-528

☐ matt A9000100170-529

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-518

☐ matt A9000100170-519

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

CHF 283,00

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Gestrahlt transparent beschichtet

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-261

☐ matt A9000100170-262

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Café

☐ glanz A9000100170-278

☐ matt A9000100170-279

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-252

☐ matt A9000100170-263

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-282

☐ matt A9000100170-283

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Mint

☐ glanz A9000100170-286

☐ matt A9000100170-287

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-276

☐ matt A9000100170-277

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Silber A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 227,06

☐ Weiß RAL 9016 CHF 227,06

☐ Rahmenfarbe CHF 227,06

☐ Auswahl aus CHF 314,10

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 314,10

☐ Auswahl aus CHF 314,10

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 314,10

☐ Auswahl aus CHF 314,10

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 314,10

☐ Auswahl aus CHF 314,10

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 314,10

☐ Auswahl aus CHF 314,10

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 52,11

☐ Weiß RAL 9016 CHF 52,11

☐ Rahmenfarbe CHF 81,65

☐ Auswahl aus CHF 81,65

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65

☐ Auswahl aus CHF 81,65

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65

☐ Auswahl aus CHF 81,65

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65

☐ Auswahl aus CHF 81,65

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65

☐ Auswahl aus CHF 81,65

☐ Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) CHF 81,65

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 CHF 436,00

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210


Rahmen

Rahmenvorbau G-Form

☐ A9012100012 **CHF 126,00**

Kniewinkel 95°
min. 4 cm Sitzgefälle und
max. Lenkgradgröße 5"

☒ A9012100010
Kniewinkel 105°



Rahmenvorbau V-Form


Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$
ab SB 33 cm

☐ A9012100020 **CHF 126,00**

Kniewinkel 95°

☐ A9012100023 **CHF 126,00**

Kniewinkel 105°



Sondermaß Sitzbreite 47 - 50 cm

☐ A9012100060-K **CHF 252,00**

mit Rahmenverstärkung ausgelegt bis
120 kg Zuladung

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

☐ A9000401051-K **CHF 132,00**

gerade.

Auch mit Lordosewölbung möglich:

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☒ A9000401050
ab RH 23 cm



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

☐ A9000401076 **CHF 237,00**

abschraubbar



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

☐ A9000401060 **CHF 223,00**

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Anpassrücken
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

☐ A9000401075 **CHF 377,60**

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar



Rückenlehne

Seitenblech Aluminium, Kontur dem Radlauf folgend

☒ A9015402470-002

Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar,
Rückenwinkel 90° zum Boden
Anpassung an die Oberkante des Reifens



Rückenlehne abfaltbar

☒ A9000400011

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K **CHF 120,10**

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

☒ A9000802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3-5 cm

☐ A9000802100 CHF 157,00
zu Rückenhöhe Nennmaß
Nur in Kombination mit
höhenverstellbaren Schiebegriffen Art.-Nr.
A9000401060



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 CHF - 65,00
Ausstattung mit Rückenquerbügel


Weitere Rückensysteme wie z.B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Sitzbespannung


Body Contour

☒ A9000801025-K
zugelassen bis zu einem Körpergewicht von
120 kg



Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K CHF 77,60





Ausstattung ohne Sitzbespannung

☒ A9000801050



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* CHF 120,60

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* CHF 165,40

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* CHF 262,10

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* CHF 446,20

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* CHF 307,80

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* CHF 491,90

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403210-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K **CHF 71,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K **CHF 114,40**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000400012-K **CHF 325,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400008-K **CHF 357,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K **CHF 428,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K **CHF 471,40**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

☐ A9000400018-K **CHF 682,00**

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

☐ A9000403141-K **CHF 328,00**

mit Armpolster 25 cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Art.-Nr.: A9000401075 möglich



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

☐ A9012201200 **CHF 304,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9012201210 **CHF 304,00**

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen!)

☐ Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

☐ A9000701010-003



Bremshebel 20° ausgestellt

☐ A9000700002

Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

☐ A9000706008 **CHF 155,60**

Länge: 9 cm



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*

mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm bei KW 95° ab USL 34 cm bei KW 105° ab USL 39 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

☐ A9016601300-K* **CHF 168,00**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm, nach außen schwenkbar, nicht abnehmbar bei KW 95° ab USL 37 cm bei KW 105° ab USL 42 cm bei V-Form ab SB 40 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

☐ A9016602005-K* **CHF 320,00**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL ca. 36 cm, abhängig von der individuellen Rahmenhöhe, wird durch PRO ACTIV geprüft. Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

☐ A9016602010-K* **CHF 294,00**

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
bei KW 95° ab USL 38 cm
bei KW 105° ab USL 42 cm
bei G-Form ab SB 33 cm
bei V-Form ab SB 38 cm
Auflagebreite ab 20 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

☐ A9000610000-K **CHF 125,00**

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14 cm



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **CHF 57,80**

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

☐ rechts **CHF 173,00**
A9000300100-K003

☐ links **CHF 173,00**
A9000300100-K004

schwenkbar,
mit Zugfeder verschraubt an der verschweißten
Grundhalteplatte
Nicht in Verbindung mit
Radstandsverlängerung abnehmbar



Transitrollen

☐ A9000301100 **CHF 330,00**

mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel

☐ rechts **CHF 138,80**
A9000302101-001

☐ links **CHF 138,80**
A9000302101-002

mit Universaladapter und Quickpin
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.
links



3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm)

☐ A9000501110 **CHF 72,00**

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

☐ A9000501120
pannensicher

CHF 72,00



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

☐ A9000501220
pannensicher

CHF 122,00



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 CHF 152,00
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

☐ A9000501030
pannensicher

CHF 56,00



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

☐ A9000501221 CHF 122,00
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

☐ Silber eloxiert A9000501200 CHF 180,00

☐ Schwarz A9000501201 CHF 180,00

mit austauschbarem Gummilauftring 3 mm,
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

☐ Silber eloxiert A9000501210 CHF 180,00

☐ Schwarz A9000501211 CHF 180,00

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 CHF 152,00
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

☒ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **CHF 56,00**



6" Lenkrad „Soft“

☐ A9000501150 **CHF 56,00**
bis Körpergewicht 50 kg
pannensicher



6" Lenkrad „Flexel-System“

☐ A9000501070 **CHF 56,00**
pannensicher



Distanzscheibe Haarabweiser

☐ A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **CHF 232,90**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

☐ A9000500160-K001 **CHF 436,00**
mit Schraubachse

☐ A9000500160-K002 **CHF 596,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

☐ A9000500300-K **CHF 298,00**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

☐ A9000500301-K **CHF 353,00**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne
Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter
der Rubrik Lenkräder eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400*
10 mm pro Seite

CHF 57,80

☐ A9000500401*
15 mm pro Seite

CHF 57,80

☐ A9000500410*
20 mm pro Seite

CHF 57,80

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100

CHF 167,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200

CHF 167,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300

CHF 167,00

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht > 120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550

CHF 770,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559

CHF 770,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555

CHF 770,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554

CHF 884,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552

CHF 884,00



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 285,00**
A9000205040-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 285,00**
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 **CHF 247,00**
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 **CHF 247,00**
- Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
A9000205070-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
A9000205070-006



Ergo-Grip

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
A9000205080-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
A9000205080-006
Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
H 24 mm
A9000205130-004
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 425,00 A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm CHF 448,00 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 448,00 A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L CHF 448,00 A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L CHF 498,00 A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 **CHF 215,00**
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 **CHF 215,00**



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 **CHF 45,60**
- ☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 **CHF 45,60**
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 **CHF 45,60**
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 **CHF 45,60**
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 **CHF 98,00**
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 **CHF 169,00**
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18
Speichen, Spinergy und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking“
Bremseneinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203411 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Explorer“
Bremseneinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe „Smart Sam“
Bremseneinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **CHF 108,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“,
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

☐ A9000206400 **CHF 165,00**

Nicht für Spinergy Antriebsräder,
Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-
Nabe.



Handluftkompressor mit Manometer

☐ A9000901100 **CHF 113,00**

bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

☐ A9000902100 **CHF 79,80**



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

☐ A9000902110 **CHF 64,90**



Stockhalter mit Nylon-Becher

☐ A9000902310 **CHF 144,00**

flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9000903270 **CHF 106,00**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 **CHF 88,00**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 **CHF 88,00**
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche

☐ A9000903600 **CHF 84,00**

17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 **CHF 357,00**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 17 - 2022-09-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt SPEEDY F4 Rev. 09 CH