



BUDDY 4all Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9047100000 CHF 4.260,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**


abweichend (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Grundmaße

Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:				<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46

Sitztiefe ST	Größe M (Rahmenlänge 35 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm) <i>nicht in Verbindung mit Rahmenvorbau G-Form</i>									
	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
	Größe L (Rahmenlänge 38 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35
	Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40

Rückenhöhe RH	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				
	Optional bei Größe XL:			<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				

Unterschenkellänge USL	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44									
	Optional bei Größe L + XL:			<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47						

Sitzhöhe hinten SHh	Bei 20" Antriebsrad						
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37
	Bei 22" Antriebsrad						
	<input type="checkbox"/> 33,5	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input checked="" type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 38,5	<input type="checkbox"/> 39,5
	Bei 24" Antriebsrad						
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42

Sitzhöhe vorne SHv (bei 5" Lenkrad)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr Bis Achsmitte Antriebsrad)	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
---	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,30**

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

Athletic Grey RAL 7046

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

Muddy Grey RAL 7033

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

Peach RAL 3022

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 373,30

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

CHF 286,80

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Brillant Silber

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Lagoon Blue

A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 266,50**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 308,60**

Farbe: _____

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 80,30**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 93,10**

Farbe: _____

A9000100170-

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 442,50**

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe


² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen

Rahmenvorbau G-Form


(nur bei Rahmengröße L und XL)

- A9047100010-K*
Kniewinkel 105°
Lagerblock fest verschweißt



Rahmenvorbau abduzierte Form 3,5 cm / Seite

- A9047100030-K*
Kniewinkel 105°
Lagerblock fest verschweißt
Abduktionsbeginn bei:
Gr. M: ST 26 cm
Gr. L: ST 29 cm
Gr. XL: ST 34 cm



Sitzbreite 39 cm - 46 cm

- A9047100060 **CHF 453,00**

mit Inlett in den oberen Querrohren,
unteres Querrohr doppelt verschraubt,
Seitenblechverschraubung über
Verstärkungsinlett

Schiebegriffe

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

- Länge: 45 cm
A9041401075-001
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

- Länge: 55 cm
A9041401075-002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

- A9041401080-K* **CHF 95,60**

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Länge: 55 cm
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Zentralschiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

- A9041401086-K **CHF 109,60**

höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des
Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel
fassen.



Zentralschiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

- A9041401070-K **CHF 151,60**

geschlossen, stufenlos höhenverstellbar,
mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Nur in Verbindung mit Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson oder
Trommelbremse



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

- A9041401069-K **CHF 416,40**

stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter
rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Ausstattung ohne Schiebegriffe

- A9000401000



Rückenlehne

Rückenlehne fest

- A9047400020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar



Rückenlehne abfaltbar

- A9000400023 **CHF 327,10**

mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen
7-fach winkelverstellbar



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

- A9041802010-K001
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- A9000802210-K **CHF 471,60**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- A9000802220-K **CHF 233,10**
Polsterdicke: 2 cm
Bezugsstoff:
 Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

- A9000802019-K **CHF 259,10**
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- A9000802011 **CHF - 53,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel




Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

- A9000801025-K




Sitzplatte Aluminium

- A9000801210-K **CHF 312,60**
Montage zwischen den Rahmenrohren,
auf geschweißten Sitzplattenhaltern
verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung

- A9000801050



Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

- A9000100179-995
 Rückenschale
 ERGO Back Rückenlehnenbügel
 Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

- A9000100179-999 **CHF 98,60**
 Rückenschale
 ERGO Back Rückenlehnenbügel
 Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll



- A9000100179-999 **CHF 98,60**
- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen**in Farbe aus Einfarbdesign:**

- A9000100179-998 **CHF 159,50**
- Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
- A9000100170-
- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

- A9000100179-997 **CHF 258,30**
- Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
- A9000100170-
- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Sitzkissen**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Standard**

- A9000805180-K* **CHF 123,10**

**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Standard**

- A9000800300-K* **CHF 170,90**

Sitzkissenhöhe:

- 3 cm 5 cm
- 4 cm 6 cm

**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- bis 30x30 cm **CHF 319,00**
A9000805204-K*
- >30x30 bis 50x50 cm **CHF 464,20**
A9000805200-K*

**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- bis 30x30 cm **CHF 377,10**
A9000800311-K*
- >30x30 bis 50x50 cm **CHF 512,50**
A9000800310-K*

Sitzkissenhöhe:

- 4 cm
- 6 cm

Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
- Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- Sitzkissen ist vorhanden**

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz**Kleiderschutz Aluminium**

fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest



in schwarz glanz

- A9000403100-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- A9000403101-K **CHF 78,90**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

- A9000403102-K **CHF 125,90**

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

- A9000403215-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- A9000403216-K **CHF 78,90**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

- A9000403217-K **CHF 125,90**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400013-K **CHF 449,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert siehe „Bremssysteme“

Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

in anthrazit matt

A9000400014-K **CHF 453,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000400015-K **CHF 603,80**



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

A9000400016-K **CHF 629,20**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

A9000400017-K **CHF 836,90**

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
Über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

2-Schlitz Antriebsradplatte

A9000201000*
Steckachse Ø 12 mm
SH hinten:
24" Rad: ca. 36 - 42 cm
22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm
20" Rad: ca. 31 - 37 cm




1-Schlitz Antriebsradplatte

A9000201001*
nur in Farbe schwarz erhältlich
(keine Farbauswahl)
nur in Kombination mit 10° Sturz
SH hinten nur bedingt einstellbar



Verlängerte Bike-Platte

A9000201030* **CHF 336,60**
+ 4° Sturz integriert
Spur einstellbar
SH hinten:
24" Rad: ca. 36 - 42 cm
22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm
20" Rad: ca. 31 - 37 cm



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

A9000202010*
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

A9000202030*
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

A9000202040*
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

8° Antriebsradsturz

A9000202080* **CHF 82,30**
Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm*
Radplatte außen montiert

10° Antriebsradsturz

A9000202050* **CHF 146,20**
Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm*
Radplatte außen montiert

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9000201200 **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9000201210 **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

Bremshebel Standard
A9000700002

Bremshebel lang
A9000701010-004



Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

A9000706001 **CHF 162,40**

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

A9000706008 **CHF 169,40**

Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

A9000707020* **CHF 419,00**

über Bowdenzug
Bedienung:

Rechts

Links



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert

Bremshebel am unteren Rahmenrohr befestigt

Betätigung über Seilzug

Kleiderschutz nicht abnehmbar.

Bei Rahmengröße M und Kipppunkt > 7 cm nicht möglich

in schwarz glanz bei Rückenlehne fest
in anthrazit matt bei Rückenlehne abfaltbar

A9047701015-K **CHF 624,30**











in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

A9047701016-K* **CHF 689,60**



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

A9047701017-K* **CHF 722,60**

<p>Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson</p> <p><input type="checkbox"/> A9000701020 CHF 495,70 Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge</p> 	<p>Trommelbremse</p> <p><input type="checkbox"/> A9000702011-K* CHF 506,20 Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz) Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion</p> 	<p>Kniehebelbremse mit Arretierung</p> <p><input type="checkbox"/> Bremshebel Standard A9000700214 CHF 169,40</p> <p><input type="checkbox"/> Bremshebel lang A9000700215 CHF 169,40 Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson.</p> 
<p>Fußstütze</p> <p>Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.</p>		
<p>Fußbügel durchgehend</p> <p><input type="checkbox"/> A9041601010-K* mit Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 	<p>Fußbügel hochdistanziert</p> <p><input type="checkbox"/> A9041606010-K höhenverstellbar von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich, Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 	<p>Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus</p> <p><input type="checkbox"/> A9047602005-K* CHF 370,80 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 32 cm inklusive Lenkradspurverbreiterung 20 mm pro Seite Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 
<p>Fußauflage variabel positionierbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9047600001-K CHF 300,20 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt</p> 	<p>Fußauflage variabel positionierbar und nach hinten hochklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9047600002-K CHF 398,50 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt</p> 	<p>Fußbügel einseitig hochklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9041601300-K* CHF 185,70 ab USL 25 cm: mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar +/- 3 cm nicht abnehmbar ab USL 29 cm: zusätzlich nach außen schwenkbar Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 
<p>Fußstütze mittig geteilt</p> <p><input type="checkbox"/> A9041603200-K CHF 359,70 mit gummierten Fußbrettauflagen höhenverstellbar nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar nicht abnehmbar ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich</p> 		

Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

- A9000610000-K **CHF 134,40**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

- A9000610005-K **CHF 149,60**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

- A9000610100 **CHF 63,80**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

- A9000600006 **CHF 125,40**



Adaptionen

Kippstütze

- rechts
A9041301160-K001
- links
A9041301160-K002
mit Zugfeder, hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin

Eine Kippstütze ist im Grundpreis enthalten.
Sind zwei Kippstützen gewünscht, entsteht ein
Aufpreis in Höhe von **CHF 212,50**.



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

- A9041900100 **CHF 903,20**

Ausstattung mit Geradeauslauffarretierung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

- A9000501110 **CHF 75,60**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

- A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

- A9000501120 **CHF 75,60**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

- A9000501220 **CHF 101,20**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 **CHF 206,30**

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtröhre (125 mm)

A9000501221 **CHF 101,20**
pannensicher



5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

Silber eloxiert
A9000501210 **CHF 192,10**

Schwarz
A9000501211 **CHF 192,10**

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 **CHF 206,30**

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

A9000501050 **CHF 61,10**

SH vorne min. 42 cm



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 178,80**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 57,60**
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 233,80**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

A9000500160-K002 **CHF 658,80**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

A9000500300-K **CHF 316,90**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty


A9000500301-K **CHF 360,90**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne
Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



A9000500400* **CHF 63,10**
10 mm pro Seite

A9000500401* **CHF 63,10**
15 mm pro Seite

A9000500410* **CHF 63,10**
20 mm pro Seite
Bei Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit
Federrastmechanismus A9047602005*
inklusive

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052
- 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062
- 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050
- 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060
- 24" (ETRTO 540-19)
A9000203000*

standardmäßig mit Liteline-Nabe (Bild links),
in Verbindung mit Einhandantrieb mit Alu-
Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

- 24" (ETRTO 540) **CHF 168,50**
A9000203100

mit Alu-Hochflanschnabe
radial verspeicht

Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) **CHF 837,40**
A9000203550



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- 24" (ETRTO 540) **CHF 929,30**
A9000203554

Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz


- 24" (ETRTO 540) **CHF 929,30**
A9000203552

Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-
Nutzung.



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- 20" Greifring für 20" Rad
A9000205010-001
- 22" Greifring für 22" Rad
A9000205010-002
- 24" Greifring für 24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- 24" Greifring für 24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.

- 20" Greifring für 20" Rad
A9000205021-001 **CHF 72,90**
- 22" Greifring für 22" Rad
A9000205021-002 **CHF 72,90**



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.

- 20" Greifring für 20" Rad
A9000205020-001 **CHF 72,90**
- 22" Greifring für 22" Rad
A9000205020-002 **CHF 72,90**
- 24" Greifring für 24" Rad
A9000205020-004 **CHF 72,90**



Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert

- 20" Greifring für 20" Rad
A9000205031-001 **CHF 176,10**
- 22" Greifring für 22" Rad
A9000205031-002 **CHF 176,10**




Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 20" Greifring für 20" Rad
A9000205030-001 **CHF 176,10**
- 22" Greifring für 22" Rad
A9000205030-002 **CHF 176,10**
- 24" Greifring für 24" Rad
A9000205030-004 **CHF 176,10**



<p>Titan Ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 CHF 358,40</p> 	<p>Silikon-Greifringüberzug</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 20" A9000205100-001 CHF 248,60</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 22" A9000205100-002 CHF 248,60</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" A9000205100-004 CHF 248,60</p> <p>Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm</p> 	<p>Ultra-Grip „sehr griffig“</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 CHF 429,80</p> 
<p>Ergo-Grip</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 CHF 429,80</p> <p>Anbau an Felge anliegend</p> <p>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.</p> 	<p>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 CHF 429,80</p> 	<p>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205130-004 CHF 429,80</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm, Größe L A9000205140-004 CHF 429,80</p> 
<p>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 CHF 433,70</p> 	<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004 CHF 499,40</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm, Größe L A9000205145-004 CHF 499,40</p>  <p>Profilhöhe H: 24mm oder 31mm</p>	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004 CHF 560,30</p> 

<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 560,30 A9000205170-004</p> 	<p>Gekko schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 560,30 A9000205175-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko silber eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 560,30 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
---	--	---

<p>Gekko S Schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad CHF 560,30 A9000205195-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 560,30 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p>Ausstattung ohne Greifring</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	
---	---	--

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“
Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrädern



- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> für 20" Rad CHF 221,20
A9000206300-001 | <input type="checkbox"/> für 22" Rad CHF 221,20
A9000206300-002 | <input type="checkbox"/> für 24" Rad CHF 221,20
A9000206300-004 |
|---|---|---|

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 22x1" (489-25)
A9000204001-002
- 24x1" (540-25)
A9000204001-004
- Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung











- 20x1" (451-25)
A9000204000-001
- 22x1" (489-25)
A9000204000-002
- 24x1" (540-25)
A9000204000-004
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar








Schwalbe „DownTown“ Profildruckbereifung

- 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



<p>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector und Reflektorstreifen</p> <p><input type="checkbox"/> 22x1" (489-25) A9000204030-002 CHF 52,60</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204031-004 CHF 52,60</p> <p>Farbe: Schwarz 10 bar</p> 	<p>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204030-014 CHF 52,60</p> <p>Farbe: Schwarz 10 bar</p> 	<p>Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204030-004 CHF 52,60</p> <p>Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar</p> 
<p>Schwalbe „One“</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204123-004 CHF 99,30</p> <p>Farbe: Schwarz 9 bar</p> 	<p>Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“</p> <p><input type="checkbox"/> 22x1" (489-25) A9000204200-002 CHF 131,00</p> <p>Farbe: Grau</p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204201-004 CHF 131,00</p> <p>Farbe: Schwarz nicht in Verbindung mit 18 Speichen Antriebsrad und Spinerger.</p> 	
<p>Zubehör</p>		
<p>24" MTB Wechselradsatz</p>		
<p>mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:</p>		
<p><input type="checkbox"/> A9000203410 CHF 751,20</p> <p>24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“ Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad</p> 	<p><input type="checkbox"/> A9000203413 CHF 751,20</p> <p>24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“ Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad</p> 	<p>HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis</p> <p><input type="checkbox"/> A9000200004 CHF 243,20</p>
<p>Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß</p> <p><input type="checkbox"/> A9000200096 CHF 113,00</p> <p>Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Einhandantrieb</p> 	<p>Handluftkompressor mit Manometer</p> <p><input type="checkbox"/> A9000901100 CHF 113,50</p> <p>bis 14 bar</p> 	<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902100 CHF 86,10</p> 

<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902110 CHF 68,90</p> 	<p>Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902310* CHF 146,70</p> 	<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9000903270 CHF 115,30</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
<p>Transporttasche für Antriebsräder</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 CHF 83,10</p> 	<p>Therapie-Tisch</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 350 mm (bis SB 37 cm) A9000902800-001 CHF 512,80</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 400 mm (SB 38 cm - 41 cm) A9000902800-002 CHF 512,80</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 420 mm (ab SB 42 cm) A9000902800-003 CHF 512,80</p> <p>abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)</p> 	
<p>Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de</p>		
<p>Dienstleistungen</p>		
<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 378,60</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000006 CHF 378,60</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 19 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis = Position gewählt
Bestellblatt BUDDY 4all Rev. 04 CH