



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____



SPEEDY 4teen

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung


A9050100000 CHF 4.296,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich

Grundmaße



☐ Größe L (Rahmenlänge R 39 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32				
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38					
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43
Sitztiefe ST	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40		
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45					
Unterschenkellänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☒ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	bei 24" Bereifung	
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47			
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10	

☐ Größe XL (Rahmenlänge R 43 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32					
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38						
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	
Sitztiefe ST	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43				
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29		
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39		
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48			
Unterschenkellänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52	
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☒ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	Bei 24" Bereifung		
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47				
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10		

☐ Größe XXL (Rahmenlänge R 47cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32					
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38						
Sitztiefe ST	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:							☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48			
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29		
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39		
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48			
Unterschenkellänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52	
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 39	☐ 40	☒ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	Bei 24" Bereifung		
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50				
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10		

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

☐ A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

☐ matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

☐ glanz A9000100170-014

☐ matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-500

☐ matt A9000100170-501

Café

☐ glanz A9000100170-520

☐ matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-504

☐ matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-524

☐ matt A9000100170-525

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-526

☐ matt A9000100170-527

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-522

☐ matt A9000100170-523

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-512

☐ matt A9000100170-513

Mint

☐ glanz A9000100170-528

☐ matt A9000100170-529

Chili

☐ glanz A9000100170-516

☐ matt A9000100170-517

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-518

☐ matt A9000100170-519

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-514

☐ matt A9000100170-515

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

CHF 283,00

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Gestrahlt transparent beschichtet

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-261

☐ matt A9000100170-262

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Café

☐ glanz A9000100170-278

☐ matt A9000100170-279

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Omega (Blau)

☐ glanz A9000100170-252

☐ matt A9000100170-263

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-282

☐ matt A9000100170-283

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Mint

☐ glanz A9000100170-286

☐ matt A9000100170-287

Sunflower (Sonnengelb)

☐ glanz A9000100170-276

☐ matt A9000100170-277

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Silber A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 227,06

A9000100171-022

☐ Weiß RAL 9016 CHF 227,06

A9000100171-023

☐ Rahmenfarbe CHF 227,06

A9000100171-999

☐ Auswahl aus
Einfarbdesign
(abweichend von der
Rahmenfarbe) CHF 314,10

A9000100171-998

Farbe: _____

A9000100170- ☐☐☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

☐ Rein Orange RAL 2004 CHF 52,11

A9000100174-022

☐ Weiß RAL 9016 CHF 52,11

A9000100174-023

☐ Rahmenfarbe CHF 81,65

A9000100174-999

☐ Auswahl aus
Einfarbdesign
(abweichend von der
Rahmenfarbe) CHF 81,65

A9000100174-998

Farbe: _____

A9000100170- ☐☐☐

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 CHF 436,00

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

☒ A9050100010-K*
Kniewinkel 100°



Rahmenvorbau abduzierte-Form

☐ A9050100030-K* **CHF 386,00**
Kniewinkel 100°
2,5 cm / Seite
Abduktionsbeginn bei:
ST 31 cm, Gr. L
ST 35 cm, Gr. XL
ST 39 cm, Gr. XXL
Länge der Abduktion bis auf das geöffnete
Maß ca. 55 mm



Sondermaß Sitzbreite 39 - 43 cm

☐ A9050100060-K001 **CHF 410,00**
mit Rahmenverstärkung durch zwei
Querrohrverbindungen

Lenkradlagerblockbefestigung

Grundhalteplatte für Lagerblock geschweißt

☒ A9050500000
X (siehe Skizze) bei Rahmengröße
Gr. L: 63 mm
Gr. XL: 74 mm
Gr. XXL: 80 mm



Grundhalteplatte für Lagerblock geklemmt

☐ A9050500001-K* **CHF 104,50**
Positionierbar in Pos.
Gr. L: 30 mm bis 95 mm
Gr. XL: 30 mm bis 115 mm
Gr. XXL: 30 mm bis 150 mm
von Rahmenvorderkante unter
Berücksichtigung des Lenkradstörkreises,
Unterschenklänge



Schiebegriffe

Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☒ A9050401050
ab RH 23 cm



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar


☐ A9050401060 **CHF 223,00**
Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Gurtbespannung
ab RH 43 cm bei Rückenschale
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge 45 cm **CHF 377,60**
A9050401075-K001
☐ Länge 55 cm **CHF 377,60**
A9050401075-K002
stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter
rückverlagert
Bis SB 42 cm oder 95 kg Körpergewicht
möglich



Schiebegriffe Alu rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm ☐ A9050401080-K* CHF 294,80 stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert Länge: 55 cm Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg 	Zentral-Schiebegriff Alu Griffbereich abfaltbar ☐ A9050401086-K CHF 206,60 höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk, Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt. Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg Nicht in Verbindung mit Kopfstützenhalterung Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen. 	Zentral-Schiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar ☐ A9050401070-K CHF 249,50 geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse. 
Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk ☐ A9050401069-K CHF 520,80 stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter rückverlagert Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg 		

Rückenlehne		
Rückenlehne fest ☐ A9041400020 Aluminium-Seitenteile fest verschraubt Rückenwinkel 90° zum Boden Rückenlehne nicht abfaltbar	Rückenlehne abfaltbar ☐ A9000400024 CHF 410,00 7-fach winkelverstellbar, mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen 	Rückenrohr mit Lordosewölbung ☐ A9000400005-K CHF 120,10 ☐ 1 cm ☐ 2 cm ☐ 3 cm 

Rückenausstattung		
Anpassrücken und Rückenpolster ☐ A9000802010-K Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Ausstattung mit Rückenquerbügel 	Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem ☐ A9000802011 CHF - 65,00 Ausstattung mit Rückenquerbügel	

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale
siehe separates Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



Sitzbespannung

Body Contour


☐ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium

☐ A9000801210-K **CHF 298,00**


Montage zwischen den Rahmenrohren auf
geschweißten Sitzplattenhaltern verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung


☐ A9000801050

Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* **CHF 120,60**



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* **CHF 165,40**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000805204-K* **CHF 262,10**

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ A9000800311-K* **CHF 307,80**

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403210-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K **CHF 71,50**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K **CHF 114,40**

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000400012-K **CHF 325,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

in anthrazit matt

☐ A9000400008-K **CHF 357,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K **CHF 428,50**



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K **CHF 471,40**

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

☐ A9000400018-K **CHF 682,00**

inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
Über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armpolster 25 cm lang auf Kleiderschutz montiert

☐ A9000403151 **CHF 152,00**

Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.
Nur in Verbindung mit Kleiderschutz



Armauflage abschwenkbar, abklappbar

☐ A9000403141-K **CHF 328,00**

mit Armpolster 25 cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr
in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert




Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

Radplatte Standard

☐ A9016201000


Sitzhöhe hinten:
Gr. L (22") ca. 33,5 - 37,5 cm
Gr. L/XL (24") ca. 36 - 40 cm
Gr. XXL (24") ca. 39 - 43 cm



Radplatte lang

☐ A9016201020 **CHF 243,20**

Sitzhöhe hinten:
Gr. L (22") ca. 35,5 - 41,5 cm
Gr. L/XL (24") ca. 38 - 44 cm
Gr. XXL (24") ca. 41 - 47 cm



Radstandsverlängerung abnehmbar SPEEDY 4teen

☐ A9016102001 **CHF 574,00**

Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010

Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030

Gesamtbreite = ca. SB+26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040

Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

8° Antriebsradsturz ☐ A9016202050 CHF 98,50 Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm* Nur bis 50 kg Körpergewicht möglich		
E-Adaptionen		
Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ ☐ A9016201200-K CHF 304,00 Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen.	Vorbereitung zum Anbau „e-fix“ ☐ A9016201210-K CHF 304,00 Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.	Rollstuhllieferung erfolgt an: ☐ Alber GmbH (Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen) ☐ Fachhändler
Bremssystem		
Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard ☐ A9000701010-001 	Kniehebelbremssystem Bremshebel lang ☐ A9000701010-002 	Kniehebelbremssystem Bremshebel tief ☐ A9000701010-003 
Bremshebel 20° ausgestellt ☐ A9000700002 Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem mit Bremshebel Standard, lang oder tief. 	Kniehebelbremssystem Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel ☐ A9000706001 CHF 145,00 nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang. Bremshebel: ☐ Standard ☐ Lang 	Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar ☐ A9000706008 CHF 155,60 Länge: 9 cm 
Kniehebelbremse mit Einhandbedienung ☐ A9000707020-K CHF 387,00 über Bowdenzug Bedienung: ☐ Rechts ☐ Links 	Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson ☐ A9000701020 CHF 485,00 Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge 	Kniehebelbremse mit Arretierung ☐ Bremshebel Standard A9000700214 CHF 172,53 ☐ Bremshebel lang A9000700215 CHF 172,53 Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Kombination mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung 

Trommelbremse

☐ A9000702010-K* **CHF 492,50**

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl
"Radsturz") + 3 cm
In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz
des Trommelbremsankers die lange Radplatte
montiert.

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-
Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb,
e-fix oder e-motion



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K*
mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm:
Gr. L / XL ab USL 26 cm
Gr. XXL ab USL 29 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

☐ A9016601300-K* **CHF 168,00**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3 cm,
nicht abnehmbar
bei Gr. L / XL ab USL 25 cm
bei Gr. XXL ab USL 28 cm
zusätzlich nach außen schwenkbar:
bei Gr. L / XL ab USL 29 cm
bei Gr. XXL ab USL 32 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

☐ A9016602005-K* **CHF 320,00**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei Gr. L / XL ab USL 31 cm
bei Gr. XXL ab USL 35 cm.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

☐ A9016602010-K* **CHF 294,00**
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
Verriegelung über 20 mm Betätigungshebel
Bitte beachten:
Gr. L / XL ab USL 39 cm
Gr. XXL ab USL 42 cm
bei G-Form ab SB 33 cm
bei V-Form nicht möglich.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen


Fußbügel nach hinten hochfaltbar für USL <39 cm und ab SB 33 cm

☐ A9000600007-K **CHF 348,00**
Fußbügelgelenk am Rahmen geklemmt,
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20 mm Betätigungshebel
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter
„Zubehör Fußstütze“ wählen
Nicht in Verbindung mit Therapietisch



Fußstütze mittig geteilt

☐ A9016603200-K **CHF 346,00**
mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
Bitte beachten:
Gr. L / XL ab USL 31 cm
Gr. XXL ab USL 34 cm
nicht abnehmbar



Fußstütze „Swing Away“

☐ A9016604100-K **CHF 408,00**

mit gummierter Fußbrettauflage, mittig geteilt,
seitlich abschwenkbar, abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung

Bitte beachten:

Möglich bei G-Form Gr. L / XL / XXL
und abduzierter Form Gr. XXL,
bei V-Form nicht möglich



Fußbügel hochdistanziert

☐ A9041606010-K **CHF 140,00**

höhenverstellbar

Von USL 20 bis 25 cm möglich.

Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese
bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert, 14 cm tief

☐ A9000610000-K **CHF 125,00**

verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert, 18 cm tief

☐ A9000610005-K **CHF 20,00**

verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 **CHF 57,80**

einstellbar

Bitte beachten:

Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

☐ A9000600006 **CHF 104,60**

Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Adaptionen

Kippstütze

☐ rechts
A9000300100-K001

☐ links
A9000300100-K002

mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar
für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle > 3 cm sein

Eine Kippstütze ist im Grundpreis enthalten.
Sind zwei Kippstützen gewünscht, entsteht ein
Aufpreis in Höhe von **CHF 170,00**.



Universaladapter vorbereitet für die Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Fa. Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 **CHF 291,00**

Lieferung ohne Kippstütze und
Kippstützenaufnahme.

Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber
bestellen



Transitrollen

☐ A9000301100 **CHF 330,00**

mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel ☐ rechts A9000302100-001 CHF 138,80 ☐ links A9000302100-002 CHF 138,80 mit Universaladapter und Quickpin nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links 	Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel ☐ A9000900100 CHF 925,00 Ausstattung mit Geradeauslaufarretierung über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad über Steckachse vom Halterohr abnehmbar für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg 	
Kraftknotenbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse ☐ A9000900020 CHF 380,00 zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen. 	Lagerblockzwischenplatte mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors ☐ Farbe: Schwarz A9000900008-001 CHF 181,00 ☐ Farbe: Silber A9000900008-002 CHF 181,00 Bitte beachten: Die Lenkradspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite. 	
Kopfstütze mit Segmentpolsterung ☐ A9000900004 CHF 415,00 3-teilig und Halterungsrohr ø 25 mm 	Kopfstützenhalterung ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr ø 25 mm CHF 282,00 A9000900005-K001 zur Aufnahme der Kopfstützen- Segmentpolsterung. Diese bitte separat auswählen (A9000900004). Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr 15 x 15 mm CHF 265,00 A9000400850-001 ☐ Rohrabmessung Halterungsrohr 12,7 x 12,7 mm CHF 265,00 A9000400850-002 mit Vierkantaufnahme für Lagerungskopfstütze. Montage am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Ab SB 26 cm möglich. Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff. 	
Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“ 		

3" Lenkräder

3" Skaterrollen (80 mm)

☐ A9000501110 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

☐ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterrollen (100 mm)

☐ A9000501120 **CHF 72,00**
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

☐ A9000501220 **CHF 122,00**
pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

☐ A9000501230 **CHF 152,00**
mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

☐ A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

☐ A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

☐ A9000501030 **CHF 56,00**
pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

☐ A9000501221 **CHF 122,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

☐ Silber eloxiert
A9000501200 **CHF 180,00**

☐ Schwarz
A9000501201 **CHF 180,00**

mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

☐ Silber eloxiert
A9000501210 **CHF 180,00**

☐ Schwarz
A9000501211 **CHF 180,00**

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

☐ A9000501232 **CHF 152,00**

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

☒ A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

☐ A9000501050 **CHF 56,00**

SH vorne min. 42 cm



6" Lenkrad „Flexel-System“

☐ A9000501070 **CHF 56,00**

pannensicher



Distanzscheibe Haarabweiser

☐ A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
Farbe: Schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 **CHF 59,90**

mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 **CHF 232,90**

mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

☐ A9000500160-K001 **CHF 436,00**

mit Schraubachse

☐ A9000500160-K002 **CHF 596,00**

mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

☐ A9000500300-K **CHF 298,00**

Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

☐ A9000500301-K **CHF 353,00**

Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne
Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400*
10 mm pro Seite

CHF 57,80

☐ A9000500401*
15 mm pro Seite

CHF 57,80

☐ A9000500410*
20 mm pro Seite

CHF 57,80

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100

CHF 167,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200


CHF 167,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300

CHF 167,00

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht

Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550

CHF 770,00

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559

CHF 770,00

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555

CHF 770,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554

CHF 884,00



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552

CHF 884,00



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ = Oberfläche glanz

☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-006



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 285,00**
A9000205040-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 285,00**
A9000205040-006



Silikon-Greifringüberzug

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 **CHF 247,00**

- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 **CHF 247,00**

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
A9000205070-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
A9000205070-006



Ergo-Grip

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
A9000205080-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
A9000205080-006
Anbau an Felge anliegend



Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
H 24 mm
A9000205130-004

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad **CHF 422,00**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-004

- ☐ 26" Greifring für
26" Rad **CHF 422,00**
H 31 mm, Größe L
A9000205140-006



Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 425,00 A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = Schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm CHF 448,00 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 448,00 A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L CHF 448,00 A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm CHF 540,00 A9000205155-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L CHF 540,00 A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 
Gekko S schwarz eloxiert ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 **CHF 215,00**
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 **CHF 215,00**



Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004
Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 **CHF 45,60**
- ☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 **CHF 45,60**
- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 **CHF 45,60**
Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 **CHF 45,60**
Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 **CHF 98,00**
Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 **CHF 169,00**
Farbe: Schwarz
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen
Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

☐ A9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203411 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Explorer“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



☐ A9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe „Smart Sam“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis von CHF 210,00 (A9000200004)

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

☐ A9000200096 **CHF 108,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“,
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

☐ A9000206400 **CHF 165,00**

Nicht für Spinergy Antriebsräder



Handluftkompressor mit Manometer

☐ A9000901100 **CHF 113,00**

bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

☐ A9000902100 **CHF 79,80**



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

☐ A9000902110 **CHF 64,90**



Stockhalter mit Nylon-Becher

☐ A9000902310 **CHF 144,00**

flexibel



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9000903270 **CHF 106,00**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Transporttasche für Antriebsräder

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 **CHF 88,00**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ für 26" Rad
A9000903530-006 **CHF 88,00**
Ø 83 cm x 2 cm



Accessoire-Tasche

☐ A9000903600 **CHF 84,00**

17 cm x 13 cm x 5 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

☐ A9990000006 **CHF 357,00**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 20 - 2022-09-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt SPEEDY 4teen Rev. 11 CH