

**Mobilität wird einfach!**

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



**Date du devis :**

**Date de la commande :**

Selon CGV PRO ACTIV GmbH

**Revendeur de matériel médical / adresse de la société :**

N° client : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

CP/ Ville : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Interlocuteur. : \_\_\_\_\_

**Adresse de facturation différente** (voir ci-dessous)

N° client : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

CP/ Ville : \_\_\_\_\_

**Adresse de livraison différente** (voir ci-dessous)

N° client : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

CP/ Ville : \_\_\_\_\_

**Nom du client / commission :**

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

CP/ Ville : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Organisme payeur : \_\_\_\_\_

Indication : \_\_\_\_\_

## NJ1 Kompaktbike RS

**Avec dérailleur ou moyeu à roue libre  
et frein à disque**

**Poids max. utilisateur 100 kg**

- Rigidification par un tube additionnel qui connectent les tubes inférieures du châssis
- Fourche amovible rapidement via verrouillage excentrique
- Poignées en forme de A avec changement des vitesses et frein
- Dossier à inclinaison réglable en continu
- Carrossage de roue 6°
- Frein à disque hydraulique "Magura"
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Fanion de sécurité

9100100000

€ 3.940,00

### Mesures du corps

Taille : \_\_\_\_\_ cm

Poids : \_\_\_\_\_ kg

## Couleur du châssis

Vous trouverez de plus amples informations concernant le design de couleur actuel ainsi que des exemples sur : [www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php)

### Blanc RAL 9016

- brillant 9000100170-023
- mat 9000100170-123 € 33,30

### Argent brillant

- brillant 9000100170-011

### Anthracite RAL 7016

- brillant 9000100170-001
- mat 9000100170-101 € 33,30

### Noir RAL 9005

- brillant 9000100170-003
- mat 9000100170-019 € 33,30

### Noir pailleté argent

- brillant 9000100170-007

### Orange pur RAL 2004

- brillant 9000100170-022

### Fire Red

- brillant 9000100170-018
- mat 9000100170-118 € 33,30

### Rose Fuchsia RAL 4010

- brillant 9000100170-037
- mat 9000100170-137 € 33,30

### Sky Blue

- brillant 9000100170-017

### Bleu pastel RAL 5024

- brillant 9000100170-036
- mat 9000100170-136 € 33,30

### Bleu marine

- brillant 9000100170-045
- mat 9000100170-145 € 33,30

### Apple green

- brillant 9000100170-014
- mat 9000100170-114 € 33,30

### Lemon green

- brillant 9000100170-005
- mat 9000100170-105 € 33,30

### Violet

- brillant 9000100170-044

### Jaune RAL 1023

- brillant 9000100170-046
- mat 9000100170-146 € 33,30

### Rouge RAL 3001

- brillant 9000100170-047
- mat 9000100170-147 € 33,30

### Sablé transparent

- brillant 9000100170-029

## Couleur de la fourche

### Argent anodisée

- 9110100170-000

### Black Shadow, Noir RAL 9005, brillant

- 9110100170-001 € 103,80

## Dérailleur

### Shimano Deore 3x9 Rapide Fire Dérailleur 27 vitesses

- 9100200018
- Transmission:  
Pignon 22-32-44 dents,  
Cassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 dents



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Dérailleur à 11 vitesses

- 9110200034 € 151,00
- Dérailleur mécanique avec commande de la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42  
Non-compatible avec pneu Schwalbe "Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 Commande par bouton-poussoir Dérailleur à 11 vitesses

- 9110200035 € 1.175,00
- Dérailleur électronique avec commande de la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42  
Non-compatible avec pneu Schwalbe "Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"

### Shimano Deore XT 1x11 Di2 Rapid Fire Dérailleur à 11 vitesses

- 9110200032 € 1.138,00
- Dérailleur électronique avec commande de la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42  
Non-compatible avec pneu Schwalbe "Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 passage des vitesses au menton Dérailleur à 11-vitesses

- 9110200033 € 1.245,00
- Dérailleur électronique avec passage des vitesses au menton (option tétraplégique). Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42  
Non-compatible avec pneu Schwalbe "Knobby" 20x2" ou Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"



## Moyeu à vitesses intégrées

### Shimano "Alfine"11-vitesses, Moyeux à vitesses intégrées

- 9100200026 € 88,60
- Poignées pour changer les vitesses "Rapid Fire"  
Transmission: Couronne dentée 32 dents, cassette 20 dents  
(pour hauteur manivelle en taille L 19 dents)



### Rohloff "Speedhub 500/14" 14-vitesses, Moyeux à vitesses intégrées

- 9100200027 € 1.037,90
- Poignée pour changer les vitesses „Grip Shift"  
Transmission: Couronne dentée 32 dents, Cassette 16 dents



## Accessoires de changement de vitesses

### Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en pente pour moyeux à vitesses intégrées

9100200003 € 499,80

Engrenage planétaire pour doubler le nombre des vitesses.  
Toutes les vitesses (les vitesses intégrées dans le moyeu et de l'assistance en pente) peuvent être changées sans pédaler  
Compatible avec écartements 40 ou 45cm!  
**Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en pente pour dérailleur**

9100200006 € 371,30

Engrenage planétaire  
Remplacement des 3 plateaux en-haut.  
Les vitesses peuvent être changés sans pédaler.  
Compatible avec écartements 40 ou 45cm



## Châssis

### Géométrie du châssis

9100100000-001  
Longueur 104 cm  
SB=largeur d'assise env. 39 cm


9100100000-002  
Longueur 116 cm  
SB=largeur d'assise env. 39 cm

9100100000-003 € 161,20

Longueur 116 cm  
SB=largeur d'assise env. 43 cm

9100800013 € 355,50

Heavy Duty  
Poids jusqu'à 120 kg  
recommandé pour une utilisation hors piste / tout-terrain



## Accessoires de changement de vitesses pour dérailleur

### Poignée pour dérailleur "Grip-Shift", pour les 3 plateaux en-haut Montage à gauche

9110200017 € 43,30

SRAM Centera pour dérailleur 3 plateaux  
En combinaison avec le dérailleur Shimano Deore!



### Poignée pour dérailleur "Grip-Shift" 9 fois pour la cassette Montage à droite

9110200016 € 43,30

SRAM Centera pour dérailleur 9 plateaux  
En combinaison avec le dérailleur Shimano Deore!



### Lever à main pour le passage direct du dérailleur

9100200020 € 55,80

Commande pour le passage montée sur les 3 plateaux



## Frein

### Frein à disque efficace Heavy Duty « Magura »

9100300101 € 78,60

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg

### Deuxième système de freinage indépendant « Magura »

9100300100 € 183,90

Option qui remplace le frein Shimano V-Brake.  
Seulement en combinaison avec le frein à disque efficace Heavy Duty Magura !



## Dimensions

### Ecartements des manivelles

Ecartement 40 cm  
9100500100-040

Ecartement 45 cm  
9100500100-045

Ecartement 50 cm  
9100500100-050




### Hauteur des manivelles non-réglables

XS (X/Y 113/130)  
9100501100-004

S (X/Y 67/153)  
9100501100-003

M (X/Y 90/250)  
9100501100-001



### Manivelles réglables

9100500001 € 182,90

Réglables en longueur et en inclinaison.

Veillez nous indiquer pour le pré-réglage la hauteur des manivelles nécessaire pour réaliser la position appropriée (p.ex. XS, S; M)



### Hauteur : \_\_\_\_\_

Sans indication contraire, les manivelles réglables seront livrées en hauteur S.

### Longueur des manivelles

Longueur 155mm  
9100600100-155

Longueur 175mm  
9100600100-175

Longueur 195mm  
9100600100-195



### Fabrication spéciale

### Longueur de la manivelle sur

mesure \_\_\_\_\_ mm  
(longueur minimale 125 mm)

9100600101 € 155,80

## Repose-pieds

### Repose-pieds séparé

910010008

Montage sur la fourche pour des jambes courtes  
Seulement possible jusqu'à une taille de 165 cm !



### Repose-pieds monobloc

910010009

Montage sur la fourche



### Repose-pieds adapté sur le châssis

910010010 **€ 400,40**

Jambes non gênées par le mouvement de braquage, augmente la largeur du bike !  
Non-compatible avec garde-boue avant.



### Butée de pieds pour repose-pieds

910010012 **€ 71,90**



### Support des cuisses

910010013 **€ 127,90**



## Equipement du dossier

### Dossier avec tôle entretoise

910080000

Rembouillage en mousse 1,5 cm



### Toile de dossier Body Contour

910080010 **€ 123,80**

Rembouillage en mousse 3 cm  
Housse : noire/respirante



## Toile d'assise


### Toile d'assise système de sangle ouvert

9100801010



### Toile d'assise Body Contour

9100801025



## Coussins

Mesures en cm	Forme	Coussin "Standard" 9100000190	Coussin avec guidage cuisses 9100800103
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30		-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40		-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40		-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Prix		<b>€ 88,30</b>	<b>€ 161,10</b>

Housse: noire respirante

Épaisseur: 4cm

Coussin avec guidage cuisses seulement possible avec support des cuisses réf. 9100100013

## Roues

### Jantes double parois

26" (559)  
9100104260

## Pneus

### Schwalbe Durano

26x1,1" (559-28)  
9100105000  
Racing-Slic



### Schwalbe Marathon Plus Tour

26x2,0" (559-50) **€ 58,80**  
9100105140



## Accessoires bike

### Garde-boue démontable

9110502100 **€ 45,80**



### Garde-boue avant

9100100231 **€ 141,50**

vissé sur la fourche  
Couleur : noir mat  
recommandé pour une utilisation offroad ou pneu MTB/VTT

### Barre arrière anti-contact serrée sur le tube d'axe

9100800100 **€ 171,80**



### Appui-tête

9100800150 **€ 206,00**

réglable en hauteur  
inclinaison réglable



### Fixation du pelvis

9100800200 **€ 93,50**



**SIGMA BC 1200  
Compteur**

9110901000      € 55,30  
sans fil, avec support



**SIGMA BC 1606L DTS  
Compteur**

9110900018      € 135,20  
avec kit de fréquence de pédalage  
sans fil



**Support ø 22 mm x 42 mm pour la  
fixation d'accessoires (compteur,  
éclairage, etc.)**

9110903271      Stk. á € 18,30  
Couleur : anodisé naturel



\_\_\_\_\_ pièce(s)

**Kit d'éclairage SIGMA Lightster DEL  
avec support**

9100900019      € 102,50  
avec chargeur de batterie et kit batteries  
(4 pièces NICD) phare avant et arrière



Remarques ou notes additionnelles:

**Options pour les utilisateurs à fonctions  
limitées**

**Support de main Tétra, pivotant et  
réglable au niveau de l'écartement  
des poignées**

9110601101      € 140,30



**Poignées tétra en demi-cercle**

9110601100      € 135,90



**Support revers de la main tétra,  
pivotant et réglable au niveau de la  
profondeur**

9110601102      € 158,60

Support très rigide, tube rond ø 20mm  
avec housse en caoutchouc



Par la présente, je confirme que mes indications faites  
ci-dessus sont correctes

\_\_\_\_\_  
Ville, date

\_\_\_\_\_  
Signature (client final)

\_\_\_\_\_  
Ville, date

\_\_\_\_\_  
Signature (revendeur professionnel)