



SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap“ Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Beidseitige Kettenschutzscheiben in schwarz
- Ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

A9114000000 € 2.678,00

Grundausstattung:

- Freilaufnabe mit Singlespeed Kit, 15 Zähne
- Hydraulische Scheibenbremse mit Ø 180 mm Scheibe
- Mech. Shimano Scheibenbremse, Bremsgriff links

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines SPIKE Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- ☐ glanz A9000100170-023
☐ matt A9000100170-123 € 43,40

Brillant Silber

- ☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- ☐ glanz A9000100170-001
☐ matt A9000100170-101 € 43,40

Schwarz RAL 9005

- ☐ glanz A9000100170-003
☐ matt A9000100170-019 € 43,40

Tiefschwarz Effekt Silber

- ☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- ☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

- ☐ glanz A9000100170-018
☐ matt A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

- ☐ glanz A9000100170-037
☐ matt A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

- ☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- ☐ glanz A9000100170-036
☐ matt A9000100170-136 € 43,40

Marine Blau

- ☐ glanz A9000100170-045
☐ matt A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

- ☐ glanz A9000100170-015
☐ matt A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

- ☐ glanz A9000100170-005
☐ matt A9000100170-105 € 43,40

Violett

- ☐ glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- ☐ glanz A9000100170-046
☐ matt A9000100170-146 € 43,40

Rot RAL 3001

- ☐ glanz A9000100170-047
☐ matt A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

- ☐ glanz A9000100170-052
☐ matt A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

- ☐ glanz A9000100170-050
☐ matt A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

- ☐ glanz A9000100170-051
☐ matt A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

- ☐ glanz A9000100170-038
☐ matt A9000100170-138 € 43,40

Ausstattung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- ☐ A9114200032 € 403,70
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- ☐ A9114000008 € 718,70
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung


- ☐ A9100200003 € 797,40
 Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge. Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!
 In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm



Abmessungen

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- ☐ Griffweite 36 cm
 A9114500100-036
☐ Griffweite 40 cm
 A9110500100-040
☐ Griffweite 45 cm
 A9110500100-045



Standard Tretkurbel

- ☐ Länge 135 mm
 A9110600100-135
☐ Länge 155 mm
 A9110600100-155
☐ Länge 175 mm
 A9110600100-175

Bereifung

20x2" Schwalbe „Big Apple“

☐ A9114105125
(ETRTO 406-50)
Ballonreifen



Schwalbe „Marathon Plus“

☐ 20x1,75" (406-47)
A9130105128
unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband
Smart Guard



Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

☐ A9000206100-K € 55,80
Nur in Verbindung mit Schwalbe „Big Apple“.

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- ☐ Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00
- ☐ Für BUDDY
A9110100100-003 € 370,00
- ☐ Für TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- ☐ Für SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you € 564,70
A9110102001
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

- ☐ 1° Sturz
☐ 4° Sturz
☐ 6° Sturz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- ☐ A9110700141 € 537,20
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

- ☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

- ☐ A9110700023



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- ☐ A9110701300 € 537,20
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- ☐ A9110701400 € 537,20
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm



Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

☐ Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [110 mm] € 46,70
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] € 56,60
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

Kombinationsadapter PA-Triride, lenkbare Quick-Snap Ausführung

☐ A9199000083 € 659,70

mit Quick-Snap Adaption zur Adaption von
PRO ACTIV Handbikes und Zuggeräten sowie
Triride Produkten, welche mit dem PRO ACTIV
Adapteranbau-Paket (A9140700000)
ausgestattet sind.

Im Lieferumfang sind KEINE Rahmenklemmen
enthalten. Diese bitte entsprechend auswählen.



Auswahl der Rahmenklemme:

☐ Ø 25 mm
E8140BS-C-106 € 205,20

☐ Ø 30 mm
E8140BS-C-107 € 205,20

☐ Ø 32 mm
E8140BS-C-108 € 205,20

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 € 106,10

rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Zubehör

Steck-Schutzblech

aus Kunststoff
inkl. benötigten Montagekomponenten

☐ A9122502100 € 109,40

In Verbindung mit Gepäckträger

☐ A9122502101 € 58,10



Schutzblech Alu

inkl. benötigten Montagekomponenten

☐ A9122500005 € 153,50

In Verbindung mit Gepäckträger

☐ A9122500006 € 112,40

SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10
kabellos, mit Halterung



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

☐ A9114500005 € 85,80

Alu-Gepäckträger „cargo systems“

☐ A9120900000 € 210,00


Farbe: Schwarz
max. Belastungsgewicht 10 kg,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe



Rangierrollen für Abstellständer

☐ A9110900017 € 122,10

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 € 169,40



Tetra Schalengriffe

☐ A9110601100 € 172,40



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 6 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt Spike Adaptivbike Rev. 17