



DEIN ALLROUNDER FÜR JEDE LEBENSLAGE.

Der Aktivrollstuhl **SPEEDY 4all** bietet Dir die perfekte Kombination aus sportlichem Design und durchdachter Funktionalität. Mit seinem stabilen Starrrahmen steht er für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Dank der integrierten Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung kannst Du Deine Sitzposition jederzeit flexibel anpassen. Egal, ob im Alltag oder bei besonderen Herausforderungen – der **SPEEDY 4all** ist bereit, Dich in jeder Lebenslage zu unterstützen und jede Herausforderung zu meistern.

SPEEDY 4all



#MehrMobilität

Zuggeräte und Adaptivbikes lassen sich mit wenigen Handgriffen über Adapter ankoppeln; optionale Radstandsverlängerung für zusätzliche Traktion.



#Zuverlässigkeit

Stabiler und langlebiger Rahmen für maximale Mobilität und Kompatibilität mit Zusatzantrieben und Adaptionen.



#Selbstständigkeit

Die flache Rahmenbauweise, die abfaltbare Rückenlehne und die werkzeuglos abnehmbaren Baugruppen ermöglichen einen unkomplizierten, selbstständigen Transport.



#Flexibilität

Integrierte Kippunkt- und Sitzhöhenverstellung in 1 cm-Schritten zur optimalen Anpassung an Deine Bedürfnisse.





PERFEKT ANGEPASST AN DEIN LEBEN.

Dein **SPEEDY 4all** wird individuell nach Deinen Bedürfnissen gefertigt. Mit 9 Rahmenparametern kannst Du Deinen SPEEDY 4all perfekt auf Dich anpassen. Du hast eine große Auswahl an Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Rücken- und Sitzsystemen, Kleiderschützern, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkrädern.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:




Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Wendiger Einhandantrieb mit Doppelgreifring für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite.



Mit der Heavy Duty Ausstattung ist Dein SPEEDY 4all für Extrembelastungen ausgelegt und für ein Nutzergewicht bis zu 190 kg geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	30 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	36 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	37 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	39 - 47 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	44 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	-3 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 9,9 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 190 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024

Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.