

FOXX



**BUILT FOR THE WILD.
MADE FOR YOU.**

FOXX Offroad-Kompaktbike – adaptives Mountainbiking neu gedacht.

Ob steile Anstiege, technische Trails oder flowige Passagen – das FOXX ist dein zuverlässiger Begleiter. Mit innovativer High-Pivot Kinematik, durchdachter Geometrie und einem kraftvollen Antriebssystem bringt es dich überall hin – mit maximaler Kontrolle, Komfort und Power.

Groß in der Performance. Kompakt im Format.

Trotz Offroad-Power bleibt das FOXX mit 2 m Länge, 1,20 m Radstand und nur 53 kg Gewicht kompakt und transportfreundlich. Für einen einfachen Transport lässt sich das FOXX mit wenigen Handgriffen im Packmaß anpassen.

Maximale Performance mit High-Pivot Kinematik.

Das 4-Bar Linkage System sorgt für perfekten Grip, Effizienz und Komfort. Dank des intelligenten Übersetzungsverhältnisses und des ausgeklügelten Anti-Squat-Verhaltens kurbeln Sie kraftvoll und effizient, während das feinfühliges Fahrwerk Unebenheiten souverän schluckt. Ideal für jedes Gelände – ob bergauf, bergab oder querfeldein.



Vorderräder | Hinterrad
24" | 27,5"



Vollgefedert
100 mm | 140 mm



Motoren bis
500 W & 130 Nm



Reichweite
bis 150 km

VIelfÄLTIGE OPTIONEN

Präzision und Traktion auf jedem Untergrund

Die innovative Querlenker-Einzelradaufhängung des FOX garantiert dir maximale Traktion und Kontrolle. Das individuell einstellbare Fahrwerk und der Stabilisator zwischen den Rädern sorgen für stabile Kurvenlage und Sicherheit.

Individuell abgestimmtes Fahrwerk

Wähle aus hochwertigen Fahrwerksoptionen, perfekt abgestimmt auf deinen Fahrstil und Einsatzbereich. Alle Dämpfer verfügen über drei Fahrmodi, die je nach Gelände und gewünschtem Ansprechverhalten angepasst werden können.



Komfort trifft Kontrolle

Das anpassbare Rückensystem mit einstellbarem Rückenwinkel, das ergonomische Sitzkissen und individuell einstellbare Beinstützen sorgen für eine perfekte Sitzposition und maximale Fahrstabilität.

Doppelakku & Schnellwechsel

Zwei wählbare starke Antriebssysteme garantieren Power pur. Kombinierbar mit einem Doppelakku-System für bis zu 150 km Reichweite.

TECHNISCHE DATEN

Federung:	Vollgefedert mit 100 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten Standard Fahrwerk: Vorderachse: FOX Float DPS Performance Hinterachse: Manitou Mara Inline Offroad Fahrwerk: Vorderachse: FOX Float DPS Factory Hinterachse: Manitou Mara Pro
Mittelmotor:	Bafang M560 130 Nm 500 W 3,3 kg Shimano 85 Nm 250 W 2,7 kg
Akku:	Bafang 48 V 14,5 Ah 696 Wh Reichweite ca. 50 - 75 km 3,77 kg Shimano LiMn 36 V 17,5 Ah 630 Wh Reichweite ca. 45 - 70 km 3,5 kg
Radgrößen:	Vorderradgröße: 24" Hinterradgröße: 27,5"
Bodenfreiheit:	19 cm
Sitzbreite:	37 cm
Gewicht:	ab 53 kg (mit Akku)
Packmaß:	ab 110 x 80 x 56 cm

MADE IN GERMANY

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

72359 Dotternhausen

E-mail: info@proactiv-gmbh.de | Tel. +49 (0) 7427 9480-0

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 05/2025

Alle Angaben erfolgen unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen, technischer Anpassungen, Druckfehlern und Farbabweichungen.



FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

