



NJ1 Adaptivbike RS

mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse

bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Abstellständer
- Steck-Schutzblech
- Kettenschutzrohr
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- u. Heckscheinwerfer

9110100000 CHF 3.790,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Farbe

**Silber,
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz**

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Kettenschaltung

**Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
27-Gang-Kettenschaltung**

9110200020

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne



**Shimano XT 1x11 Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
Knobby 20x2"!



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
Taster Bedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Nabenschaltung

**Shimano "Alfine"
11-Gang-Nabenschaltung**

9110200026 **CHF 121,00**

Schaltgriff "Rapid Fire"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



**Shimano "Alfine Di2"
11-Gang-Schaltung**

9100200029 **CHF 1.565,00**

elektrische Schaltung, Schaltvorgang über
Bedientaster,
mit Freilauf ohne Rücktrittbremse
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kettenritzel 20 Zähne.



Hydraulische Rücktrittbremse als zusätzliche
Option möglich



**Rohloff "Speedhub 500/14"
14-Gang-Nabenschaltung**

9110200027 **CHF 1.790,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung in Verbindung mit
Nabenschaltung
Erweiterung auf doppelte
Ganganzahl**

9110200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand
geschaltet werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung
in Verbindung mit Kettenschaltung
Erweiterung auf doppelte
Ganganzahl**

9110200006 **CHF 510,00**

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und
ermöglicht das Schalten der
Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"
3-fach, Anbau links**

9110200017 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!



**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"
9-fach, Anbau rechts**

9110200016 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!
Nicht in Kombination mit 11-fach Schaltung.



**Handhebel zur Direktschaltung des
3-fach Umwerfers**

9110200030 **CHF 76,70**

Direkte Handbedienung des Umwerfers am
3-fach Zahnkranz



Schaltungszubehör für Freilauf-Schaltnabe

Die nachfolgenden Optionen sind bei den Kettenschaltungen im Lieferumfang enthalten! In Verbindung mit den Freilauf-Schaltnaben wird die Anzahl der Gänge um den Faktor 3 erweitert!

3-fach Kettenblattgarnitur Deore mit Daumenschalter links

9110000014 **CHF 526,70**

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung auf 33 bzw. 42 Gänge
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44
Umwerfer und Kettenblattausführung: Shimano Deore



3-fach Kettenblattgarnitur Deore mit Umwerferdirektbedienung

9110000016 **CHF 387,10**

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung auf 33 bzw. 42 Gänge
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44
Direktbedienung des Umwerfers, Umwerfer und Kettenblattausführung: Shimano Deore



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203mm

9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80kg Anhängelast
Nicht in Verbindung mit BionX IGH2 oder IGH3.
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse



Feststellbremse über Schalthebel bedienbar

9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert,
2. Bremsgriff am Kurbelgriff links entfällt



Doppeltes Scheiben-Bremssystem "Magura" Brems Scheibe Ø 203mm

9110300100 **CHF 253,00**

V-Brake Felgenbremse als Feststellbremse über Rasthebel bedienbar

Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion für Rückwärtsfahrt

9110300003 **CHF 865,00**

kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschaltnabe in Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 oder 50cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm bis 120kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung!



Abmessungen

Tretlagerwelle


Griffweite 40cm
9110500100-040

Griffweite 45cm
9110500100-045

Griffweite 50cm
9110500100-050

Griffweite 55cm
9110500100-055
über 25mm Griffdistanz

CHF 78,60




Tretlagerstütze starr

L (X/Y 158/362mm)
9110501100-002

XL (X/Y 158/410mm) **CHF 71,80**
9110501100-006

XXL (X/Y 170/465mm) **CHF 71,80**
9110501100-007



Tretlagerstütze verstellbar

9110500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert.
Lieferbar bis Größe XL



Tretkurbel

Länge 155mm
9110600100-155

Länge 175mm
9110600100-175

Länge 195mm
9110600100-195



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____mm
(Mindestlänge 125mm)

9110600100-000 **CHF 217,80**

Antriebsrad

Antriebsrad mit Doppelwandfelge

20" (406)
9110203050

24" (507)
9110104259

26" (559)
9110104260

Bereifung

Schwalbe "Marathon"

- 20x1,5" (406-40)
9110105120
- 26x1,5" (559-35)
9110105100

Tourenreifen



Continental "Ride Tour"

- 24x1,75" (507-47)
9110105127

Tourenreifen



Schwalbe "Big Apple"

- 20x2" (406-50)
9110105125

Balloonreifen



Schwalbe "Knobby"

- 20x2" (406-54)
9110105126

Profilreifen



Schwalbe "Marathon Plus"


unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband Smart Guard

- 9130105128 **CHF 32,70**
20x1,75" (406-47)
- 24x1,75" (507-47) **CHF 32,70**
9110105135



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 **Stk. á CHF 25,20**
Farbe: natur eloxiert
- _____ Stück



Abstellständer NJ1 Adaptiv abschwenkbar, höhenstellbar

- 9110903296
zur einfachen Adaption in Verbindung mit "Quick-Snap"-Adapter
Farbe: schwarz

Alu-Gepäckträger "cargo systems"

- 9110903290 **CHF 110,00**
Farbe: schwarz
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladeplattform,
max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Rangierrollen für Abstellständer

- 9110900017 **CHF 132,20**
Rangierrollen über Doppelspannklammer an Abstellständer montiert. (Abb. ähnlich)



Rangiergriff an Kettenschutz montiert

- 9110500000 **CHF 182,90**
mit Moosgummiüberzug



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110700141 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110701300 **CHF 599,20**
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110701400 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz

Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9110502100



Beleuchtungsset SIGMA

- 9100900019
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 **CHF 73,20**
kabellos



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

- 9110900018 **CHF 179,70**
kabellos
mit kabellosem Trittfrequenz-Set



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen
Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig
ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser
von
23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525

Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm

9110701530

Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm

9110701535

Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm


Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2 **CHF 398,00**
9110100100-002

Für Buddy **CHF 398,00**
9110100100-003


Für Traveler **CHF 398,00**
9110100100-001



4° Sturz integriert, Spur unabhängig
einstellbar

Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all / **CHF 590,00**
4teen / 4you /
Traveler 4you
9110102001



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig
einstellbar

Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy F2 **CHF 590,00**
9015101000

Für Speedy F4 **CHF 590,00**
9110101000



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig
einstellbar

Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch
PRO ACTIV geprüft werden!



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Shimano Deore XT 1x11 Di2 Kinnbedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
Knobby 20x2"!



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Schalengriffe

9110601100 **CHF 187,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø
20mm mit Moosgummiüberzug



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und
Schließen der Schnellspannklammer zu
erleichtern



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

9110700005 **CHF 79,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des
Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu
erleichtern.



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm) **CHF 305,00**
9000800016

Größe M (125cm) **CHF 305,00**
9000800013

Größe L (145cm) **CHF 305,00**
9000800014

Größe XL
(165cm) **CHF 305,00**
9000800017



bestehend aus elastischem Gurtmaterial in
Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss
und Bedienlasche.
Farbe: schwarz

Dienstleistungen

Anmerkungen und Notizen:

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 **CHF 357,00**

Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV

9990000001
an Neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl
(Montage inkl.)

Prod.-Nr.: _____

9990000002 **CHF 180,00**

an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl

Prod.-Nr.: _____

9990000014 **CHF 357,00**

an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung
und Anbaufreigabe sowie Auslieferung
durch den Fachhandel, technischer
Anbau durch PRO ACTIV)
zzgl. Montagematerial

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

9990000007 **CHF 610,00**

zzgl. Versandkosten

Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl

Prod.-Nr.: _____

(Anbau und Auslieferung durch
Fachhandel)

9990000005

an Fremdprodukt

Hersteller: _____

Modell: _____

(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und
Auslieferung durch Fachhandel)

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)