



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



HUSK-E Adaptivbike

**Kraftvolle Shimano Ausführung
bis 120 kg Anhängelast**

- Für Fahrer mit Muskelkraft, die ihren Aktionsradius erweitern und sich zudem für ihre Gesundheit aktiv betätigen möchten
- HS-Ausführung für bestmögliches Ansprechverhalten
- Für unebenes Gelände, Hügel, Anstiege und anspruchsvolle Strecken geeignet
- Ketten- und Nabenschaltungen möglich
- Scheibenbremse mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausrüstung

- Shimano Mittelmotor | 250W | 85Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Display EP8

A9117100030-020

CHF 7.870,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Heavy Duty Ausführung

Sonderfreigabe Nutzergewicht

A9117100100 **CHF 531,20**

Für Nutzergewichte von 120 kg bis 150 kg

Display

Display EP8

Im Grundpreis enthalten

Features:

- Uhrzeit
- Unterstützungsmodus
- Akku-Ladezustand
- Geschwindigkeit
- Distanz und Fahrzeit
- Gesamtkilometer
- Geschätzte Reichweite und Reichweitenübersicht
- Trittfrequenz
- Ganganzeige bei Di2 Schaltungen



Großes Display E6100

A9117200100 **CHF 65,50**

Ersetzt das kleinere Farbdisplay EM800, welches standardmäßig verbaut wird.

Features:

- Ein- und Ausschalttaste, Systemstart vom Display
- Lichttaste (ein/aus am Display)
- Modustaste
- Gut ablesbare Anzeige, große scharfe Schrift
- Viele Anzeigeeinhalte im selben Bild



Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050

Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051

Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200026

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff rechts montiert
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200021 **CHF 238,50**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff rechts montiert
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE XT

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200022 **CHF 649,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff über einen Taster.

Bedienung: Rechts Links
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE XT
Di2

**Shimano Deore XT 1x11 Di2
mit Kinnbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

A9117200023 **CHF 1.307,50**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 381 % mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



Nabenschaltung

**Nexus 5-Gang Nabenschaltung Di2
mit Tasterbedienung**

A9117200032 **CHF 658,40**

Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Bedientaster

Bedienung: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 180 mm.
mit zusätzlicher mechanischer Feststell-Scheibenbremse



**Nexus 5-Gang Nabenschaltung Di2
mit Kinnbedienung**

A9117200033 **CHF 1.051,30**

Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Kinnbedienung
Taster am Tretlager mittig montiert
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 180 mm



Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“

A9117300100 **CHF 179,50**

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff
Mechanische Feststell-Scheibenbremse entfällt.

**Rücktrittscheibenbremse mechanisch
mit Kurbelfreischaltfunktion**

A9117300110 **CHF 788,60**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt-nabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als Feststellbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



**Fahrbremsen – Ergänzung für
mechanische Feststellbremse**

A9117300120 **CHF 124,00**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit kann die mechanische Scheibenbremse als Fahrbremse und Feststellbremse genutzt werden.

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Shimano 36V 14Ah 504Wh

Reichweite: ca. 45-75 km

A9117900100
Montage links an der Gabel

Akku Shimano 36V 17,5Ah 630Wh

Reichweite: ca. 55-85 km

A9117900105 **CHF 199,30**
Montage links an der Gabel



Doppelakku Shimano 14Ah 504Wh

Reichweite ca. 90-150 km

A9117900120 **CHF 1.567,70**

Montage beidseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme
des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit
Rechtsbedienung.

Doppelakku Shimano 17,5Ah 630Wh

Reichweite ca. 110-170 km

A9117900125 **CHF 2.000,00**

Montage beidseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme
des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit
Rechtsbedienung.



Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A9117500006

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

A9117500010 **CHF 163,90**

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- _____

Farbe: _____

Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 **CHF 30,70**
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle

- Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten Halterohren
A9117500001
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
CHF 165,90
- Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße
- Länge 620 mm (lang)
mittels längerer Tretlagerdistanz
A9117500003
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße
CHF 218,40

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9100600105-155 **CHF 145,30**
- Länge 175 mm
A9100600105-175 **CHF 145,30**
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm
A9100600100 **CHF 276,30**



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

- A9110601200 **CHF 109,80**
gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601101 **CHF 181,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601102 **CHF 204,60**
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Tetra-Ergogriff freistehend

- A9100600001 **CHF 175,80**
Kurbelgriffe vertikal angeordnet
kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

- A9110601100 **CHF 184,10**



Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 130,40**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert



LED Beleuchtungsset für Shimano System

A9117900200 **CHF 138,50**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung entfällt



Gepäcktaschen inkl. Halterungen für die Gabelholme

A9117900220 **CHF 336,80**

zwei Gepäcktaschen mit je 5,8 l Volumen
Farbe Halterung: Silber
Farbe Taschen: Dark Sand
Max. Belastungsgewicht pro Seite: 5 kg



Bediensatellit am Handgriff

Montage: Rechts Links

mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt).

A9117200040 **CHF 95,60**

ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9117200041 **CHF 135,50**

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 111,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 **CHF 78,90**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 58,70**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) **CHF 255,00**
A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 255,00**
A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 255,00**
A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 255,00**
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700142 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701302 **CHF 590,90**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701401 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701502 **CHF 629,50**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rähmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rähmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900072
Rohrdurchmesser 23-27 mm

Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900078
Rohrdurchmesser 28-32 mm

Klemmbereich 70 mm **CHF 80,20**
A9110900079
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmbereich 75 mm **CHF 280,80**
A9199000080
Rahmenklemmung Kuschall 2.0

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [110 mm] **CHF 49,00**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [170 mm] **CHF 59,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 70 mm geliefert.

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 113,30**


rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 395,10**
- Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 395,10**
- Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 395,10**
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you **CHF 603,10**
A9110102001
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- Für SPEEDY F2 / F3
A9015100005 **CHF 782,30**
mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 **CHF 378,60**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

- A9990000011 **CHF 344,20**

Anbau des Handbikes / Zugerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- A9990000012 **CHF 223,30**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- A9990000013 **CHF 356,20**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.