



PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme

Kostenvoranschlag Datum:

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Rechnungsadresse: wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystemes zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung

(siehe separat beigefügtes Maßblatt:

Kommission.: _____)

Nachrüstung für einen PRO ACTIV Rollstuhl¹

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Nachrüstung für Fremdprodukt¹


- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens PRO ACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


¹Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

Sitzsysteme

"Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur"




"Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur"



Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert (bei Rollstuhlneubestellung)



- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy und Lift 9000801210 **CHF 289,00**

Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

Sitzkissen mit Radiuskontur

Sitzkissen "PRO ACTIV Standard" mit Radiuskontur



- Höhe: 3 cm Inlett: Standard 9000800300-003 **CHF 159,00**
- Höhe: 4 cm Inlett: Standard 9000800300-004 **CHF 159,00**
- Höhe: 5 cm Inlett: Standard 9000800300-005 **CHF 159,00**

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- schwarz, geschlossene Oberfläche

Sitzkissen in Rechteckkontur

Sitzkissen "PRO ACTIV Anti-Dekubitus" in Rechteckkontur



- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000805204-004 **CHF 252,00**
- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-004 **CHF 429,00**
- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000805204-006 **CHF 252,00**
- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-006 **CHF 429,00**

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- schwarz, geschlossene Oberfläche

Sitzkissen "PRO ACTIV Anti Dekubitus" mit Radiuskontur




- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000800311-004 **CHF 296,00**
- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-004 **CHF 473,00**
- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000800311-006 **CHF 296,00**
- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-006 **CHF 473,00**

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- schwarz, geschlossene Oberfläche

Rückenausstattung mit Rückenschale



Maße	Maßangaben	Hinweise			
A Sitzbreite	_____ cm				
B obere Rückenbreite		SB 18 – 22: 13 cm	SB 23 – 30: 14 cm	SB 31 – 38: 17 cm	SB 39 – 50: 19,5 cm
C Durchhang		SB 18 – 22: 5 cm	SB 23 – 30: 6 cm	SB 31 – 38: 6,8 cm	SB 39 – 50: 7,5 cm
F Höhe max. Lordosewölbung	_____ cm	unter SB 24 cm ohne Lordosegurte	SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm	SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm	SB 44–50: 22,5–24 cm
G Rückenhöhe	_____ cm	min. 24 cm			
H		< RH 25 cm: 4,5 cm	RH 25 – 48: 5,5 cm	RH 49 – 52: 7,0 cm	

Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Buddy
9041802210

CHF 435,00

Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.
9041401075-001; 9041401075-002;
9041401080 und 9041401085!



Rückenkissen,
sofern gewünscht,
bitte separat
auswählen!

Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Speedy A1,
A2, F1, F2, F4,
4all, 4you, 4teen
und Lift
9000802210

CHF 435,00

mit Lordoseunterstützung
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Rückenkissen,
sofern gewünscht,
bitte separat
auswählen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Buddy
9041802019

CHF 289,00

mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen!
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.
9041401082!



Rückenkissen,
sofern gewünscht,
bitte separat
auswählen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Speedy A1,
A2, F1, F2, F4,
4all, 4you, 4teen,
und Lift
9000802019

CHF 289,00

mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen, nicht in
Verbindung mit Schiebegriffen!



Rückenkissen,
sofern gewünscht,
bitte separat
auswählen!

Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- 9000802220

CHF 216,00

Polsterdicke 2cm
Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 schwarz, geschlossene Oberfläche



Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 34 und SB 33 cm

- für Traveler
9030802210


CHF 611,00

mit Lordoseunterstützung,
Befestigung am Rückenquerbügel,
über Rastklinke abnehmbar
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Rückenkissen,
sofern gewünscht
bitte separat
auswählen!

Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



Maße	Maßangaben	Hinweis
A Sitzbreite	_____ cm	
B Rückenhöhe	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Höhe Lordosebiegung Auswahl nur bei Artikelnummer 9000802016	_____ cm	Die Höhe der Lordosewölbung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23cm geliefert.
G Lordosetiefe	_____ cm	Empfehlung: 2 – 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm
H Ausstellung nach außen	_____ cm	max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest
I Ausstellwinkel	_____ Grad	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift
9000802018 **CHF 289,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- Buddy
9041802018 **CHF 289,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.:
9041401082!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift
9000802016 **CHF 315,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- Buddy
9041802016 **CHF 315,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit matt
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.:
9041401082!



Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:
www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe: anthrazit matt geliefert.

Standardfarbe:

Anthrazit RAL 7016

glanz 9000100179-995

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe:

9000100179-999 **CHF 91,50**

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign:

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll.

- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe

- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe

- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

**Falls eine andere Farbe gewünscht wird,
bitte diese entsprechend aus der
Farbpalette Rollstuhl auswählen:**

in Farbe aus Einfarbdesign:

9000100179-998 **CHF 148,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe
(Einfarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

9000100179-997 **CHF 239,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten
Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum **Unterschrift (Endkunde)**

Ort, Datum **Unterschrift (Fachhändler)**