



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:* _____
Name:* _____
Straße:* _____
PLZ / Ort:* _____
Tel.:* _____
Fax: _____
E-Mail:* _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name:* _____
Straße:* _____
PLZ / Ort:* _____
Tel.:* _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



NJ1 Kompaktbike RS

mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem „Magura“
- Shimano V-Brake (Felgenbremse) inkl. Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel

9100100000 € 3.940,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 901

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 € 33,30

Brillant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 € 33,30

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 € 33,30

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
 matt 9000100170-118 € 33,30

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
 matt 9000100170-137 € 33,30

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
 matt 9000100170-136 € 33,30

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
 matt 9000100170-145 € 33,30

Apple Green

- glanz 9000100170-014
 matt 9000100170-114 € 33,30

Lemon Green

- glanz 9000100170-005
 matt 9000100170-105 € 33,30

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
 matt 9000100170-146 € 33,30

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
 matt 9000100170-147 € 33,30

Transparent gestraht

- glanz 9000100170-029

Farbe Antriebseinheit

Silber, Antriebseinheit eloxiert

- 9110100170-000

Black Shadow, Antriebseinheit tiefschwarz RAL 9005, glatt glanz

- 9110100170-001 € 103,80
 - Gabelholm R und L
 - Gabelbrücke oben und unten
 - Tretlagerstütze

Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

- 9100200018
 Übersetzung:
 Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
 Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200034 € 151,00
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Taster Bedienung 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200035 € 1.175,00
 elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200032 € 1.138,00

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Kinnbedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200033 € 1.245,00

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Nabenschaltung

**Shimano „Alfine“
11-Gang Nabenschaltung**

9100200026 € 88,60

Schaltgriff „Rapid Fire“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tetralagerstütze Gr.L 19 Zähne)



**Rohloff „Speedhub 500/14“
14-Gang Nabenschaltung**

9100200027 € 1.037,90

Drehgriffschalter „Grip Shift“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung in Verbindung mit
Nabenschaltung**

9100200003 € 499,80

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden.
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!



**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung in Verbindung mit
Kettenschaltung**

9100200006 € 371,30

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand!
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

**Drehgriffschaltung „Grip-Shift“
3-fach, Anbau links**

9110200017 € 43,30

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer
Nur in Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung!



**Drehgriffschaltung „Grip-Shift“
9-fach, Anbau rechts**

9110200016 € 43,30

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk
Nur in Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung!



**Handhebel zur Direktschaltung des
3-fach Umwerfers**

9100200020 € 55,80

direkte Handbedienung des Umwerfers am 3-fach Zahnkranz



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203mm

- 9110300105 € 68,60
Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.



Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Brems Scheibe Ø 203mm

- 9100300100 € 183,90
V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken Bremssystem!


Chassis

Chassis-Geometrie

- Länge 104 cm
SB ca. 39 cm
9100100000-001
- Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
9100100000-002

- Länge 116 cm
SB ca. 43 cm
9100100000-003 € 161,20

- Heavy Duty Ausführung
bis 120 kg Körpergewicht
9100800013 € 335,50
empfohlen bei Offroad-Nutzung



Abmessungen


Tretlagerwelle

- Griffweite 40 cm
9100500100-040
- Griffweite 45 cm
9100500100-045
- Griffweite 50 cm
9100500100-050



Tretlagerstütze starr

- XS (X/Y 113/130)
9100501100-004
- S (X/Y 67/153)
9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar


- 9100500001 € 182,90

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Tretkurbel

- Länge 155 mm
9100600100-155
- Länge 175 mm
9100600100-175
- Länge 195 mm
9100600100-195



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)

- 9100600101 € 155,80

Beinstütze

Beinstütze geteilt

9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




Beinstütze umlaufend

9100100009
Adaption an der Gabel



Beinstütze an Chassis adaptiert

9100100010 € 400,40
Beine nicht durch Lenkbewegung beeinflusst,
erhöht die Fahrzeugbreite!



Fußanschlag für Beinstütze

9100100012 € 71,90



Oberschenkelfixierung

9100100013 € 127,90



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Foampolsterung 1,5 cm

9100800000




Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

9100800002 € 117,20
Bezug: Schwarz, atmungsaktiv

Rückenbespannung body contour

9100800010 € 123,80
mit Rückenkissen 3 cm
Bezug: Schwarz, atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

9100801010





Sitzbespannung body contour

9100801025
atmungsaktiv, federnde Wirkung



Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 9100000190	Sitzkissen mit Ober- schenkel- führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	€ 88,30	€ 161,10

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Sitzkissen mit Oberschenkelführung nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung.

Räder

Laufräder mit Doppelwandfelge

- 26" (559)
9100104260

Bereifung

Schwalbe „Pro One EVO“

- 26x1,1" (559-28)
9100105160



Schwalbe „Marathon Plus Tour“

- 26x2,0" (559-50) € 58,80
9100105140



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9100502100 € 45,80



Beinschutzblech

- 9100100231 € 141,50
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: Schwarz matt

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

- 9100800100 € 171,80
mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenstütze

- 9100800150 € 206,00
Höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt







- 9100800200 € 93,50



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 € 55,30
Kabellos, mit Halterung



<p>SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> 9110900018 € 135,20 mit Trittfrequenz-Set kabellos</p> 	<p>Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> 9110903271 Stk. á € 18,30 Farbe: Natur eloxiert</p> <p>____ Stück</p> 	<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 € 102,50 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
<p>Sicherheitswimpel mit Halterung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 9100903294</p>		
<p>Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer</p>		
<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> 9110601101 € 140,30</p> 	<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> 9110601100 € 135,90</p> 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> 9110601102 € 158,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug</p> 
<p>Dienstleistungen</p>		
<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000000 € 250,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000007 € 450,00 zzgl. Versandkosten</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)