



# OUTDOOR- RADVORSATZ

LENK- & SCHIEBEHILFE

## MOBILITÄT NEU ERLEBEN

Mit dem **Outdoor-Radvorsatz** wird Dein Rollstuhl geländegängig und meistert Pflasterstein, Schotter- und Waldwege mühelos. Das größere 12" Rad überwindet Unebenheiten leichter, da die kleinen Lenkräder vom Boden abgehoben sind. Dank Schnellspannklammer oder Verriegelungsplatte ist die Montage ohne Werkzeug möglich. Der Radvorsatz ist in zwei Varianten erhältlich: Die Version mit Lenkgabel bietet ein 360° schwenkbare Rad für maximale Wendigkeit und kann mit einem Handgriff für den Geradeauslauf arretiert werden – ideal für flexibles Manövrieren. Die Variante mit starrer Gabel sorgt für optimale Spurtreue und ist perfekt für lange Strecken sowie höhere Geschwindigkeiten. Sie eignet sich besonders für Begleitpersonen, die den Rollstuhl schieben oder mit Kindern joggen.



### #GeländeChampion

Mit dem Outdoor-Radvorsatz wird Dein Rollstuhl zum Offroad-Experten! Egal ob Pflasterstein, Schotter oder Waldwege – das größere 12" Rad überwindet alle Unebenheiten.



### #WerkzeuglosMontiert

Dank Schnellspannklammer oder Verriegelungsplatte ist der Radvorsatz in Sekundenschnelle angekoppelt – ganz ohne Werkzeug. Einfach einklicken und losfahren!



### #FlexibelUnterwegs

Mit der Lenkgabel hast Du volle Kontrolle: Das Rad ist 360° schwenkbar und kann mit einem Handgriff arretiert werden. Perfekt für wendiges Manövrieren oder den Geradeauslauf beim Schieben.



### #Spurstabilität

Die starre Gabel sorgt für optimale Spurtreue – ideal für lange, gerade Strecken. Kein Flattern, kein unnötiger Kraftaufwand – einfach entspannt unterwegs.





## EINFACHE HANDHABUNG UND BREITE KOMPATIBILITÄT.

Die schnelle Adaption und Abkopplung des Radvorsatzes erfolgt werkzeuglos. Kompatibel mit PRO ACTIV Starrrahmen-, Faltrahmen- sowie Kinder- und Jugendrollstühlen.

## EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



▶ VIDEO



Zum Ankoppeln wird der Radvorsatz je nach Variante per Spannklammer oder Verriegelungsplatte befestigt. In beiden Fällen: schnelles An- und Abkoppeln mit wenigen Handgriffen.



Die Geradeauslaufrastierung der Lenkgabel lässt sich bequem mit einem Handgriff ein- oder ausrasten.



Der Outdoor-Radvorsatz ist schnell in zwei Teile zerlegbar. Das Lenkrad ist über eine Steckachse mit der Lenkstange verbunden und kann mit einem Handgriff abgenommen werden – ideal für Transport und platzsparende Aufbewahrung.

## TECHNISCHE DATEN

### Besonderheiten:

zur Bewältigung von unebenen Strecken | mit starrer Gabel oder Lenkgabel

### Gesamtgewicht ohne Adapter:

starr ab 3,4 kg | mit Lenkgabel ab 3,6 kg (inkl. Adapterstange, kein extra Zentral- oder Frontadapter erforderlich)

### Packmaß:

ab 101,5 x 12,5 x 44 cm (mit Schnellspannklammer)  
ab 101,5 x 18,0 x 56 cm (mit Verriegelungsplatte)

### Mögliche Radgrößen:

12"

### Max. Belastungsgewicht Standard:

bis 120 kg Anhängelast

### Geradeauslauf:

Bei starrer Gabel: Die Gabel ist starr im Geradeauslauf  
Bei Lenkgabel: Das Rad ist 360° schwenkbar und über die Geradeauslaufrastierung für den Geradeauslauf feststellbar

### Adaption:

Adaption über Schnellspannklammer oder Verriegelungsplatte am Halterohr, ohne Werkzeug

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

## FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 05/2025  
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.