

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „TRAVELER“

A9030100001 € 4.290,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty T1-4 bis 150 kg Körpergewicht

A9030100300-K € 615,80

- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick
- Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Schiebegriffe in Edelstahlausführung
- Seitenblech Aluminium 3 mm
- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung
- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen

Heavy Duty Verstärkungsmaßnahmen an Rahmen und Anbaukomponenten für Zuladung 150 kg - 180 kg

A9030100301-K € 165,50

Rahmeninnenrohr im Sitzrohr
Rahmenknotenbleche im Bereich der Faltarmbefestigung

Wird zusätzlich zu A9030100300-K benötigt.

Rahmen

Rahmenvorbau abduziert

A9030100071 € 1.780,00

Rahmenvorbau nach Kundenvorgaben
Rahmenvorbau abduziert, Sonderrahmenlänge
Abduktion: 2,5 cm / Seite
Rahmenlänge bis Rahmenbogen: ____ cm

Die Abfaltfunktion der Rückenlehne ist ggf. eingeschränkt.

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenlänge


A9030100070 € 479,10

Rahmenlänge bis Rahmenbogen ____ cm
(für ST ____ cm)

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenhöhe

A9030100072 € 3.100,00

Rahmengeometrie in hoher Ausführung:
Rahmenhöhe + 6 cm (nicht variabel)



Individuelle Sitzbreite

Sitzbreite 54 cm

A9030100061-054 € 2.173,50

Sitzbreite 56 cm

A9030100061-056 € 2.173,50

Kniewinkel

Kundenanfertigung Kniewinkel

A9000100050-003 € 509,00

90° 100° 110° 115°

Radplatte

Kippunktfixierung Radplatte

A9000200006 € 156,00

bestehend aus
Nutenstein Kippunktfixierung
Halteplatte Kippunktfixierung
inklusive Befestigungsmaterial

Zusätzliche Anforderungen