



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

FREEWAY trekking Lenkvorsatz bis 120 kg Anhängelast

Das FREEWAY trekking ist ein Lenkvorsatz für die leichtere Bewältigung unebener Untergründe und größerer Touren, auch mit längeren Bergabfahrten. Mit der verstellbaren Lenksäule kann die Lenkerposition, bei sich gegebenenfalls ändernden Anforderungen im Winkel, eingestellt werden.

Grundausrüstung

- Andockplatte Quick-Snap zur Ankopplung an den Rahmenadapter
- Lenker winkelverstellbar mit Foamgriffen und Bremsgriff rechts
- 220 mm Lenksäulenlänge
- Verschiebbare Achsposition über klemmbare Gabelfaust für die einfache Höhenverstellung zur Anpassung an den (vorhandenen) Quicksnap Adapter
- Hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung Schwalbe Marathon 20"
- Bedienungsanleitung

A9122000030

CHF 1.197,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Gabelfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Gabelfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Gabelfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,00**

Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,00**

Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,00**

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Gabelfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Zubehör

Abstellständer FREEWAY abschwenkbar

A9120900001 **CHF 218,00**

zur einfachen Adaption in Verbindung mit
"Quick-Snap"-Adapter
Farbe: Schwarz



Feststellscheibenbremse


A9122300000 **CHF 175,90**

Bedienhebel am Lenker-Halterohr montiert.
Als Zugspreizer ausgeführt.

Steck-Schutzblech

A9122502100 **CHF 124,90**



<p>Schutzblech Alu schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> A9122500005 CHF 161,20</p> 	<p>Alu-Gepäckträger "cargo systems"</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900000 CHF 239,80</p> <p>Farbe: Schwarz Max. Belastungsgewicht 10 kg</p> 	<p>SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110901000 CHF 73,20</p> <p>kabellos, mit Halterung</p> 
<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 CHF 116,00</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 		
Rahmenadapter		
<p>SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700141 CHF 560,00</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz</p> 	<p>TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701300 CHF 599,20</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz</p> 	<p>BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701400 CHF 502,40</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz</p>
<p>Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701500 CHF 649,10</p> <p>Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm</p> <p>BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!</p> 	<p>Bitte nachfolgend Auswahl treffen:</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701525 Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701530 Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701535 Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Klemmhülse [70 mm] Im Standard enthalten Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad</p> <p><input type="checkbox"/> Klemmhülse [110 mm] CHF 52,30 A9199000117 Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad</p> <p><input type="checkbox"/> Klemmhülse [170 mm] CHF 63,30 A9199000154 Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad</p>	

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 **CHF 79,00**

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 **CHF 79,00**

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 **CHF 63,20**

mit längerem Betätigungshebel



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm)
A9000800016 **CHF 305,00**

Größe M (125 cm)
A9000800013 **CHF 305,00**

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in
Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss
und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Größe L (145 cm)
A9000800014 **CHF 305,00**

Größe XL (165 cm)
A9000800017 **CHF 305,00**

Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000007 **CHF 610,00**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt
 A9990000009 **CHF 740,00**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 4 - 2024-06-20 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis enthalten = Position erforderlich
Bestellblatt FREEWAY Rev. 08 CH