

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY A2“

A9020100001 € 4.010,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty A1-4 bis 150 kg Körpergewicht

☐ A9010100091 € 478,10

bzw. SB ab 51 cm bis 58 cm:

- Sitzrohr mit zusätzlichem Verstärkungsinnenrohr
- zusätzliches unteres Rahmen Querversteifungsrohr
- zusätzliche Rahmendiagonalaussteifungsrohre zum unteren hinteren Querrohr
- Rückenrohrverstärkungsinlett
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Seitenblechstärke 3mm Alu
- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen!

Rahmenausführung Heavy Duty A1-4 ab 151 kg Körpergewicht

☐ A9010100092 € 943,40

nach individueller Angabe, SB ____ cm

- Sitzrohr mit zusätzlichem Verstärkungsinnenrohr
- zusätzliche Rahmen Querversteifungsrohre
- zusätzliche Rahmendiagonalaussteifungsrohre zum unteren hinteren Querrohr und zum Sitzrohr
- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick
- Rückenrohrverstärkungsinlett
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Schiebegriffe in Edelstahlausführung
- Seitenblechstärke 3mm Alu
- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung
- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen!

Rahmen

Individuelle Rahmengeometrie abduzierte Form

☐ A9010100305 € 1.281,00

Rahmenvorbau pro Seite um Angabe abduziert

☐ 2,5 cm ☐ 3,5 cm

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenlänge

(muss individuell geprüft werden)

☐ A9010100070 € 416,00

Rahmenlänge bis Rahmenbogen ____ cm
(für ST ____ cm)

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenhöhe

(muss individuell geprüft werden)

☐ A9010100110 € 382,60

Rahmenhöhe: ____ cm

Kniewinkel

Kundenanfertigung Kniewinkel

☐ A9000100050-003 € 534,50

☐ 90° ☐ 100° ☐ 110° ☐ 115°

Dienstleistungen

Beratung und Anpassung durch PRO ACTIV gemäß individueller Kundenanforderung

☐ A9990000017 € 612,00

Zusätzliche Anforderungen