

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

FREAK Jugendbike

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterverschluß
- Antriebseinheit natur eloxiert mit Antriebsrad 20", wahlweise 26"
- A-förmige Handgriffe mit intergrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel

9113000013 CHF 3.990,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
 matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
 matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
 matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
 matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- glanz 9000100170-014
 matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon green

- glanz 9000100170-005
 matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz 9000100170-046

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
 matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
 matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Nabenschaltung

Shimano "Nexus" 7-Gang-Nabenschaltung

- 9113000014
Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne
Kassette 20 Zähne (bei Tretlagerstütze Gr.L
19 Zähne)
mit Rücktrittbremse
Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano "Nexus" 8-Gang-Nabenschaltung

- 9113000015 **CHF 189,00**
Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne (bei Tretlagerstütze Gr.L
19 Zähne)
mit Rücktrittbremse
Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano "Alfine" 11-Gang Nabenschaltung

- 9113200026 **CHF 862,00**
Schaltgriff "Rapid Fire"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



Rohloff "Speedhub 500/14" 14-Gang-Nabenschaltung

- 9113000016 **CHF 2.089,00**
Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
MT2) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links

Schaltungszubehör Nabenschaltung

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

- 9100200003 **CHF 690,00**
Planetengetriebe zur Verdoppelung der
Gänge.
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand
geschaltet werden!
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder
45cm!



Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

- 9113000017 **CHF 832,00**
Übersetzung: Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse
(Magura MT2) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200034 **CHF 207,00**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am
Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Shimano Deore XT 1x11 Di2

Taster Bedienung

11-Gang-Kettenschaltung

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



Shimano Deore XT 1x11 Di2

Rapid Fire

11-Gang-Kettenschaltung

9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



Shimano Deore XT 1x11 Di2

Kinnbedienung

11-Gang-Kettenschaltung

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

Mountaindrive 2,5 : 1

Berguntersetzung in Verbindung mit Kettenschaltung

9100200006 **CHF 510,00**

Planetengetriebe Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand! Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Drehgriffschaltung "Grip-Shift"

3-fach, Anbau links

9110200017 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer In Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung!



Drehgriffschaltung "Grip-Shift"

9-fach, Anbau rechts

9110200016 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk In Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung! Nicht in Kombination mit 11-fach Schaltung.



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203mm

9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht




Chassis

Chassis-Geometrie

9113100000-035

Länge 102cm
SB ca. 35cm




Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9100500100-040


Griffweite 45cm
9100500100-045



Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.




Tretkurbel

Länge 135mm
9100600100-135

Länge 155mm
9100600100-155

Länge 175mm
9100600100-175



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)

9100600101 **CHF 217,80**

Beinstütze

Beinstütze geteilt

9100100008
Adaption an der Gabel für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!



Fußanschlag für Beinstütze

9100100012 **CHF 96,70**



Oberschenkelfixierung

9100100013 CHF 170,80



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Foampolsterung 1,5cm

9100800000



Rückenbespannung body contour

9100800010 CHF 169,00

mit Rückenpolster 3cm
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

9100801010



Sitzbespannung body contour

9100801025
atmungsaktiv, federnde Wirkung



Sitzkissen

Sitzkissen "Standard"

9113000190 CHF 120,00

Für Chassis 102cm
SB: 35cm
Höhe: 4cm
Bezug: schwarz; atmungsaktiv



Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____

Räder

20x1" Hinterräder

9100203050
(ETRTO 406)
Felge schwarz

20x1" Vorderrad

9100203052
(ETRTO 406)
Felge schwarz

26x1" Vorderrad mit Doppelwandfelge

9100203051
(ETRTO 559)
Felge silber

Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

9113105001
(ETRTO: 28-406)



20x2" Schwalbe "Big Apple"

9110105125
(ETRTO: 50-406)



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

9113105120 CHF 83,90
(ETRTO: 47-406)



26x2,0" Schwalbe Marathon Plus Tour

9100105140 CHF 83,90
(ETRTO: 50-559)



Zubehör

Steck-Schutzblech

9100502100 CHF 51,50



Beinschutzblech

9113900000 CHF 193,30
Schutz bei MTB-Bereifung

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9100800100 CHF 234,00
mit Halterungsklemme 40mm



Nackenstütze

9100800150 CHF 281,00
höhenverstellbar,
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

9100800200 CHF 124,00



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 CHF 73,20
Kabellos, mit Halterung



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9110900018 CHF 179,70
mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Halierung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 Stk. á CHF 25,20

Farbe: natur eloxiert

____ Stück



Anmerkungen und Notizen:

Beleuchtungsset SIGMA

9120900019 CHF 116,00

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Sicherheitswimpel mit Halierung

9100903294

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 CHF 191,50



Tetra-Schalengriffe

9110601100 CHF 187,00



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 CHF 218,00

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

9990000007 CHF 610,00

zzgl. Versandkosten

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)