



## NJ1 e-assistant

bis 120 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung  
4 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche  
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem, Bedienung rechts
- Zusatzbremse, Bedienung am Handgriff links mit Arretierbügel zur Nutzung als Feststellbremse
- Kettenschutzrohr
- Anfahrunterstützung (Throttle) zur Fahrt ohne Kurbelbewegung bis 6 km/h
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect
- Trinkflasche mit Halter
- Antriebseinheit schwarz

## Antrieb Neodrives

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> 20" (ETRTO 406)<br>A9116100011-020 | <b>CHF 6.880,00</b> |
| <input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 507)<br>A9116100011-024 | <b>CHF 6.880,00</b> |

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**Fax:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**ASP:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Geb.-Dat.:** \_\_\_\_\_

**Kostenträger:** \_\_\_\_\_

**Indikation:** \_\_\_\_\_

## Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Oberkörperhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

## Akkus Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

### Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 45-75 km

A9116900116

Montage links an der Gabel



### Doppelakku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 85-150 km

A9116900118 **CHF 1.378,10**

Montage beidseitig an der Gabel, Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker



## Kettenschaltung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9110200032

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9110200034 **CHF 205,30**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



### Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9110200035 **CHF 1.587,10**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Bedienung: Rechts  Links

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



### Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9110200033 **CHF 1.742,00**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



## Schaltungszubehör

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

A9100200003 **CHF 774,20**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.  
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung  
im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und  
53 cm.




## Bremssystem

### Mechanische Feststellscheibenbremse über Zugspreizer bedienbar

A9110300002 **CHF 90,30**

an der Tretlagerstütze montiert,  
Bremsgriff am Handgriff links entfällt



### Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse


A9117300120 **CHF 124,00**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem  
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit  
kann die mechanische Scheibenbremse als  
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt  
werden.

### Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300105 **CHF 88,80**

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast bzw.  
Körpergewicht.  
Nicht erforderlich bei Auswahl Mechanische  
Rücktritt-Scheibenbremse



### Doppeltes leistungsstarkes Bremssystem Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300100\* **CHF 337,00**

Bei 20": Feststellfunktion mittels Arretierbügel  
am Handgriff umsetzbar.

Bei 24": Zusammen mit V-Brake Felgenbremse  
als Feststellbremse über Rasthebel bedienbar  
Empfohlen ab 100 kg Anhängelast

### Mechanische Rücktritt- Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion

A9110300004 **CHF 788,60**

Kompatibel mit Kettenschaltung und  
Freilaufschalt-nabe.

In Verbindung mit:

- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm  
bis 120 kg Körpergewicht

Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1  
Berguntersetzung

## Bereifung

### 20x1,75" Schwalbe „Marathon“

A9110105121  
(ETRTO 406-47)  
Tourenreifen



### Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47)  
A9130105128 **CHF 30,70**

24x1,75" (507-47)  
A9110105135 **CHF 30,70**

unplattbar, mit Pannenschutz einlageband  
Smart Guard



## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm  
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm  
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm  
A9110500100-050

#### Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)  
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)  
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)  
A9110500100-058

#### Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm  
A9110600100-155
- Länge 175 mm  
A9110600100-175
- Länge 195 mm  
A9110600100-195



#### Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 145,30**  
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 145,30**  
A9100600105-175
- Länge individuell  
140 mm bis 195 mm **CHF 276,30**  
A9100600100



#### Tretlagerstütze starr

- L (X/Y 158/362 mm)  
A9110501100-002
- XL (X/Y 158/410 mm) **CHF 71,30**  
A9110501100-006
- XXL (X/Y 170/465 mm) **CHF 71,30**  
A9110501100-007




#### Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- M (300 mm) **CHF 247,80**  
A9110500001-001
- L (370 mm) **CHF 247,80**  
A9110500001-002
- XL (420 mm) **CHF 247,80**  
A9110500001-003

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert. Lieferbar bis Größe XL.



## Handgriffe

### Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 109,80**

gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.  
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen



### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 181,00**



### Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 **CHF 204,60**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug  
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar



### Tetra-Ergogriff freistehend

A9100600001 **CHF 175,80**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet  
Kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar



### Tetra-Schalengriffe

A9110601100 **CHF 184,10**



## Zubehör Bike

### Schutzblech und Kettenschutzscheibe schwarz

A9116500005 **CHF 120,00**

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

### Schutzblech und Kettenschutzscheibe individuelle Farbauswahl

A9116500010 **CHF 265,50**

aus Farpalette Einfarbdesign  
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- \_ \_ \_ \_

Farbe: \_\_\_\_\_

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

### LED Beleuchtung Neodrives System

A9116900002 **CHF 162,00**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems  
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung  
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung entfällt



### Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

A9110903271 **Stk. á CHF 24,80**

Farbe: Natur eloxiert


\_\_\_\_\_ Stück



### Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 130,40**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert



### Rangiergriff an Kettenschutz montiert

A9110500000 **CHF 68,30**

mit Moosgummiüberzug

### Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9110903290 **CHF 183,30**

Farbe: Schwarz  
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der Beladepattform,  
Max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



### Ausgleichsgewicht für Akku

A9116900000 **CHF 137,10**

mit Trinkflasche und Halterung. Zum Ausgleich des Akkugewichtes bei Ausstattung mit nur einem Akku und zur Verbesserung der Traktion.



### Bediensatellit am Handgriff montiert

Montage: Rechts  Links

mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)

A9116200000 **CHF 108,00**

ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9116200001 **CHF 153,10**

## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 111,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.  
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



### Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 **CHF 78,90**

Gerade Ausführung  
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 **CHF 78,90**

Gebogene Ausführung  
nur in Verbindung mit Frontadapter



### Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 58,70**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



### Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 **CHF 62,70**

mit längerem Betätigungshebel

### Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) **CHF 255,00**

A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 255,00**

A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 255,00**

A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 255,00**

A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



## Rahmenadapter

### SPEEDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700141 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme  
Farbe: Schwarz



### TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701300 **CHF 590,90**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus  
Farbe: Schwarz



### BUDDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701400 **CHF 552,60**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: Schwarz



### Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 629,50**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau  
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm  
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

#### BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525  
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530  
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535  
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmhülse [80 mm]  
Im Standard enthalten  
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [110 mm] **CHF 49,00**  
A9199000117  
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [170 mm] **CHF 59,30**  
A9199000154  
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

### Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 113,30**


rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion  
Nur in Verbindung mit Frontadapter



## Rollstuhlabhängiges Zubehör

### Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2  
A9110100100-002 **CHF 395,10**
- Für BUDDY  
A9110100100-003 **CHF 395,10**
- Für TRAVELER  
A9110100100-001 **CHF 395,10**  
4° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all /  
4teen / 4you /  
TRAVELER 4you **CHF 603,10**  
A9110102001  
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr  
4° / 6° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- Für SPEEDY F2 / F3  
A9015100005 **CHF 782,30**  
mit durchgehendem Achsrohr,  
Höheneinstellung über Verzahngelenk  
in 6° Winkelschritten einstellbar  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar  
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV  
geprüft werden.  
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte  
möglich.  
Bis 120 kg Anhängelast.



## Dienstleistungen

### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 **CHF 378,60**

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

- A9990000011 **CHF 344,20**

### Anbau des Handbikes / Zugerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV

#### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- A9990000012 **CHF 223,30**

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

#### an ein Fremdprodukt

- A9990000013 **CHF 356,20**

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr Ø \_\_\_\_ mm

### Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.