

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



NJ1 Adaptivbike

mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse
bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse integriert in der Schalthabe
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellarretierung
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- u. Heckscheinwerfer

9110110000 CHF 3.090,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Farbe

**Silber,
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz**

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Nabenschaltung

**Shimano "Nexus"
7-Gang-Nabenschaltung**

9110200022
Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



**Shimano "Nexus"
8-Gang-Nabenschaltung**

9110200023 **CHF 189,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung
in Verbindung mit Nabenschaltung**

9110200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand geschaltet
werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Bremssystem

**Feststellbremse V-Brake über
Rasthebel bedienbar**

9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert,
Bremsgriff am Handgriff links entfällt



Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9110500100-040

Griffweite 45cm
9110500100-045

Griffweite 50cm
9110500100-050

Griffweite 55cm **CHF 78,60**
9110500100-055
über 25mm Griffdistanz



Tretlagerstütze starr


L (X/Y 158/362mm)
9110501100-002

XL (X/Y 158/410mm)
9110501100-006

XXL (X/Y 170/465mm)
9110501100-007

CHF 71,80

CHF 71,80



Tretlagerstütze verstellbar


9110500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der
Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die
Tretlagerstützengröße an, die Ihrer
gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare
Tretlagerstütze in XL ausgeliefert.
Lieferbar bis Größe XL



Tretkurbel

Länge 155mm
9110600100-155

Länge 175mm
9110600100-175

Länge 195mm
9110600100-195



Kundenanfertigung

**Tretkurbellänge nach Maß _____mm
(Mindestlänge 125mm)**

9110600100-000 **CHF 217,80**

Antriebsrad

Antriebsrad mit Doppelwandfelge

20" (406)
9110203050

24" (507)
9110104259

26" (559)
9110104260

Bereifung

Schwalbe "Marathon"

20x1,5" (406-40)
9110105120

26x1,5" (559-35)
9110105100

Tourenreifen



Continental "RideTour"

- 24x1,75" (507-47)
9110105127

Tourenreifen



Schwalbe "Big Apple"

- 20x2" (406-50)
9110105125

Ballonreifen



Schwalbe "Knobby"

- 20x2" (406-54)
9110105126

Profilreifen



Schwalbe "Marathon Plus"

unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband Smart Guard

- 20x1,75" (406-47)
9130105128 **CHF 32,70**
- 24x1,75" (507-47)
9110105135 **CHF 32,70**



Abstellständer NJ1 Adaptiv abschwenkbar, höhenstellbar

- 9110903296
zur einfachen Adaption in Verbindung mit
"Quick-Snap"-Adapter
Farbe: schwarz

Alu-Gepäckträger "cargo systems"

- 9110903290 **CHF 110,00**
Farbe: schwarz
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der
Beladeplattform,
max. 15kg in Verbindung mit
Gepäcktaschen bei
niedrigerer Belastungshöhe.



Rangierrollen für Abstellständer

- 9110900017 **CHF 132,20**
Rangierrollen über Doppelspannklammer an
Abstellständer montiert. (Abb. ähnlich)



Rangiergriff an Kettenschutz montiert

- 9110500000 **CHF 182,90**
mit Moosgummiüberzug



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9110502100



Beleuchtungsset SIGMA

- 9100900019
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 **CHF 73,20**
kabellos



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

- 9110900018 **CHF 179,70**
kabellos
mit kabellosem Trittfrequenz-Set



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 **Stk. á CHF 25,20**
Farbe: natur eloxiert



_____ Stück

Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110700141 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110701300 **CHF 599,20**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110701400 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz

Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525

Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm

9110701530

Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm

9110701535

Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm



Tetra-Schalengriffe

9110601100 **CHF 187,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Schaltungsbedienautomat für sequentielle Schaltung der 8-Gang Nexus-Schaltung

9110200002 **CHF 820,00**

Schaltarmatur fest am Kettenschutz montiert, zur Schalthebelbedienung über Betätigungsbügel durch Hand- oder Kinnbedienung.



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

9110700005 **CHF 79,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm) **CHF 305,00**
9000800016

Größe M (125cm) **CHF 305,00**
9000800013

Größe L (145cm) **CHF 305,00**
9000800014

Größe XL (165cm) **CHF 305,00**
9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: schwarz




Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2 **CHF 398,00**
9110100100-002

Für Buddy **CHF 398,00**
9110100100-003


Für Traveler **CHF 398,00**
9110100100-001



4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you **CHF 590,00**
9110102001



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy F2 **CHF 590,00**
9015101000

Für Speedy F4 **CHF 590,00**
9110101000



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 **CHF 191,50**



Dienstleistungen

Anmerkungen und Notizen:

Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV

9990000001

an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl
(Montage inkl.)

Prod.-Nr.: _____

9990000002 **CHF 180,00**

an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl

Prod.-Nr.: _____

9990000014 **CHF 610,00**

an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung
und Anbaufreigabe sowie Auslieferung
durch den Fachhandel, technischer
Anbau durch PRO ACTIV)

zzgl. Montagematerial

Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

9990000003 **CHF 575,00**

zzgl. Versandkosten

Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008

an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl

Prod.-Nr.: _____

(Anbau und Auslieferung durch
Fachhandel)

9990000005

an Fremdprodukt

Hersteller: _____

Modell: _____

(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und
Auslieferung durch Fachhandel)

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)